



Верхние и нижние боковые зубы

CUSPIFORM

40 C



**41 C



**42 C




43 C



**44 C



45 C



SYNOFORM

10 S



11 S



12 S



13 S



14 S



SYNOFORM нет в цветах VITA SYSTEM 3D-MASTER.

Цветовая система VITA SYSTEM 3D-MASTER®

С помощью уникальной
системы VITA SYSTEM 3D-MASTER
все натуральные цвета зуба
системно определяются и
точно воспроизводятся.


1013R - 0707 (3) SI

VITA Определение цвета

VITA Цветовое задание в
лабораторию

VITA Воспроизведение цвета

VITA Проверка цветового
исполнения



VITA

Фирма ВИТА сертифицирована как производитель медицинской
продукции, и следующие материалы имеют маркировку **CE 0124**:
Набор VITA PHYSIODENS соответствует всем требованиям стандарта
ISO 22112: 2005. Дата выпуска информации: 06-2007
US 5498157 A · AU 659964 B2 · EP 0591958 B1


VITA Zahnfabrik
H. Rauter GmbH & Co.KG
Postfach 1338
D-79704 Bad Säckingen
Fon +49/ 7761/562-0
Fax +49/ 7761/562-299
Hotline: +49/ 7761/562-222
Fax +49/ 7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com
info@vita-zahnfabrik.com

VITAPAN®




Карта форм

Выпуск 06-07



VITA



лопаточкой

0 13

 41,7
9,5
7,9

0 25

 42,8
9,9
8,1

0 34

 43,3
9,7
8,0

0 35

 43,2
9,8
8,0

0 43

 43,6
9,4
8,2

0 86

 47,1
9,9
8,9

0 97

 49,2
11,5
9,0

***0 98**

 48,1
11,8
9,0

0 99

 52,5
12,5
9,8


треугольные

***T 36**

 43,7
10,1
8,1

T 53

 44,6
9,2
8,1

T 56

 44,4
10,0
8,3

T 66

 44,6
10,2
8,3

T 67

 45,1
10,0
8,4

***T 76**

 45,9
10,4
8,2

***T 77**

 46,2
10,6
8,5

***T 88**

 47,1
10,6
8,7

T 98

 50,5
10,8
9,3

T 99

 48,0
11,1
9,0




прямоугольные

X 13

41,5
9,3
7,7



X 66

45,9
10,1
8,9



X 77

47,0
10,1
8,5



X 87

46,9
10,1
8,9




X 96

50,0
10,0
9,3



X 99

50,6
12,7
9,4



лопаточкой треугольные прямоугольные квадратные

Систематическая классификация по группам форм облегчает выбор гарнитура соответственно физиогномии пациента. Кроме того, обеспечивается надежная коммуникация между врачом и техником.



квадратные

Z 51

44,6
8,8
8,3



Z 61

45,5
8,7
8,2



Z 74

46,7
9,6
8,8



Z 84

46,7
9,4
8,7



Z 85

47,5
9,7
8,6




Z 97

52,2
10,2
9,5



Z 97



Все размеры в миллиметрах

Нижние фронтальные зубы

Полностью сформированные
режущие края

Истертые
режущие края

L3

33,4
8,0
5,0



***L5**

35,3
9,2
5,2



L5L

34,2
9,9
5,1



***L7**

36,2
8,7
5,4



L9

36,1
9,0
5,6



***L11**

36,9
9,1
5,7



L13

37,0
8,7
5,6



L15

38,0
12,2
5,7



***L4**

32,7
8,3
4,7



L8

38,9
9,8
5,8



L10

39,0
9,2
5,9



L12


41,0
9,8
6,2



L14

41,7
10,9
6,1



№		№		№	
0 13	41,7	L 4 32,7		40C 10S 20E 28,1 29,0 29,4 29,5 30,5 31,0	
0 25	42,8	L 3 33,4		40C 10S 20E 28,1 29,0 29,4 29,5 30,5 31,0	
0 34	43,3	L 3 33,4		41C 11S 21E 21L 29,9 30,0 30,5 30,1 31,3 31,9 32,7 30,7	
0 35	43,2	L 3 33,4		41C 11S 21E 21L 29,9 30,0 30,5 30,1 31,3 31,9 32,7 30,7	
0 43	43,6	L 5 35,3		41C 11S 22E 22L 29,9 30,0 32,9 31,6 31,3 31,9 33,7 32,1	
0 86	47,1	L 11 36,9		42C 12S 23E 23L 31,7 31,1 33,5 34,2 33,4 32,7 34,6 34,8	
0 97	49,2	L 8 38,9		44C 14S 24E 32,8 33,1 34,8 34,6 35,4 36,1	
0 98	48,1	L 13 37,0		42C 12S 24E 31,7 31,1 34,8 33,4 32,7 36,1	
0 99	52,5	L 14 41,7		45C 14S 25E 34,8 33,1 36,7 36,3 35,4 37,3	
T 36	43,7	L 4 32,7		40C 10S 20E 28,1 29,0 29,4 29,5 30,5 31,0	
T 53	44,6	L 5 35,3		41C 11S 21E 21L 29,9 30,0 30,5 30,1 31,3 31,9 32,7 30,7	
T 56	44,4	L 5 35,3		41C 11S 22E 22L 29,9 30,0 32,9 31,6 31,3 31,9 33,7 32,1	
T 66	44,6	L 5 35,3		42C 12S 22E 22L 31,7 31,1 32,9 31,6 33,4 32,7 33,7 32,1	
T 67	45,1	L 4 32,7		42C 12S 22E 22L 31,7 31,1 32,9 31,6 33,4 32,7 33,7 32,1	
T 76	45,9	L 7 36,2		42C 12S 23E 23L 31,7 31,1 33,5 34,2 33,4 32,7 34,6 34,8	
T 77	46,2	L 11 36,9		42C 12S 24E 31,7 31,1 34,8 33,4 32,7 36,1	

VITAPAN® Anteriores/Posteriores:

Наш набор VITAPAN дает Вам обширный выбор фронтальных и боковых зубов. Различные концепции построения жевательных поверхностей – CUSPIFORM и SYNOFORM, а также гарнитуры 31 ОК-FZ и 13 UKFZ – помогут Вам подобрать для каждого клинического случая подходящие зубы. Своим замечательным качеством зубы VITAPAN в значительной мере обязаны ручному способу послойного построения и фирменной технологии прессования. VITAPAN Anteriores и Posteriores предлагаются в уникальной цветовой системе VITA SYSTEM 3D- MASTER (кроме SYNOFORM) и в классической цветовой системе VITAPAN classical (без B1). Цветовое соответствие всем материалам от ВИТА для реставраций естественных зубных цветов гарантировано. Поэтому зубы VITAPAN отлично подходят для использования в комбинационных работах, в том числе и на имплантатах.

№		№		№	
T 88	47,1	L 11 36,9		44C 14S 24E 32,8 33,1 34,8 34,6 35,4 36,1	
T 98	50,5	L 15 38,0		45C 14S 24E 34,8 33,1 34,8 36,3 35,4 36,1	
T 99	48,0	L 11 36,9		44C 14S 25E 32,8 33,1 36,7 34,6 35,4 37,3	
X 13	41,5	L 4 32,7		41C 11S 20E 29,9 30,0 29,4 31,3 31,9 31,0	
X 66	45,9	L 9 36,1		42C 12S 22E 22L 31,7 31,1 32,9 31,6 33,4 32,7 33,7 32,1	
X 77	47,0	L 11 36,9		42C 12S 23E 23L 31,7 31,1 33,5 34,2 33,4 32,7 34,6 34,8	
X 87	46,9	L 11 36,9		44C 14S 24E 32,8 33,1 34,8 34,6 35,4 36,1	
X 96	50,0	L 10 39,0		44C 14S 25E 32,8 33,1 36,7 34,6 35,4 37,3	
X 99	50,6	L 15 38,0		45C 14S 25E 34,8 33,1 36,7 36,3 35,4 37,3	
Z 51	44,6	L 3 33,4		43C 13S 22E 22L 31,0 31,3 32,9 31,6 32,3 33,9 33,7 32,1	
Z 61	45,5	L 3 33,4		43C 12S 22E 22L 31,0 31,1 32,9 31,6 32,3 32,7 33,7 32,1	
Z 74	46,7	L 9 36,1		42C 12S 23E 23L 31,7 31,1 33,5 34,2 33,4 32,7 34,6 34,8	
Z 84	46,7	L 9 36,1		42C 12S 23E 23L 31,7 31,1 33,5 34,2 33,4 32,7 34,6 34,8	
Z 85	47,5	L 13 37,0		44C 14S 24E 32,8 33,1 34,8 34,6 35,4 36,1	
Z 97	52,2	L 12 41,0		45C 14S 25E 34,8 33,1 36,7 36,3 35,4 37,3	

VITAPAN® Anteriores/Posteriores:

- Транслюценция, опалесценция и флуоресценция соответствуют природным образцам.
- Гармония поверхностной структуры и формы каждого отдельного зуба отличают вид каждого отдельного гарнитура.
- Боковые зубы VITAPAN CUSPIFORM и SYNOFORM подходят практически для всех признанных способов постановки.
- Свойства CUSPIFORM: анатомически исполненные жевательные поверхности, 23-28° наклон бугров, хорошая окклюзия и центральное соотношение.
- Свойства SYNOFORM: истертые, только слегка входящие в окклюзию жевательные поверхности, узкие формы.
- Возможность индивидуализации зубов VITAPAN с помощью композита VITA VMLC.
- Цветовое соответствие даже при наличии тонких стенок в технике фасеток.