

Пластмассовые зубы Ivocryl

Зеркальное отражение природы

Ivoclar
vivadent



Широкое разнообразие форм и цветов зубов **Ivocryl** соответствует эстетическим требованиям современной стоматологии. Анализ морфологии живых зубов, современные способы работы, хорошо организованное производство, построенное на научной основе, позволили разработать широкий выбор этих высококачественных зубов. Как и их природный прототип, зубы **Ivocryl** отличаются оптимальной функциональностью и превосходной эстетикой, прежде всего они подкупают своим живым внешним видом и естественными цветами – эти факторы делают зубы **Ivocryl** зеркальным отражением природы.



Верхние фронтальные зубы



Цветовая шкала Chromascop / Ivocryl – цветовой стандарт для всех продуктов Ivoclar Vivadent

Широкий выбор цветов облегчает определение цвета для каждого пациента. Изготовленная из материала **Ivocryl** цветовая шкала позволяет точно и эффективно определить соответствующий цвет пластмассовых зубов. Для получения дальнейшей информации о продукте обращайтесь непосредственно на Ivoclar Vivadent или на наш веб-сайт.



Фронтальные зубы Ivocryl

Обширный ассортимент линии зубов **Ivocryl** состоит из десяти различных форм фронтальных зубов для верхней челюсти и шести соответствующих форм фронтальных зубов нижней челюсти. Зубы **Ivocryl** разделяются на три группы квадратных, треугольных и овальных форм зубов различных размеров.

Боковые зубы Ivocryl


3 формы боковых зубов, созданных по принципу **Orthotyp**, позволяют легко произвести функциональную постановку боковых зубов в полной гармонии с фронтальными зубами.




Верхние фронтальные зубы



Нижние фронтальные зубы



Боковые зубы



Комбинационная таблица

Форма	верхние фронтальные зубы	нижние фронтальные зубы	боковые зубы
●	11	51 / 52	28 M
●	12	54 / 56	30 M
▲	31	52	28 M
▲	33	53	28 / 30 M
▲	34	52 / 53	30 M
▲	36	53 / 54 / 56	30 / 32 M
▲	37	56 / 57	32 M
■	22	51 / 52	28 M
■	24	51 / 53	30 M
■	26	54 / 56	32 M



ООО «РУДЕНТ»

Москва ул 4-я Парковая д 12 к1

т.499 785 95 26/27

www.рудент.рф