


КАТАЛОГ

Воска, лаки
и многое другое...



Tribos 501

Трехслойные акриловые зубы, смоделированные по теории
«Окклюзионного компаса» Дитера Шульца и трехмерные фронтальные зубы по Яну Шунеману

Созданы по законам природы



Таунг-Чайлд: репродукция
«трибосфенного» моляра,
возраст 2 млн лет:



Вид современного
первого нижнего моляра




Акриловые зубы
Tribos 501

НОВИНКА!




Фронтальные зубы V & VL
создают новые масштабы


По Яну Шунеману



Первичная морфология для
протезирования на имплантатах



Вторичная морфология для
бюгельного протезирования



Вторичная морфология,
абразивная, для частичных
и полностью съемных протезов

НОВИНКА!

Steam Off Spacer. Смываемые компенсационные лаки.

Специальные компенсационные лаки толщиной 15 мкм для работы с пресс керамикой.
Техника изготовления коронок из пресс керамики методом раскрашивания значительно упрощается благодаря использованию снимаемых лаков.

- 5 дентинных и отбеленный оттенки — для всех стандартных цветов.
- лак легко снимается с помощью пароструйного аппарата, что позволяет без труда посадить вкладку.
- водостойкий — штампик можно мыть.
- равномерное покрытие поверхности одним слоем.
- толщина 15 мкм
- легко контролировать цвет пресс керамики, благодаря разнообразию оттенков лака.



Набор лаков Steam-off,	6 x 20 мл	артикул 590-0006	€ 105,00 / 4 357,50 руб.
Лак Steam-off, ваниль,	20 мл (под дентин А2)	артикул 591-0001	€ 18,90 / 784,35 руб.
Лак Steam-off, сахара,	20 мл (под дентин А3)	артикул 592-0001	€ 18,90 / 784,35 руб.
Лак Steam-off, золото,	20 мл (под дентин А3,5 В3, В4, D4)	артикул 593-0001	€ 18,90 / 784,35 руб.
Лак Steam-off, песок,	20 мл (под дентин А1, В1, В2, С1, D2)	артикул 594-0001	€ 18,90 / 784,35 руб.
Лак Steam-off, земля,	20 мл (под дентин С2, С3, А4, С4, D3)	артикул 595-0001	€ 18,90 / 784,35 руб.
Лак Steam-off, снег,	20 мл (под дентин отбеленный)	артикул 596-0001	€ 18,90 / 784,35 руб.

Воска моделировочные и пришеечные GIANT WAX, 75 г

Воск:
- высококачественный воск с минимальной усадкой
- жесткий воск, но при этом не хрупкий
- лучшая стабильность в расплавленном состоянии
- позволяет моделировать мельчайшие фиссуры
- два вида воска в одном — моделировочный и пришеечный
— позволяют экономить время и повышают удобство в работе

Форма:
- устойчивая поверхность упаковки
- плоский восковой диск с оптимальными эргономическими свойствами
- воск легко брать и использовать с любой стороны

НОВИНКА!



Wax GIANT — два в одном

Моделировочный воск со вставкой пришеечного воска

- песочный (непрозрачный) и красный пришеечный (прозрачный), артикул 733-5001 € 21,50 / 892,25 руб.
- серый (непрозрачный) и красный пришеечный (прозрачный), артикул 735-5001 € 21,50 / 892,25 руб.
- синий (непрозрачный) и красный пришеечный (прозрачный), артикул 737-5000 € 21,50 / 892,25 руб.

Wax GIANT

- пришеечный воск красный (прозрачный), артикул 731-5000 € 18,90 / 784,35 руб.
- моделировочный воск песочный (непрозрачный), артикул 732-5001 € 18,90 / 784,35 руб.
- моделировочный воск серый (непрозрачный), артикул 734-5001 € 18,90 / 784,35 руб.
- моделировочный воск синий (прозрачный), артикул 736-5000 € 18,90 / 784,35 руб.

EASY WAXER — новый очень лёгкий в использовании электрошпатель от Yeti

При разработке электрошпателя учитывался опыт предыдущих лет, что позволило улучшить характеристики и уменьшить себестоимость.

- аналоговая плата управления — простая и очень надёжная
- короткое время нагрева
- светодиодный индикатор неисправностей
- широкий диапазон температур до 250° С
- очень лёгкий и устойчивый на поверхности
- термостойкий кабель наконечника

Комплект включает:

- прибор
- наконечник
- моделировочная насадка РКТ2 (артикул 411-0 200)
- держатель для ручки

Easy Waxer артикул 413-0000 € 152,50 / 6 328,75 руб.

НОВИНКА!



Внимание! Цены рассчитаны по курсу: 1 € = 41,5 руб.

Сплавы

SOLIDUR CoCr

сплав для бюгелей упругий



- кобальто-хромовый сплав, пригоден для сканирования лазером
- экономит время и удобен в работе благодаря тонкому оксидному слою
- отличная полируемость, блеск, точность
- превосходные литьевые качества — создание самых изящных конструкций
- превосходные физические качества
- высокая биологическая совместимость — прочность во рту пациента

SOLIDUR CoCr 1 000 г артикул 960-1000
€ 232,16 / 9 634,64 руб.

Точка плавления	1 280° C
Температура литья	1 480° C
Твердость	420 HV
Плотность	8,3 г/см ³
Относительное удлинение при разрыве	8%
Растяжение	6,5%

Co %	Cr %	C %	Mo %	Mn %	Si %
63	29,4	0,29	5,90	0,6	0,7



SOLIBOND C plus

SOLIBOND C plus — это биосовместимый кобальтохромовый сплав с минимальной оксидной пленкой.

- является клинически одобренным кобальтохромовым сплавом, не содержащим бериллий
- соответствует требованиям DIN EN ISO 9693 и отличается твердостью 280 Hv 10
- пригоден для плавки с применением нагрева открытым пламенем, а также для высокочастотного литья. Одной из его исключительных характеристик является

возможность его лазерного сканирования и высокая биосовместимость.

SOLIBOND C plus может припаиваться универсальным припоем Lot NE.

SOLIBOND C plus 1 000 г артикул 969-1000
€ 238,63 / 9 903,15 руб.

Co %	Cr %	W %	Mo %	Nb %	Si %
63	24	8,1	2,9	0,9	1,1

Интервал плавления	1300–1350° C
Температура литья	1390° C
Твердость	280 HV
Относительное удлинение при разрыве	10,1%
КТР (20–600° C)	14,0



SOLIBOND N

SOLIBOND N является никель-хромовым сплавом без содержания бериллия. Оптимальная металлокерамическая связь достигается благодаря сильному окислению. SOLIBOND N подходит для плавки как на открытом огне, так и в литейном аппарате; одной из его особенностей является высокая сопротивляемость коррозии. Состав сплава рассчитан на службу в течение долгих лет.

SOLIBOND N 1 000 артикул 963-1000
€ 180,00 / 7 470,00 руб.

Ni %	Cr %	Mo %	Si %	Fe %
63,15	24,5	10,0	1,35	1,0

Интервал плавления	1250–1330° C
Температура литья	1390° C
Твердость	180 HV
КТР (20–600° C)	14,1



Lot NE — универсальный припой для CoCr сплавов

Lot NE 5 г артикул 960-0000 € 42,79 / 1 775,79 руб.

СУПЕР ЦЕНА!



Универсальная паковочная масса YETI EXPANSION

Yeti Expansion — универсальная, мелкодиспенсерная, точная паковочная масса. Для коронок, мостов и бюгелей. Подходит для всех благородных и неблагородных сплавов под металлокерамику и прессованную керамику. Yeti Expansion можно использовать как для техники быстрого литья (шоковой технологии), так и для традиционного метода ступенчатого нагрева.

Yeti Expansion порошок + жидкость	4,5 кг (50 x 90 г) + 1 л	артикул 955-0000
€ 52,25 / 2 168,38 руб.		
Yeti Expansion порошок	4,5 кг (50 x 90 г)	артикул 955-0090
€ 40 / 1660 руб.		
Yeti Expansion жидкость	1 л	артикул 955-1000
€ 13,50 / 561 руб.		



YETIVEST

Фосфатная точная паковочная масса.

Подходит для всех благородных и не благородных сплавов под металлокерамику.

- мелкодиспенсерная масса
- способ разогрева: традиционный или шоковый

Yetivest порошок + жидкость	4,0 кг (25 x 160 г) + 1 л	артикул 932-0000
€ 61,00 / 2 531,50 руб.		



Паковочная масса YETI PRESS INVESTMENT

Yeti Press Investment — идеально подходит для керамики и пресс-керамики

- мелкодисперсный состав обеспечивает гладкую и ровную поверхность
- высокая точность, необходимая для вкладок и работ с «плечом»
- можно использовать для техники быстрого литья (шоковой технологии)

Yeti Press Investment порошок + жидкость	4 кг (25 x 160 г) + 700 мл	артикул 360-0000	€ 146,16 / 6 065,64 руб.
--	----------------------------	------------------	--------------------------



COBAVEST

Новейшая паковочная масса, создана для техники быстрого литья бюгелей. Гарантия получения высокоточного бюгельного протеза. Высокая текучесть, практически не требует использования вибрации.

COBAVEST	100 пакетов по 200 г (20 кг)	артикул 940-0200
		€ 74,83 / 3 106,00 руб.
	жидкость 1 л	артикул 941-1000
		€ 13,50 / 561,00 руб.

Вспомогательные материалы



Моделировочный светоотверждаемый материал BUILD UP RESIN LC

Точная моделировка мостовидных протезов без баланса.

Build Up Resin LC — моделировочный светоотверждаемый материал для литьевой технологии. Легко отделяется от первоначальной конструкции. Высокая стабильность, аккуратный контур при нанесении, выгорает без остатка.

Build Up Resin LC

2 тубика по 3 г

артикул 890-1300

€ 36,17 / 1 501,06 руб.

Мы рекомендуем PRECI NT Shuttle II/IV (см. стр. 41)



CAD / CAM восковые заготовки

Предназначены для воспроизведения коронок/мостов по технологии CAD / CAM. Мультифункциональные и технологичные. Разработаны специально для систем CAD / CAM по новейшей технологии. Высокая экономия материала за счет формы заготовки. Высокая температура плавления воска 120° C.

Диаметр заготовки 9,85 см, высота 2,0 см, в упаковке 1 шт.

CAD / CAM восковая заготовка, серая, средней твердости

артикул 790-0500

€ 53,50 / 2 220,25 руб.

CAD / CAM восковая заготовка, бежевая, твердая

артикул 790-0600

€ 53,50 / 2 220,25 руб.

Туннельный воск, натуральный


Туннельный воск служит «фундаментом» для постановки зубного ряда на базисе модели

- значительно упрощает работу техника, при постановке зубов на восковом базисе
- не требуют постоянной работы горячим шпателем
- при проверке окклюзионных движений, зубы крепко и надежно держатся на модели
- не оставляет следов на кюветах, не загрязняет гипс



Туннельный воск 100 г артикул 27200

€ 13,00 / 539,50 руб.



BOXING WAX

Красные восковые пластины для формирования цоколя, толщина 1,5 мм.

Также идеально подходит для окантовки стандартных слепочных ложек.


- идеальная толщина, которая не продавливается
- за счет высокой пластичности воска придает правильный объем цоколю

Boxing wax

300 x 40 мм (упаковка 400 г)

артикул 603-0400

€ 21,17 / 878,56 руб.



PERIPHERY WAX

Круглые восковые прутки красного цвета для формирования границы съемного протеза на жесткой ложке.

- очень пластичный
- хорошо прилипает к ложке

Periphery Wax

300 x 0,5 мм (упаковка 360 г)

артикул 602-0360

€ 18,76 / 779 руб.



Воск и материалы для блокировки поднутрений

CUTEX, воск для блокировки поднутрений

Не подходит для литейной технологии

Не сгорает без остатка

CUTEX служит для блокировки поднутрений или выравнивания шероховатой поверхности штампа. Воск чрезвычайно твердый и легко адаптируется к контуру штампа. Более высокая точка плавления CUTEX 93°C исключает связь с другими восками YETI: погружным или цервикальным. Используется CUTEX после нанесения компенсационных лаков. Легко удаляется со штампа.

CUTEX, воск для блокировки поднутрений 20 г артикул 723-0000
€ 10,33 / 428,70 руб.



CUTEX BOND воск для блокировки поднутрений

- для блокировки поднутрений на штампах
- лаки держатся на воске
- очень жесткий
- точка плавления 94° C
- «компактная форма цилиндра»

CUTEX BOND используется до или после нанесения компенсационных лаков

CUTEX BOND 45 г артикул 723-1000
€ 15,67 / 650,31 руб.



CONSEQUENT, наметочный воск (блокировочный)

(для наметки и блокирования неровностей полостей и поднутрений)

- оптимальное сцепление с металлом
- хорошая видимость даже при нанесении тонкого слоя
- хорошо режется
- не реагирует с мономерами и силиконом
- цвет: оранжевый — контрастирует с гипсом
- упаковка: баночка 45 г

CONSEQUENT, воск для блокировки поднутрений артикул 139-0000
€ 13,83 / 573,95 руб.




DIE-BLOC — светоотверждаемый материал для блокировки поднутрений

- хорошо совместим со всеми лаками
 - не образует дисперсионного слоя
- Время полимеризации приблизительно 4–5 мин, в зависимости от количества материала

DIE-BLOC паста 3 г артикул 890-1200
€ 14,83 / 615,45 руб.

DIE-BLOC применяется перед нанесением лака



DIE-BLOC паста

Для полимеризации мы советуем:
PRECi NT Shuttle II/IV (см. стр. 41)

НОВИНКА!

Steam Off Spacer. Смываемые компенсационные лаки.

Специальные компенсационные лаки толщиной 15 мкм для работы с пресс керамикой.

Техника изготовления коронок из пресс керамики методом раскрашивания значительно упрощается благодаря использованию снимаемых лаков.

- 5 дентинных и отбеленный оттенки — для всех стандартных цветов.
- лак легко снимается с помощью пароструйного аппарата, что позволяет без труда посадить вкладку.
- водостойкий — штампик можно мыть.
- равномерное покрытие поверхности одним слоем.
- толщина 15 мкм
- легко контролировать цвет пресс керамики, благодаря разнообразию оттенков лака.



Набор лаков Steam-off,	6 x 20 мл	артикул 590-0006	€ 105,00 / 4 357,50 руб.
Лак Steam-off, ваниль,	20 мл (под дентин A2)	артикул 591-0001	€ 18,90 / 784,35 руб.
Лак Steam-off, сахара,	20 мл (под дентин A3)	артикул 592-0001	€ 18,90 / 784,35 руб.
Лак Steam-off, золото,	20 мл (под дентин A3,5 B3, B4, D4)	артикул 593-0001	€ 18,90 / 784,35 руб.
Лак Steam-off, песок,	20 мл (под дентин A1, B1, B2, C1, D2)	артикул 594-0001	€ 18,90 / 784,35 руб.
Лак Steam-off, земля,	20 мл (под дентин C2, C3, A4, C4, D3)	артикул 595-0001	€ 18,90 / 784,35 руб.
Лак Steam-off, снег,	20 мл (под дентин отбеленный)	артикул 596-0001	€ 18,90 / 784,35 руб.



Светоотверждаемые лаки LIGHT SPACER

Преимущества светоотверждаемых лаков:

- наносится на любой воск
- однородное высыхание
- создает очень твердую и прочную поверхность
- устойчив к царапинам и испарению
- создает идеально-гладкую поверхность — нет проблем при снятии колпачка
- отличная адгезия к гипсовой основе
- неограниченное время работы, сохнет только при помещении в аппарат для полимеризации

Сушка в различных доступных аппаратах световой полимеризации (мы рекомендуем PRECI NT Shuttle II / IV, см. стр. 41).


Время сушки приблизительно 2–5 мин.

Упаковка — светозащитные бутылочки по 10 мл.

Порядок работы:


1. + 2. (см. стр. 08)

3.



Зафиксировать маргинальную линию, нанести прозрачный световой лак 3 мкм.

4.



**LIGHT SPACER
красный 10 мкм**

Нанести на поверхность на 1 мм выше маргинальной линии

или

4.



**LIGHT SPACER
голубой 10 мкм**

Нанести на поверхность на 1 мм выше маргинальной линии

Светоотверждаемые лаки могут использоваться только друг с другом!

Нельзя смешивать с другими лаками!

LIGHT SPACER прозрачный	3 мкм	10 мл	артикул 520-1000	€ 15,17 / 629,56 руб.
LIGHT SPACER красный	10 мкм	10 мл	артикул 520-2000	€ 15,17 / 629,56 руб.
LIGHT SPACER голубой	10 мкм	10 мл	артикул 520-3000	€ 15,17 / 629,56 руб.

Компенсационные лаки (лаки для штампиков)

Изолирует гипс и позволяет оставить пространство между коронкой и культей зуба, необходимое для фиксации цемента. Компенсирует линейную усадку металла. Мы предлагаем широкий выбор компенсационных лаков, которые удовлетворяют даже самые высокие требования. Результат — прочные, ровные и однородные слои.



Упрочнитель штампика 0 мкм

Упрочнитель штампика полностью впитывается в гипс и не оставляет своего слоя.

- высушивает, изолирует гипсовую поверхность
 - закрывает все микропоры
 - краско- и влагонепроницаемый
 - наилучшие результаты для моделирования восковых колпачков
 - поверхность становится очень твердой и водоотталкивающей
- Рекомендуется использовать при изготовлении вкладок и виниров

- для защиты препарированных границ (коронки, вкладки)
 - выравнивание шероховатых гипсовых моделей для любого протезирования
- | | | |
|------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Упрочнитель штампика, 20 мл | бутылочка с кисточкой | артикул 540-0001 |
| | | € 12,00 / 498,00 руб. |
| Упрочнитель штампика, 250 мл | бутылочка-рефилл | артикул 540-0250 |
| | | € 70,20 / 2 913,30 руб. |



Прозрачный лак 3 мкм

Наносится на всю гипсовую поверхность, включая область, лежащую ниже маргинальной линии. Слой толщиной 3 мкм.

- изолирует поверхность штампика
- основа для химической связи со следующими лаками
- может использоваться в качестве упрочнителя штампика

Прозрачный лак, 20 мл	артикул 501-0001
	€ 15,17 / 629,56 руб.



Красный лак 7 мкм

Наносится на штампик на 1 мм выше маргинальной линии. Слой толщиной 7 мкм.

- цвет меняется от оранжевого до красного в процессе сушки (1–2 минуты) (визуальный контроль сушки)
- прозрачный, любые маркировки на штампики остаются видимы под лаком
- однокомпонентный, не содержит цветных пигментов — нет необходимости взбалтывать бутылку перед использованием

Красный лак, 20 мл	артикул 500-0001
	€ 15,17 / 629,56 руб.



Желтый лак 7 мкм

Наносится на штампик на 1 мм выше маргинальной линии поверх прозрачного лака. Слой толщиной 7 мкм.



- желтая поверхность
- для коронок и мостов

Желтый лак, 20 мл	артикул 502-0001
	€ 15,17 / 629,56 руб.

Порядок работы:

1. + 2.

3. или 3.




Упрочнитель 0 мкм

Упрочняет поверхность гипса только для нижней части маргинальной линии

Упрочнитель 0 мкм


Упрочняет поверхность гипса, если не будет использоваться лак

1.



Определить маргинальную линию

2.




Заполнить поднутрение **воском для блокировки поднутрений CUTEX BOND** (см. стр. 07)

3.



Наметить маргинальную линию с помощью **SAKURA margin liner** (см. стр. 11)

4.



Прозрачный лак 3 мкм
Зафиксировать маргинальную линию, загрунтовать

5.



Красный лак 7 мкм
Нанести на поверхность на 1 мм выше маргинальной линии

или

5.



Желтый лак 7 мкм
Нанести на поверхность на 1 мм выше маргинальной линии

Материалы для подготовки штампика



Голубой лак 10 мкм

Наносите на штампик на 1 мм выше
маргинальной линии поверх прозрачного лака.
Слой толщиной 10 мкм.

- очень быстро сохнет
- голубая поверхность

Голубой лак, 20 мл

артикул 506-0001
€ 15,17 / 629,56 руб.



Дентинный лак 10 мкм

Наносится на штампик на 1 мм выше
маргинальной линии поверх прозрачного лака.
Слой толщиной 10 мкм.

- одного цвета с гипсом
- не влияет на цвет нанесенного дентина
(не просвечивает)

Дентинный лак, 20 мл

артикул 505-0001
€ 15,17 / 629,56 руб.



Золотой лак 13 мкм

Наносится на штампик на 1 мм выше маргиналь-
ной линии поверх прозрачного лака (рис. 5a).

- также применяется как дополнительный второй
слой поверх (рис. 5b) желтого или серебряного лака
- золотистая поверхность
- слой 13 мкм

Внимание! Данный лак может вступать в реак-
цию с некоторыми силиконами.

Золотой лак, 20 мл

артикул 504-0001
€ 15,17 / 629,56 руб.



Серебряный лак 13 мкм

Наносится на штампик, покрытый прозрачным
лаком, на 1 мм выше маргинальной линии
(рис. 5a). Слой толщиной 13 мкм.

- также применяется как дополнительный второй
слой поверх желтого или золотого лака (рис. 5b)
- серебристая поверхность

Внимание! Данный лак может вступать в реак-
цию с некоторыми силиконами.

Серебряный лак, 20 мл

артикул 503-0001
€ 15,17 / 629,56 руб.



Растворитель для лаков

Универсальный растворитель для лаков (**не подходит для светоотверждаемых лаков**).

С помощью растворителя можно индивидуально регулировать текучесть лака.

Иногда происходит испарение компонентов лака, которое вызвано незакрытой или
плохо закрытой бутылкой.

Использование растворителя, представляющего собой основу лака, восстанавливает его.
Не меняет толщину наносимого слоя лака.

Растворитель лаков, 20 мл

артикул 510-0001

€ 12,00 / 498,00 руб.

Порядок работы:

5.




Голубой лак 10 мкм

Нанести на поверхность
на 1 мм выше
маргинальной линии

или

5.



Дентинный лак 10 мкм

Нанести на поверхность
на 1 мм выше
маргинальной линии

или

5a.



5b.



Золотой лак 13 мкм

Нанести
на поверхность
на 1 мм выше
маргинальной
линии

Для увеличения
толщины слоя
можно наносить
поверх желтого или
серебряного лака

или

5a.



5b.



Серебряный лак 13 мкм

Нанести
на поверхность
на 1 мм выше
маргинальной
линии

Для увеличения
толщины слоя
можно наносить
поверх желтого или
золотого лака

Изолирующие жидкости

Изолирующая жидкость YETI LUBE



YETI LUBE изолирует воск от гипса, металла и другого воска. Изолирующий эффект сохраняется более 24 часов.

YETI LUBE может использоваться со всеми восками и лаками YETI, не содержит этилового спирта и каких-либо растворителей, растворима в воде и не реагирует с обрабатываемым материалом. Даже небольшое количество жидкости обеспечивает значительный изолирующий эффект.

Изолирующая жидкость YETI LUBE

20 мл	бутылочка с кисточкой	артикул 550-0001 € 9,33 / 387,20 руб.
250 мл	бутылочка-рефилл	артикул 550-0250 € 70,17 / 2 912,06 руб.

Изолирующая жидкость YETI LUBE K2

YETI LUBE 2 используется с любой керамической системой. Изолирует керамику от гипса. Обеспечивает легкое отделение керамики от гипса. Выгорает без остатка, не образуя серой каемки.

YETI LUBE K2, 10 мл	бутылочка с кисточкой	артикул 345-0010 € 13,10 / 543,65 руб.
---------------------	-----------------------	---



ISO QUICK, изолирующий карандаш

Карандаш, наполненный изолирующей жидкостью YETI LUBE.

- экономичность и легкость в использовании
- тонкое и точное нанесение жидкости
- две различные насадки: 1 — точечная и 1 — широкая
- легко наполняется
- может использоваться всей лабораторией
- для изоляции воска от воска, металла, гипса



ISO QUICK — изолирующий карандаш	артикул 550-0000	€ 20,00 / 830,00 руб.
Бутылка-рефилл для заправки 250 мл	артикул 550-0250	€ 70,17 / 2 912,06 руб.



GEDBIFOL

Gedbifol — изолирующая жидкость для пластмассы

- дает тонкую устойчивую пленку на поверхности гипса перед паковкой пластмассы в кюветы
- обеспечивает ровную, чистую и гладкую поверхность

Gedbifol	250 мл	артикул 10000 € 14,20 / 589,30 руб.
----------	--------	--

Материалы для подготовки штампика

Подготовительный набор

Очень полезный и экономичный аксессуар для зубного техника. Он содержит все необходимое для изготовления штампов: изолирующую жидкость YETI LUBE, прозрачный и желтый компенсационные лаки, специальные аксессуары. Изолирующий процесс не может быть проще: помещаете штампик в центр губки, поворачиваете на 90 градусов и все! Результат — тонкое, равномерное покрытие за несколько секунд. Постоянное наполнение губки жидкостью YETI LUBE за счет специального микроволокнистого тампона, который всегда обеспечивает достаточное количество изолирующей жидкости без излишков вещества, является гарантией успешного процесса.

Специальная губка, пропитанная YETI LUBE


Прозрачная крышка для защиты от пыли

Емкость для изолирующей жидкости

Микроволокнистый тампон

Подставка

- 4 ножки для устойчивости
- 4 углубления для бутылок с лаком



Подготовительный набор состоит из:

- 1 акриловой подставки с 4 отверстиями для жидкостей и 4 резиновыми поддонами на дне, чтобы избежать протекания
 - 1 емкость, включающая губку и микроволокнистый тампон
 - 1 бутылка прозрачного лака 20 мл
 - 1 бутылка желтого лака 20 мл
 - 1 бутылка YETI-LUBE 20 мл
 - четвертое отверстие для любой жидкости по вашему выбору
- | | |
|---------------------|-------------------------|
| Полный набор | артикул 555-0000 |
| | € 91,33 / 3 790,20 руб. |
| Набор без жидкостей | артикул 555-1000 |
| | € 66,00 / 2 739,00 руб. |
| Запасная губка | артикул 555-2000 |
| | € 23,17 / 961,56 руб. |



BLUE MARKER, индикатор контактных точек, синий (жидкая копирка)

Для определения и устранения контактных точек при припасовке коронок, вкладок и др.

- остается тонкий и ровный слой на гипсовой поверхности
- быстро сохнет и обеспечивает хорошее покрытие
- не пачкает всю поверхность, выделяет только контактные точки
- прекрасная адгезия к металлу, керамике, гипсу и синтетическим материалам
- легко смывается

BLUE MARKER, 20 мл

артикул 580-0001
€ 14,33 / 594,70 руб.

Специальный растворитель для BLUE MARKER, 20 мл

артикул 580-2001
€ 12,00 / 498,00 руб.



ОККЛЮЗИОННЫЙ СПРЕЙ

Для определения контактных точек

- нацеленное распыление (тонкий равномерный слой)
- точное дозирование благодаря хорошему клапану
- прекрасная адгезия к металлу, керамике, гипсу и синтетическим материалам
- не образует капель
- легко смывается
- безопасен для окружающей среды: находящаяся под давлением газовая смесь не опасна для озонового слоя

Объем — 75 мл

OCCLUSAL SPRAY, зеленый
OCCLUSAL SPRAY, красный
OCCLUSAL SPRAY, голубой
OCCLUSAL SPRAY, белый



артикул 580-2007	€ 11,75 / 487,63 руб.
артикул 580-2008	€ 11,17 / 463,56 руб.
артикул 580-2009	€ 11,17 / 463,56 руб.
артикул 580-2010	€ 11,17 / 463,56 руб.



FINALE — жидкость, сглаживающая поверхность воска

- сглаживает поверхность воска — царапины и неровности на поверхности исчезают
- для лучшего результата после литья
- тонкий слой — приблизительно 2–3 мкм
- короткое время сушки — в зависимости от толщины слоя — 1–3 мин
- гладкая и однородная поверхность

Области применения:

- выравнивание поверхности воска окклюзионной области, моделирование из воска в дентальной практике
- укрепление контактных точек
- литейная техника: выравнивание восковых профилей и контактных точек


FINALE — жидкость, сглаживающая поверхность воска, 20 мл

артикул 507-0001
€ 20,00 / 830,00 руб.

Порядок работы:



До



Нанесение Finale



После



UNIVERSAL GLUE, универсальный клей

Для фиксации восковых ретенционных перлов.

Используется в литейной технологии.

- сгорает без остатка
- Объем: 20 мл

UNIVERSAL GLUE, 20 мл

артикул 508-0001

€ 11,17 / 463,56 руб.



РЕТЕНЦИОННЫЕ ПЕРЛЫ, синие

- синие ретенционные перлы создают хороший контраст с воском, благодаря чему легко определяется положение перлов
- отличная адгезия восковых перлов
- не бывает вздутия перлов
- сгорают без остатка
- предлагаются перлы двух размеров — 0,2 мм или 0,4 мм в диаметре

Объем: 15 г

RETENTION PEARLS WAX

Ø 0,2 мм

артикул 717-5010

€ 18,17 / 754,06 руб.

RETENTION PEARLS WAX

Ø 0,4 мм

артикул 716-5010

€ 13,50 / 560,25 руб.



СРЕДСТВО ДЛЯ СНЯТИЯ ПОВЕРХНОСТНОГО НАПРЯЖЕНИЯ

- облегчает течение паковочных масс
- материал точно адаптируется к восковым моделям
- предотвращение образования микропузырьков
- быстрое испарение лишней жидкости при минимальном обдуве
- легко распылять
- ровный, однородный слой
- цвет: прозрачно-голубой

100 мл

артикул 142-0000

€ 11,17 / 463,56 руб.

1 000 мл

артикул 142-1000

€ 30,83 / 1 279,45 руб.

IQ моделировочные и специальные воска (летнее качество)

Средняя точка плавления 64° С

IQ моделировочный воск

Мы рады возможности предложить Вам эти новые высококачественные воска для различного применения, созданные в сотрудничестве с признанными мастерами зубной техники.

Характеристики:

- высокая внутренняя стабильность, малая усадка — твердый, однако не хрупкий
- высокая точка плавления 64° С, идеальный воск для лета
- очень хорошие моделировочные характеристики
- уникальная жесткость
- легко режется и скоблится
- не содержит синтетических материалов и диоксида титана
- благодаря добавлению микро-восков имеет высокую плотность и дает минимальную усадку при остывании
- форма поставки: 45 г в жестяных баночках или 45 г в форме компактного цилиндра

**Ash-free - прозрачный,
Opaque - непрозрачный**



IQ ASH-FREE (жестяные банки)

- голубой, артикул 709-5000 € 13,50 / 560,25 руб.
- бежевый, артикул 710-5000 € 13,50 / 560,25 руб.
- зеленый, артикул 713-5000 € 13,50 / 560,25 руб.
- серый, артикул 714-5000 € 13,50 / 560,25 руб.

IQ OPAQUE (жестяные банки)

- голубой, артикул 709-5001 € 13,50 / 560,25 руб.
- бежевый, артикул 710-5001 € 13,50 / 560,25 руб.
- зеленый, артикул 713-5001 € 13,50 / 560,25 руб.
- серый, артикул 714-5001 € 13,50 / 560,25 руб.

IQ COMPACT ASH-FREE (цилиндр)

- голубой, артикул 709-5100 € 13,17 / 546,56 руб.
- бежевый, артикул 710-5100 € 13,17 / 546,56 руб.
- зеленый, артикул 713-5100 € 13,17 / 546,56 руб.
- серый, артикул 714-5100 € 13,17 / 546,56 руб.
- желтый, артикул 715-5100 € 13,17 / 546,56 руб.
- белый, артикул 716-5100 € 13,17 / 546,56 руб.

IQ COMPACT OPAQUE (цилиндр)

- голубой, артикул 709-5101 € 13,17 / 546,56 руб.
- бежевый, артикул 710-5101 € 13,17 / 546,56 руб.
- зеленый, артикул 713-5101 € 13,17 / 546,56 руб.
- серый, артикул 714-5101 € 13,17 / 546,56 руб.
- желтый, артикул 715-5101 € 13,17 / 546,56 руб.
- белый, артикул 716-5101 € 13,17 / 546,56 руб.



Жестяная банка, 45 г
артикул 722-5000
€ 13,50 / 560,25 руб.

IQ Ash-Free воск для вкладок, карамельный

- высокая плотность позволяет вырезать края коронок
- особенно стабильный
- непрозрачный для лучшего контраста со штампами
- беззольный



Компактный цилиндр, 45 г
артикул 722-5100
€ 13,17 / 546,56 руб.



Жестяная банка, 45 г
артикул 720-5000
€ 13,83 / 573,95 руб.

IQ Ash-Free цервикальный воск, черный

- очень твердый и особенно стабильный, что дает возможность четко формировать края коронки
- прозрачный черный — любые отметки на маргинальной линии остаются видимы
- беззольный



Компактный цилиндр, 45 г
артикул 720-5100
€ 13,17 / 546,56 руб.

Моделировочные воска для коронок и мостов



Simon Haug




Моделировочные воска IQ для естественных восковых реконструкций в наборе NAT Дитера Шульца




Dieter Schulz

Цель зубного техника состоит в том, чтобы воссоздать естественный зубной ряд в соответствии с оригиналом. Для того чтобы передать даже мельчайшие детали и их функциональные задачи важно владеть методом изготовления восковых моделей для создания функциональных окклюзионных поверхностей.



Циклы жевательных движений происходят относительно «Окклюзионного Компаса» на поверхности зуба, указывающего направления скольжения (про/ретрузиальные, латеротрузиальные). Воск нескольких цветов, соответствуя этому движению, определяет координаты любого противоречивого движения. Каждый цвет функционально определен. Сегменты моделируются определенным цветом согласно их функциональным задачам. Согласно этой концепции функциональный воск позволяет узнать эффект и влияние движения, и определить любые скрытые проблемы на индивидуальных сегментах.



Набор моделировочных восков IQ для естественных восковых реконструкций, 6 видов восков x 8 г:
Моделировочные: голубой, серый, неоновый-желтый, неоновый-зеленый.
Для поднутрений: карамель.
Цервикальный: черный.
Артикул 102-0000M

€ 25,98 / 1 078,17 руб.



IQ диагностический воск, дентинный

Не может использоваться как литейный воск!

- для специальной методики диагностики (Wax-up)
- легко режется
- высокая точка плавления
- цвет воска адаптирован под цвет дентина

Жестяная банка, 45 г

артикул 761-5000

€ 13,50 / 560,25 руб.



IQ PERAL WAX, моделировочный воск в перлах

Моделировочные воска IQ предлагаются теперь и в виде восковых перлов!

- даже при низких температурах Вы можете легко и быстро отмерить необходимое количество воска
- контроль дозирования:

- малые количества для окклюзионных поверхностей
- большие количества для основных форм коронок

Характеристики воска IQ:

- высокая внутренняя стабильность — очень твердый, однако не хрупкий
- точка плавления 64°C
- прекрасные моделировочные характеристики
- не содержит синтетических материалов
- благодаря добавлению микро-восков имеет высокую плотность и дает минимальную усадку при остывании
- легко удаляется с модели

Форма поставки:

- 80 г восковых перлов в прозрачной коробке без диспенсера (подставки)
- очень прочная подставка поставляется отдельно



Моделировочный воск в перлах всех цветов, без титанидиоксида!

IQ PEARL WAX — моделировочный воск в перлах, 80 г

- голубой, артикул 709-5010
- бежевый, артикул 710-5010
- неоновый-зеленый, артикул 713-5010
- серый, артикул 714-5010
- неоновый-желтый, артикул 715-5010

Диспенсер (подставка) для IQ PEARL WAX

- белый пластик, артикул 900-0000

€ 18,17 / 754,06 руб.

€ 18,17 / 754,06 руб.

€ 18,17 / 754,06 руб.

€ 18,17 / 754,06 руб.

€ 18,17 / 754,06 руб.

€ 18,00 / 747,00 руб.

Внимание! Цены рассчитаны по курсу: 1 € = 41,5 руб.

Воска моделировочные и пришеечные GIANT WAX, 75 г

НОВИНКА!

Воск:

- высококачественный воск с минимальной усадкой
- жесткий воск, но при этом не хрупкий
- лучшая стабильность в расплавленном состоянии
- позволяет моделировать мельчайшие фиссуры
- два вида воска в одном — моделировочный и пришеечный — позволяют экономить время и повышают удобство в работе

Форма:

- устойчивая поверхность упаковки
- плоский восковой диск с оптимальными эргономическими свойствами
- воск легко брать и использовать с любой стороны

Wax GIANT — два в одном

Моделировочный воск со вставкой пришеечного воска

- | | |
|---|-----------------------|
| ● песочный (непрозрачный) и красный пришеечный (прозрачный), артикул 733-5001 | € 21,50 / 892,25 руб. |
| ● серый (непрозрачный) и красный пришеечный (прозрачный), артикул 735-5001 | € 21,50 / 892,25 руб. |
| ● синий (непрозрачный) и красный пришеечный (прозрачный), артикул 737-5000 | € 21,50 / 892,25 руб. |

Wax GIANT

- | | |
|---|-----------------------|
| ■ пришеечный воск красный (прозрачный), артикул 731-5000 | € 18,90 / 784,35 руб. |
| ■ моделировочный воск песочный (непрозрачный), артикул 732-5001 | € 18,90 / 784,35 руб. |
| ■ моделировочный воск серый (непрозрачный), артикул 734-5001 | € 18,90 / 784,35 руб. |
| ■ моделировочный воск синий (прозрачный), артикул 736-5000 | € 18,90 / 784,35 руб. |



NAWAX, моделировочный воск

NAWAX, моделировочный воск, 45 г

Профессиональный и пригодный для выскабливания воск, для воссоздания функционального и приближенного к натуральному зубного ряда.

- высокая твердость — отсутствие абразии контактных точек.
- пластичность, выделение рельефа.
- оптимален для формирования жевательной поверхности.

Благодаря высокой температуре плавления:

- никаких последующих обработок после моделирования
- превосходные качества моделирования
- очень гладкая поверхность
- матовость для острого контура и постоянного контроля при моделировании
- точное моделирование без завышения прикуса



- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| ■ песочный, артикул 717-5101 | € 14,67 / 608,81 руб. |
| ■ светло-серый, артикул 718-5101 | € 14,67 / 608,81 руб. |
| ■ абрикосовый, артикул 719-5101 | € 14,67 / 608,81 руб. |

IQ и THOWAX

	Название продукта	Артикул	Цвет	Прозрачность	Воск для цельноке-рами-ч. систем	Рекомендо-ванный нагрев электрошпателя	Вес, г	Примечание	Цена (€/руб.)	стр.
Специальные воска	IQ ASH-FREE цервикальный воск	720-5000	черный	прозрачный	x	64° C	70		13,83 / 573,95	14
	IQ COMPACT ASH-FREE цервикальный воск	720-5100	черный	прозрачный	x	64° C	70		13,17 / 546,56	14
	THOWAX цервикальный воск	720-0000	красный	непрозрачный		57° C	70		14,17 / 588,06	19
	Цервикальный воск в таблетках	720-1000	красный	непрозрачный		57° C	3x20 г		28,67 / 1 189,81	21
	THOWAX для вкладок	722-0000	бордовый	непрозрачный		57° C	70		15,50 / 643,25	19
	THOWAX фрезерный воск	725-0000	зеленый	прозрачный	x	57° C	70		14,33 / 594,70	19
	THOWAX фрезерный воск	727-0000	серый	непрозрачный	x	57° C	70		14,17 / 588,06	19
	Фрезерный воск в таблетках	725-1000	зеленый	прозрачный	x	57° C	3x20 г		28,67 / 1 189,81	21
	THOWAX STICK-ON-WAX супер-липкий	726-0000	неон. розовый	прозрачный	x	57° C	70		15,17 / 629,56	19
	IQ OPAQUE диагностический воск	761-5000	дентинный	непрозрачный		64° C	45	Не может использоваться как литейный воск, не выгорает без остатка	13,50 / 560,25	14
	CREATION SET	760-0000	разноцветный	прозрачный		60° C	96		86,83 / 3 603,45	14
	THOWAX липкий воск	724-0000	бежевый	непрозрачный		64° C	70		13,83 / 573,95	19
	CUTEX BOND, воск для блокировки подпунктиров	723-0000	бежевый	непрозрачный		93° C	20		14,33 / 594,70	07
	CONSEQUENT наметочный	139-0000	оранжевый	непрозрачный		59° C	45		13,83 / 573,95	07
Моделировочные воска	IQ PEARL WAX моделир. воск в перлах	709-5010	голубой	прозрачный	x	64° C	80		18,17 / 754,06	15
	IQ PEARL WAX моделир. воск в перлах	710-5010	бежевый	прозрачный	x	64° C	80		18,17 / 754,06	15
	IQ PEARL WAX моделир. воск в перлах	713-5010	неон. зеленый	прозрачный	x	64° C	80		18,17 / 754,06	15
	IQ PEARL WAX моделир. воск в перлах	714-5010	серый	прозрачный	x	64° C	80		18,17 / 754,06	15
	IQ PEARL WAX моделир. воск в перлах	715-5010	неон. желтый	прозрачный	x	64° C	80		18,17 / 754,06	15
	IQ ASH-FREE моделировочный воск	709-5000	голубой	прозрачный	x	64° C	45		13,50 / 560,25	14
	IQ ASH-FREE моделировочный воск	710-5000	бежевый	прозрачный	x	64° C	45		13,50 / 560,25	14
	IQ ASH-FREE моделировочный воск	713-5000	неон. зеленый	прозрачный	x	64° C	45		13,50 / 560,25	14
	IQ ASH-FREE моделировочный воск	714-5000	серый	прозрачный	x	64° C	45		13,50 / 560,25	14
	IQ ASH-FREE моделировочный воск	715-5000	неон. желтый	прозрачный	x	64° C	45		13,50 / 560,25	14
	IQ OPAQUE моделировочный воск	709-5001	голубой	непрозрачный		64° C	45		13,50 / 560,25	14
	IQ OPAQUE моделировочный воск	710-5001	бежевый	непрозрачный		64° C	45		13,50 / 560,25	14
	IQ OPAQUE моделировочный воск	713-5001	неон. зеленый	непрозрачный		64° C	45		13,50 / 560,25	14
	IQ OPAQUE моделировочный воск	714-5001	серый	непрозрачный		64° C	45		13,50 / 560,25	14
	IQ OPAQUE моделировочный воск	715-5001	неон. желтый	непрозрачный		64° C	45		13,50 / 560,25	14
	IQ COMPACT ASH-FREE модел. воск	709-5100	голубой	прозрачный	x	62° C	45		13,17 / 546,56	14
	IQ COMPACT ASH-FREE модел. воск	710-5100	бежевый	прозрачный	x	62° C	45		13,17 / 546,56	14
	IQ COMPACT ASH-FREE модел. воск	713-5100	неон. зеленый	прозрачный	x	64° C	45		13,17 / 546,56	14
	IQ COMPACT ASH-FREE модел. воск	714-5100	серый	прозрачный	x	62° C	45		13,17 / 546,56	14
	IQ COMPACT ASH-FREE модел. воск	715-5100	неон. желтый	прозрачный	x	62° C	45		13,17 / 546,56	14
	IQ COMPACT OPAQUE моделир. воск	709-5101	голубой	непрозрачный		64° C	45		13,17 / 546,56	14
	IQ COMPACT OPAQUE моделир. воск	710-5101	бежевый	непрозрачный		64° C	45		13,17 / 546,56	14
	IQ COMPACT OPAQUE моделир. воск	713-5101	неон. зеленый	непрозрачный		64° C	45		13,17 / 546,56	14
	IQ COMPACT OPAQUE моделир. воск	714-5101	серый	непрозрачный		64° C	45		13,17 / 546,56	14
	IQ COMPACT OPAQUE моделир. воск	715-5101	неон. желтый	непрозрачный		64° C	45		13,17 / 546,56	14
	NAWAX COMPACT моделировочный воск	717-5101	песочный	непрозрачный		64° C	45		14,67 / 608,81	17
	NAWAX COMPACT моделировочный воск	718-5101	светло-серый	непрозрачный		64° C	45		14,67 / 608,81	17
	NAWAX COMPACT моделировочный воск	719-5101	абрикосовый	непрозрачный		64° C	45		14,67 / 608,81	17
	THOWAX моделировочный воск	700-0000	бежево-коричневый	непрозрачный		64° C	70		20,17 / 837,06	18
	THOWAX моделировочный воск	708-0000	красный	полупрозрачный		64° C	70		20,17 / 837,06	18
	THOWAX моделировочный воск	709-0000	голубой	полупрозрачный		64° C	70		20,17 / 837,06	18
	THOWAX моделировочный воск	710-0000	бежевый	непрозрачный		64° C	70		20,17 / 837,06	18
	THOWAX моделировочный воск	711-0000	коричневый	полупрозрачный		64° C	70		20,17 / 837,06	18
	THOWAX моделировочный воск	712-0000	фиолетовый	полупрозрачный		64° C	70		20,17 / 837,06	18
	THOWAX моделировочный воск	713-0000	зеленый	полупрозрачный		64° C	70		20,17 / 837,06	18
	THOWAX моделировочный воск	714-0000	серый	непрозрачный		64° C	70		20,17 / 837,06	18
	VKS моделировочный воск	710-2000	бежевый	прозрачный	x	62° C	70	Рекомендован для прессованной керамики	15,50 / 643,25	20
	VKS моделировочный воск	714-2000	серый	прозрачный	x	62° C	70		15,50 / 643,25	20
	VKS для вкладок	722-2000	бордовый	прозрачный	x	58° C	70		15,50 / 643,25	20
	IQ ASH-FREE воск для вкладок	722-5000	карамель	прозрачный	x	57° C	45		13,50 / 560,25	14
	IQ COMPACT ASH-FREE воск для вкладок	722-5100	карамель	прозрачный	x	57° C	45		13,17 / 546,56	14
	CONSEQUENT универсальный воск	728-0010	зеленый	непрозрачный		60° C	70		14,17 / 588,06	28
	CONSEQUENT универсальный воск	728-0020	красный	непрозрачный		60° C	70		14,17 / 588,06	28
	CONSEQUENT универсальный воск	728-0030	голубой	непрозрачный		60° C	70		14,17 / 588,06	28

Моделировочные воска для коронок и мостов

THOWAX, моделировочные воска (зимнее качество)

Средняя точка плавления 57°С

THOWAX — воск для моделирования коронок, мостов и вкладок. Состоит из природных восков и не содержит синтетических материалов. Благодаря его великолепным моделировочным характеристикам воск **THOWAX** завоевал превосходную репутацию во всех странах мира.



- превосходные моделировочные характеристики за счет компонентов с чрезвычайно короткими молекулами
- точка плавления, равная 57,3°С, позволяет моделировать даже мельчайшие детали и фиссуры
- быстрое остывание дает возможность быстро работать
- непрозрачный, даже когда расплавлен
- высокая молекулярная плотность, легко режется и скоблится, оставляя гладкую поверхность
- прекрасно сочетается с нашими специальными и погружными восками
- сгорает без остатка
- поставляется в 70 г баночках, самые популярные цвета предлагаются также в форме таблеток (см. стр. 20)

Баночки с захлопывающимися крышками, легче открывать и закрывать

THOWAX моделировочный воск, 70 г

■ бежево-коричневый (непрозрачный), артикул 700-0000	€ 20,17 / 837,06 руб.
■ красный (полупрозрачный), артикул 708-0000	€ 14,17 / 588,06 руб.
■ голубой (полупрозрачный), артикул 709-0000	€ 14,17 / 588,06 руб.
■ бежевый (непрозрачный), артикул 710-0000	€ 15,17 / 629,56 руб.
■ коричневый (полупрозрачный), артикул 711-0000	€ 14,17 / 588,06 руб.
■ фиолетовый (полупрозрачный), артикул 712-0000	€ 14,17 / 588,06 руб.
■ зеленый (полупрозрачный), артикул 713-0000	€ 14,17 / 588,06 руб.
■ серый (непрозрачный), артикул 714-0000	€ 15,50 / 643,25 руб.

Специальные воска THOWAX

Специальные воска, разработанные для различных областей применения. Эти воска поставляются в 70 г банках, некоторые из них предлагаются также в форме таблеток (см. стр. 21)

Баночки с захлопывающимися крышками, легче открывать и закрывать



ЦЕРВИКАЛЬНЫЙ ВОСК THOWAX, красный

Для точного формирования краев коронки (для создания плотного краевого прилегания к штампику)

- гладкая и ровная поверхность
- без напряжения
- ровно и точно прилегает к маргинальной линии (граница препаровки)

■ красный, артикул 720-0000

€ 14,17 / 588,06 руб.



ВОСК ДЛЯ ВКЛАДОВ THOWAX, бордовый

Отлично подходит в качестве первого слоя при моделировании вкладок, коронок, вторичных деталей и для моделирования в пределах цервикальной области

- высокая плотность позволяет вырезать края коронок
- особенно стабильный
- непрозрачный для лучшего контраста со штампиком

■ бордовый, артикул 727-0000

€ 15,50 / 643,25 руб.



ФРЕЗЕРНЫЙ ВОСК THOWAX, серый непрозрачный или зеленый прозрачный

Отлично подходит для механической обработки фрезерными инструментами для скобления.

- обрабатывается инструментами при скорости 5 000 об / мин
- хорошие моделировочные характеристики, особая твердость
- после обработки ясно видна любая неровность

■ серый непрозрачный, артикул 727-0000

■ зеленый прозрачный, артикул 725-0000



€ 14,17 / 588,06 руб.

€ 14,17 / 588,06 руб.



ВОСК THOWAX супер-липкий, литейный, неоноворозовый

Для подготовки работ к ремонту и пайке.

Для приклеивания вертикальных литников и восковых промежуток.

- очень липкий, легко корректировать положение деталей
- остается гладким и липким
- сгорает без остатка
- очень мягкий

■ неоноворозовый, артикул 726-0000

€ 15,17 / 629,56 руб.



ВОСК THOWAX ЛИПКИЙ, бежевый

Не подходит для литья, не сгорает без остатка.

- вспомогательный воск для работ по ремонту и пайке
- высокая твердость после остывания, которая позволяет сразу определить нежелательное скольжение деталей, которые должны быть зафиксированы

■ бежевый, артикул 724-0000

€ 14,33 / 594,70 руб.

Воска для коронок и мостов

КИСТЬ ДЛЯ ВОСКА

Специальная кисть мягко выравнивает и сглаживает поверхности воска после скобления.

Кисть для воска, артикул 985-0000

€ 8,31 / 344,87 руб.



SAKURA MARGIN LINER, карандаш для маргинальной линии и грифели

Может использоваться на любом гипсе.

Без графита — для лучших результатов отливки, нет пор. Выгорает без остатка.

Закрепляется при помощи прозрачного компенсационного лака.

Синий грифель, все произведенные отметки хорошо видны через погружной воск. Дает хороший контраст, когда используется красный цервикальный воск Thowax или Giants.

Маркер SAKURA MARGIN LINER

■ голубой, артикул 986-0000

Запасные грифели, 12 шт., артикул 986-1000

€ 8,84 / 366,86 руб.

€ 10,96 / 454,84 руб.



CAD/CAM, сканировочный воск

Традиционные воска не могут быть отсканированы системой CAD/CAM, а также не подходят для воссоздания репродукции при помощи автоматических фрезеровочных аппаратов.

Оптически сканированная информация искажается за счет проникновения света в верхние слои воска.

Вследствие этого получаются репродукции с большими неточностями. Сканировочный воск Yeti оптимизирован для сканирования устройствами систем CAD/CAM.

CAD/CAM, воск, 45 г, артикул 729-5000

€ 13,83 / 573,95 руб.



VKS воск для цельнокерамических систем

VKS — специальные воска для прессованной керамики. Многократно профильтрованы, поэтому не содержат взвешенных частиц и невыгорающих компонентов. Отличные моделировочные характеристики.

Баночки с захлопывающими крышками, легче открывать и закрывать



VKS моделировочный воск, 70 г

■ бежевый (прозрачный), артикул 710-2000

■ серый (прозрачный), артикул 714-2000

■ бордовый (непрозрачный), артикул 722-2000

€ 15,50 / 643,25 руб.

€ 15,50 / 643,25 руб.

€ 15,50 / 643,25 руб.


Моделировочные воска для коронок и мостов

THOWAX — БЛОК «МОНОЛИТ»

Воска **THOWAX** предлагаются и в другой, эргономичной форме. **THOWAX — БЛОК «МОНОЛИТ»** был создан для тех, кто предпочитает отличную от популярной 70 г баночки форму. Металлическая подставка монолитного блока пригодна для многократного использования. Помимо признанного качества восков **THOWAX**, эта система имеет несколько других преимуществ:

- быстрая и легкая смена блоков
- магнит используется для удержания воскового блока (таблетки) на металлической подставке
- резиновое основание на дне подставки исключает скольжение
- быстрый расход позволяет избежать загрязнения воска
- удобное и эргономичное дозирование воска
- воск используется полностью, т.к. нет труднодоступного воска на краях и в углах банок
- прозрачная крышка защищает от грязи и пыли

Металлическая подставка «Монолит» с крышкой, без воска




Магнит хорошо удерживает воск на подставке



артикул 701-1000

€ 27,17 / 1 128,00 руб.



Моделировочный воск
серый, в таблетках
3 x 20 г
артикул 714-1000
€ 28,67 / 1 189,81 руб.

Моделировочный воск
бежевый, в таблетках
3 x 20 г
артикул 710-1000
€ 28,50 / 1 182,75 руб.

Воск для вкладок
бордовый в таблетках
3 x 20 г
артикул 722-1000
€ 28,67 / 1 189,81 руб.

Цервикальный воск
красный, в таблетках
3 x 20 г
артикул 720-1000
€ 28,67 / 1 189,81 руб.

Фрезерный воск
зеленый, в таблетках
3 x 20 г
артикул 725-1000
€ 28,67 / 1 189,81 руб.

CREATION SET, набор для создания натуральных восковых реконструкций, для «Wax up» техники

Композиция цветных восков, которая приближает нас к естественному образцу. 12 различных цветов позволяет моделировать подобно технике послойного нанесения керамики. Эта цветовая комбинация была разработана в сотрудничестве с Вольфгангом Коппером, настоящим мастером этой техники. Цветовой выбор этого набора позволяет создавать естественно выглядящую реставрацию. Высокая температура плавления позволяет использовать эти воска для диагностики модели.

Модель можно поместить в рот пациента, чтобы проверить форму и цвет.

Используется в обучающих целях (послойное нанесение).

Не применяется для литейных работ.

Вес баночки 8 г




Набор — 12 баночек по 8 г	760-0000	Дентин, светлый, 8 г	760-0017	Светло-красный, 8 г	760-0021
€ 86,83 / 3 603,45 руб.		Цервикальный, 8 г	760-0018	Коричневый, 8 г	760-0022
Эмаль, 8 г	760-0010	Коричневый, 8 г	760-0019	Транспарент, 8 г	760-0024
Серый, транспарент, 8 г	760-0011	Темно-красный, 8 г		Серебряный, 8 г	760-0024
Белый, транспарент, 8 г	760-0012	коричневый, 8 г	760-0020	Золотой, 8 г	760-0025
Желтый, 8 г	760-0014			Цервикальный, черный, 8 г	
Дентин, 8 г	760-0016	Цена 8 г баночки	€ 3,64 / 151,06 руб.	Цена 8 г баночки	€ 3,64 / 151,06 руб.
Цена 8 г баночки		€ 3,64 / 151,06 руб.			

760-0017	Светло-красный, 8 г	760-0021
760-0018	Коричневый, 8 г	760-0022
760-0019	Транспарент, 8 г	760-0024
	Серебряный, 8 г	760-0024
760-0020	Золотой, 8 г	760-0025
	Цервикальный, черный, 8 г	
Цена 8 г баночки	€ 3,64 / 151,06 руб.	

Погружные воска

Погружные воска созданы специально для работы с электрической воскотопкой. Даже если расплавленное состояние воска поддерживается весь день, качества воска не пострадает. Единственное требование — высокое качество воскотопки, как у продукции нашей DIPPY (см. стр. 37). Импульсное нагревание позволяет быстро достигать и точно регулировать температуру в пределах диапазона $\pm 0,5^\circ\text{C}$. Погрузите изолированный штампик в расплавленный воск и Вы получите точную копию. Толщина колпачка зависит от выбранной Вами температуры. Мы предлагаем 3 различных вида погружных восков, которые могут быть смешаны по Вашему усмотрению.



Погружной воск PRECI-DIP

- 100% воск
- точные восковые колпачки
- гладкие поверхности
- нет капель и хрупких краев
- лишний воск вокруг маргинальной линии может быть легко обрезан
- удобное дозирование



PRECI-DIP желтый	150 г	артикул 740-1150
		€ 24,33 / 1 009,70 руб.
PRECI-DIP красный	150 г	артикул 740-2150
		€ 24,33 / 1 009,70 руб.



Погружной воск ELASTO-DIP

- для большей эластичности и стабильности воска добавлен каучук
- прочные сохраняющие форму восковые колпачки
- особенно подходит для вторичных деталей
- легко отмерять и смешивать с погружным воском PRECI-DIP

ELASTO-DIP голубой	150 г	артикул 750-0150
		€ 29,83 / 1 237,95 руб.
ELASTO-DIP розовый	150 г	артикул 750-3150
		€ 29,83 / 1 237,95 руб.
ELASTO-DIP красный	150 г	артикул 750-3150
		€ 29,83 / 1 237,95 руб.
ELASTO-DIP коричневый	150 г	артикул 750-4150
		€ 29,83 / 1 237,95 руб.



Погружные воска

Погружной воск в гранулах DUO DIP — мягкость и эластичность


Идеальная смесь восков **ELASTO-DIP (20%)** и **PRECI-DIP (80%)** — очень точный, при этом достаточно эластичный. Гранулированная форма облегчает дозирование. С ним легко, просто и быстро работать.

DUO DIP оранжевый

80 г

артикул 741-0000

€ 15,00 / 622,50 руб.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НАШИХ ПОГРУЖНЫХ ВОСКОВ

Проблема:

- колпачки слишком толстые и неровные
- на колпачке остаются капли воска
- на внутренней стороне коронок остаются неровности и канавки

Решение:

- используйте воскотопку с равномерным распределением тепла вокруг резервуара
- выбирайте более высокие температуры
- быстро окунуть и медленно вынуть штампик из воска
- нагрейте штампик перед погружением в расплавленный воск, чтобы избежать термического шока



ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ НАБОР

Жидкости для подготовки штампика и воска THOWAX

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ НАБОР создан для ознакомления Вас с нашей продукцией. Он включает моделировочные и специальные воска THOWAX, компенсационный лак, изолирующая жидкость, индикатор контактных точек. Прилагаются точные инструкции, которые гарантируют правильное, систематизированное и успешное применение наших материалов.

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ НАБОР (4 воска x 8 г, 3 жидкости x 10 мл)


артикул 100-0000M

€ 12,80 / 531,20 руб.

Набор содержит:

THOWAX моделировочный воск серый, THOWAX моделировочный воск бежевый, THOWAX воск для вкладок бордовый, THOWAX цервикальный воск красный, Clear Spacer прозрачный компенсационный лак, Yeti Lube изолирующая жидкость, Blue Marker синий индикатор контактных точек (жидкая копирка).

PONTICS, восковые промежулки



Готовые восковые промежулки состоят из чистого воска и были разработаны в сотрудничестве с зубным техником Томасом Шмидтом. Предлагаемые стандартные размеры будут соответствовать в 90% случаев! Если форма не подходит, она может быть легко приведена к желаемому размеру путем обрезки лишнего воска или наращивания дополнительного воска.

- блоки из 4 промежулков
- анатомическая форма промежулков
- легкое отделение без нарушения эстетики
- 100% воск, сгорает без остатка
- оптимальное углубление окклюзионных поверхностей для естественного результата
- цвет: голубой


Восковые промежулки:

Стартовый набор	6 размеров x 10 штук	артикул 777-0000	€ 62,00 / 2 573,00 руб.
Большой набор	6 размеров x 25 штук	артикул 770-0000	€ 221,00 / 9 171,50 руб.
Для верхней челюсти справа	25 штук	артикул 771-0000	€ 38,67 / 1 604,81 руб.
Для верхней челюсти слева	25 штук	артикул 772-0000	€ 38,67 / 1 604,81 руб.
Фронтальные промежулки для верхней челюсти	25 штук	артикул 773-0000	€ 38,67 / 1 604,81 руб.
Для нижней челюсти справа	25 штук	артикул 774-0000	€ 38,67 / 1 604,81 руб.
Для нижней челюсти слева	25 штук	артикул 775-0000	€ 38,67 / 1 604,81 руб.
Фронтальные промежулки для нижней челюсти	25 штук	артикул 776-0000	€ 38,67 / 1 604,81 руб.

IQ TRIANGEL, литейные балки, экстра твердые



- смещенное относительно центра положение литейной балки благодаря углу наклона каналов подачи
- форма балки приспособлена к форме опоки (ровное охлаждение отливаемого объекта)
- экономия времени
- сгорают без остатка
- цвет: красный
- предлагаются балки 2 диаметров: 4,0 мм или 5,0 мм
- оптимальное течение металла
- отсутствие деформации мостов при штифтовании
- упаковка: 50 штук
- очень твердые




IQ TRIANGEL ЛИТЕЙНЫЕ БАЛКИ Ø 4,0 мм	артикул 758-5000
	€ 24,83 / 1 030,45 руб.
IQ TRIANGEL ЛИТЕЙНЫЕ БАЛКИ Ø 5,0 мм	артикул 759-5000
	€ 24,83 / 1 030,45 руб.

IQ QUADRO STICKS, восковые палочки (штики) с квадратным сечением

Почему эти штики имеют квадратное сечение?

После выплавления воска образуется полый канал с квадратным сечением. Расплавленный металл имеет круглое сечение, благодаря его высокому поверхностному натяжению и похожим на вращающийся шар движениям. Когда расплавленный металл поступает в квадратный канал, находящийся внутри воздух выводится по свободным углам. Результат — гладкое качественное литье без пустот.



IQ КВАДРАТНЫЕ ШТИКСЫ, светло-зеленые, твердые, 50 г

IQ КВАДРАТНЫЕ ШТИКСЫ	Ø 2,5 мм	артикул 765-5000 € 17,50 / 726,25 руб.
IQ КВАДРАТНЫЕ ШТИКСЫ	Ø 3,0 мм	артикул 766-5000 € 17,50 / 726,25 руб.
IQ КВАДРАТНЫЕ ШТИКСЫ	Ø 3,5 мм	артикул 767-5000 € 17,50 / 726,25 руб.



IQ STICKS, восковые палочки (штики) с круглым сечением


Устойчивое соединение всей литниковой системы.

IQ КРУГЛЫЕ ШТИКСЫ, светло-зеленые, твердые, 50 г

IQ КРУГЛЫЕ ШТИКСЫ	Ø 2,5 мм	артикул 768-2500 € 26,33 / 1 092,70 руб.
IQ КРУГЛЫЕ ШТИКСЫ	Ø 3,0 мм	артикул 768-3000 € 26,33 / 1 092,70 руб.
IQ КРУГЛЫЕ ШТИКСЫ	Ø 3,5 мм	артикул 768-3500 € 26,33 / 1 092,70 руб.
IQ КРУГЛЫЕ ШТИКСЫ	Ø 4,0 мм	артикул 768-4000 € 26,33 / 1 092,70 руб.
IQ КРУГЛЫЕ ШТИКСЫ	Ø 5,0 мм	артикул 768-5000 € 26,33 / 1 092,70 руб.

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЛИТНИКИ (восковые литейные груши)

со специальным плавильным резервуаром для литья без образования усадочных раковин. Расплавленный металл сжимается при застывании. Образующийся частичный вакуум может быть компенсирован перетеканием расплавленного металла из резервуарного шарика. Такова была идея создания вертикальных литников.



ЛИТЕЙНЫЕ ГРУШИ, голубые, Ø шарика 4 мм, 250 шт.	артикул 754-0250 € 32,67 / 1 355,81 руб.
ЛИТЕЙНЫЕ ГРУШИ, голубые, Ø шарика 5 мм, 250 шт.	артикул 755-0250 € 34,50 / 1 431,75 руб.
ЛИТЕЙНЫЕ ГРУШИ, голубые, Ø шарика 6 мм, 250 шт.	артикул 756-0250 € 41,33 / 1 715,20 руб.
ЛИТЕЙНЫЕ ГРУШИ, голубые, Ø шарика 7 мм, 250 шт.	артикул 757-0250 € 44,33 / 1 839,70 руб.



DETON, восковая проволока

Свободная от напряжения восковая проволока благодаря специальной технологии и особому микро-молекулярному воску, используемому для ее производства. **DETON** — восковая проволока с высокой внутренней стабильностью.

- сгорает без остатка

- средняя твердость

DETON, голубая проволока	Ø 2,5 мм	250 г	артикул 741-2500	€ 12,50 / 518,75 руб.
DETON, голубая проволока	Ø 3,0 мм	250 г	артикул 742-3000	€ 12,50 / 518,75 руб.
DETON, голубая проволока	Ø 3,5 мм	250 г	артикул 743-3500	€ 12,50 / 518,75 руб.
DETON, голубая проволока	Ø 4,0 мм	250 г	артикул 744-4000	€ 12,50 / 518,75 руб.
DETON, голубая проволока	Ø 5,0 мм	250 г	артикул 745-5000	€ 12,50 / 518,75 руб.



DURON, восковая проволока

Отвечая пожеланиям многих зубных техников, которые искали более твердую и более экономичную восковую проволоку, мы разработали проволоку **DURON**. Она свободна от напряжения и отвечает всем Вашим требованиям благодаря ее превосходным характеристикам.

- сгорает без остатка

- твердая

DURON, зеленая проволока	Ø 2,0 мм	250 г	артикул 746-1020	€ 14,12 / 585,98 руб.
DURON, зеленая проволока	Ø 2,5 мм	250 г	артикул 746-1025	€ 14,12 / 585,98 руб.
DURON, зеленая проволока	Ø 3,0 мм	250 г	артикул 746-1030	€ 14,12 / 585,98 руб.
DURON, зеленая проволока	Ø 3,5 мм	250 г	артикул 746-1035	€ 14,12 / 585,98 руб.
DURON, зеленая проволока	Ø 4,0 мм	250 г	артикул 746-1040	€ 14,12 / 585,98 руб.
DURON, зеленая проволока	Ø 5,0 мм	250 г	артикул 746-1050	€ 14,12 / 585,98 руб.

CONSEQUENT, восковая проволока

- не имеет внутреннего напряжения
- высокая внутренняя стабильность
- хорошие рабочие характеристики
- при низких температурах — не разрывается
- диаметр проволоки уменьшается при вытягивании
- хорошая адгезия к модели
- цвет: изумрудно-зеленый
- сгорает без остатка
- мягкая

CONSEQUENT изумрудно-зеленый	Ø 2,0 мм	250 г	артикул 747-1020	€ 14,12 / 585,98 руб.
CONSEQUENT изумрудно-зеленый	Ø 2,5 мм	250 г	артикул 747-1025	€ 14,12 / 585,98 руб.
CONSEQUENT изумрудно-зеленый	Ø 3,0 мм	250 г	артикул 747-1030	€ 14,12 / 585,98 руб.
CONSEQUENT изумрудно-зеленый	Ø 3,5 мм	250 г	артикул 747-1035	€ 14,12 / 585,98 руб.
CONSEQUENT изумрудно-зеленый	Ø 4,0 мм	250 г	артикул 747-1040	€ 14,12 / 585,98 руб.
CONSEQUENT изумрудно-зеленый	Ø 5,0 мм	250 г	артикул 747-1050	€ 14,12 / 585,98 руб.







Представляем новую линию нашей продукции — **CONSEQUENT (ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ)**

Данная продукция дополняет и расширяет наш ассортимент материалов и аксессуаров для техники модельного литья. Цель, которую мы старались достигнуть, создавая продукцию **CONSEQUENT** — рациональное моделирование и наилучший конечный результат.

CONSEQUENT, многофункциональный кламмер

С ассортиментом **CONSEQUENT** мы представляем совершенно новое качество воска. Приведем некоторые из его главных характеристик. Этот материал можно обрабатывать даже при низких температурах, он свободен от напряжения и одновременно имеет высокую внутреннюю стабильность. Новая форма кламмера позволяет реализовать в неизменной высокой стабильности анатомически требуемое соответствие. Это исключает слишком длинный процесс обработки и обеспечивает значительную экономию рабочего времени. Новая многофункциональная форма кламмера позволяет использовать ее как для моляров, так и премоляров.



CONSEQUENT, многофункциональный кламмер

- измененный гребень позволяет остаткам пищи легко соскальзывать по кламмеру (предотвращение кариеса)
- филигранная и анатомическая совершенная форма кламмера
- высокая стабильность
- удлиненная форма кламмера для моляров больших размеров
- экономия рабочего времени
- упаковка: 10 пластин (200 шт)
- цвет: изумрудно-зеленый


CONSEQUENT, многофункциональный кламмер

артикул 109-0000
€ 16,83 / 698,45 руб.

ВОСКОВЫЕ КЛАММЕРНЫЕ ПРОФИЛИ

- без напряжения
- стабильные
- самоклеющиеся
- упаковка содержит 10 пластин (200 шт)
- цвет: зеленый

PC	кламмеры для премоляров	артикул 110-0000	€ 16,83 / 698,45 руб.
C	кламмеры для моляров	артикул 111-0000	€ 16,83 / 698,45 руб.
BHI	кламмеры малые Bonyhard	артикул 112-0000	€ 17,67 / 733,31 руб.
BHII	кламмеры большие Bonyhard	артикул 113-0000	€ 17,67 / 733,31 руб.
RCB	кламмеры кольцевые	артикул 114-0000	€ 17,67 / 733,31 руб.
RCS	кламмеры кольцевые прямые	артикул 115-0000	€ 17,67 / 733,31 руб.



CONSEQUENT, универсальный воск

CONSEQUENT универсальный воск, специально используемый в литейной технике, он также подходит для всех восковых работ. При использовании различных, хорошо контрастирующих цветов можно избежать слишком толстых восковых переходов.



- очень хорошая адгезия
- точка плавления 60° C
- подходит для коронок и мостов

При сравнении нового воска с восками Thowax и IQ, новый CONSEQUENT:

- остывает медленнее
- более мягкий и поэтому идеально передает окклюзионные формы мастер модели дубликату
- также прекрасно скоблится

CONSEQUENT, универсальный воск	зеленый	70 г	артикул 728-0010	€ 14,17 / 588,06 руб.
CONSEQUENT, универсальный воск	красный	70 г	артикул 728-0020	€ 14,17 / 588,06 руб.
CONSEQUENT, универсальный воск	голубой	70 г	артикул 728-0030	€ 14,17 / 588,06 руб.

ЛИТЕЙНЫЙ ВОСК, гладкий, зеленый




- прозрачный и очень пластичный
- большой размер пластин 17,5 x 8 см
- упаковка — 15 пластин

ПЛАСТИНЫ	0,25 мм	артикул 130-2500	€ 13,67 / 567,31 руб.
ПЛАСТИНЫ	0,30 мм	артикул 130-3000	€ 13,67 / 567,31 руб.
ПЛАСТИНЫ	0,35 мм	артикул 130-3500	€ 13,67 / 567,31 руб.
ПЛАСТИНЫ	0,40 мм	артикул 130-4000	€ 13,67 / 567,31 руб.
ПЛАСТИНЫ	0,50 мм	артикул 130-5000	€ 13,67 / 567,31 руб.
ПЛАСТИНЫ	0,60 мм	артикул 130-6000	€ 13,67 / 567,31 руб.
ПЛАСТИНЫ	0,70 мм	артикул 130-7000	€ 13,67 / 567,31 руб.

PREPARATION, подготовительный розовый воск

- теперь и в пластинах толщиной 0,2 и 0,3 мм
- для подъязычной области, когда желательна небольшая толщина

- размер пластин 17,5 x 8 см
- упаковка: 15 пластин
- цвет: прозрачно-розовый



ПЛАСТИНЫ	0,20 мм	артикул 135-2000	€ 13,80 / 572,70 руб.
ПЛАСТИНЫ	0,30 мм	артикул 135-3000	€ 13,67 / 567,31 руб.
ПЛАСТИНЫ	0,40 мм	артикул 135-4000	€ 13,80 / 572,70 руб.
ПЛАСТИНЫ	0,50 мм	артикул 135-5000	€ 13,67 / 567,31 руб.
ПЛАСТИНЫ	0,60 мм	артикул 135-6000	€ 13,67 / 567,31 руб.
ПЛАСТИНЫ	0,70 мм	артикул 135-7000	€ 13,67 / 567,31 руб.

ЛИТЕЙНЫЙ ВОСК с рифлением

- легко адаптируется
- без напряжения
- хорошая адгезия к модели

- легко полируемая текстура
- размер пластин 17,5 x 8 см
- упаковка: 15 пластин
- цвет: прозрачно-зеленый



Пластины с тонким рифлением

0,30 мм	артикул 131-3000	€ 14,33 / 594,70 руб.
0,35 мм	артикул 131-3500	€ 14,33 / 594,70 руб.
0,40 мм	артикул 131-4000	€ 14,33 / 594,70 руб.
0,45 мм	артикул 131-4500	€ 14,33 / 594,70 руб.
0,50 мм	артикул 131-5000	€ 14,33 / 594,70 руб.
0,60 мм	артикул 131-6000	€ 14,33 / 594,70 руб.



Пластины с грубым рифлением

0,30 мм	артикул 132-3000	€ 14,33 / 594,70 руб.
0,35 мм	артикул 132-3500	€ 14,33 / 594,70 руб.
0,40 мм	артикул 132-4000	€ 14,33 / 594,70 руб.
0,45 мм	артикул 132-4500	€ 14,33 / 594,70 руб.
0,50 мм	артикул 132-5000	€ 14,33 / 594,70 руб.
0,60 мм	артикул 132-6000	€ 14,33 / 594,70 руб.



Пластины с зернистым рифлением

0,30 мм	артикул 133-3000	€ 14,33 / 594,70 руб.
0,35 мм	артикул 133-3500	€ 14,33 / 594,70 руб.
0,40 мм	артикул 133-4000	€ 14,33 / 594,70 руб.
0,45 мм	артикул 133-4500	€ 14,33 / 594,70 руб.
0,50 мм	артикул 133-5000	€ 14,33 / 594,70 руб.
0,60 мм	артикул 133-6000	€ 14,33 / 594,70 руб.

ГОТОВЫЕ ВОСКОВЫЕ ФОРМЫ CONSEQUENT, зеленые

- устойчивы под давлением
- без напряжения
- хорошая адаптация

- высокая внутренняя стабильность, при адаптации к модели диаметр не изменяется
- профиль сохраняет желаемое положение и форму
- легко приспосабливается
- хорошие рабочие свойства даже при низких температурах

CONSEQUENT, полоски для бюгеля нижней челюсти

- без напряжения, легко адаптируются по форме модели
- отлично подходят для титана
- идеальны для бесповоротных соединений
- длина: 150 мм
- цвет: изумрудно-зеленый




CONSEQUENT, полоски для бюгеля нижней челюсти

4,0 x 1,7 мм	65 г	артикул 192-1700	€ 13,17 / 546,56 руб.
4,0 x 2,0 мм	65 г	артикул 192-2000	€ 13,17 / 546,56 руб.
4,4 x 2,3 мм	65 г	артикул 192-2300	€ 13,17 / 546,56 руб.



CONSEQUENT, восковые прутки круглые

- средней твердости
- длина: 150 мм
- цвет: изумрудно-зеленый
- легко и удобно сформировать



CONSEQUENT, восковые прутки

Ø 0,60 мм	12 г	артикул 152-0600	€ 13,17 / 546,56 руб.
Ø 0,80 мм	25 г	артикул 152-0800	€ 13,17 / 546,56 руб.
Ø 1,00 мм	38 г	артикул 152-1000	€ 13,17 / 546,56 руб.
Ø 1,20 мм	50 г	артикул 152-1200	€ 13,17 / 546,56 руб.
Ø 1,50 мм	50 г	артикул 152-1500	€ 13,17 / 546,56 руб.

ВОСКОВЫЕ ПРУТКИ



- твердые
- гладкая поверхность
- без напряжения
- цвет: голубой
- длина: 150 мм

● с круглым сечением	0,60 мм	12 г	артикул 151-0600	€ 13,17 / 546,56 руб.
	0,80 мм	25 г	артикул 151-0800	€ 13,17 / 546,56 руб.
	1,00 мм	38 г	артикул 151-1000	€ 13,17 / 546,56 руб.
	1,20 мм	50 г	артикул 151-1200	€ 13,17 / 546,56 руб.
	1,50 мм	50 г	артикул 151-1500	€ 13,17 / 546,56 руб.
▲ финишные	2,0 x 1,0 мм	25 г	артикул 171-1000	€ 13,17 / 546,56 руб.
▬ для верхней челюсти	5,0 x 1,3 мм	65 г	артикул 181-1300	€ 13,17 / 546,56 руб.
▬ для нижней челюсти	4,0 x 1,7 мм	65 г	артикул 191-1700	€ 13,17 / 546,56 руб.
	4,0 x 2,0 мм	65 г	артикул 191-2000	€ 13,17 / 546,56 руб.


ВОСКОВЫЕ РЕТЕНЦИИ С КРАЕВОЙ КРОМКОЙ, красные



- легко адаптируются
- сохраняют форму
- упаковка: 15 штук
- предлагаются два размера:

Ретенции дугообразные с кромкой

Ретенции большие артикул 117-0000



€ 17,67 / 733,31 руб.

Ретенции малые артикул 116-0000

€ 17,67 / 733,31 руб.

Ретенции с отверстиями с кромкой

7 x 127 мм, 25 штук артикул 126-1000

€ 17,67 / 733,31 руб.



Ретенции-решетки с кромкой






10 x 122 мм, 25 штук артикул 125-1000

€ 17,67 / 733,31 руб.



ВОСКОВЫЕ РЕТЕНЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ

- широкий ассортимент
- легко адаптируемый воск
- без напряжения



(F)

(G)

A	ретенционные решетки	10 x 10 см	10 листов	артикул 120-0000 € 19,67 / 816,31 руб.
B	ретенционные решетки с круглыми отверстиями	10 x 10 см	20 листов	артикул 121-0000 € 18,67 / 774,81 руб.
C	ретенционные решетки	7,5 x 6,5 см	20 листов	артикул 122-0000 € 18,00 / 747,00 руб.
D	ретенции-перемычки	7,5 x 9 см	10 листов	артикул 123-0000 € 13,17 / 546,56 руб.
E	ретенционные решетки диагональные	7,5 x 15 см	10 листов	артикул 125-0000 € 16,83 / 698,45 руб.
F	ретенции с овальными отверстиями		25 штук	артикул 127-0000 € 12,67 / 525,81 руб.
G	ретенции с круглыми отверстиями		25 штук	артикул 126-0000 € 12,67 / 525,81 руб.



PRECISIL, силикон для дублирования

Силикон двухкомпонентный для дублирования моделей

- высокая стабильность
- очень точное воспроизведение деталей
- полное отверждение даже при контакте с воском
- равномерно-текущий, очень эластичный
- дозирование 1:1

PRECISIL силикон для дублирования

1 кг тип А и 1 кг тип В артикул 880-0000

€ 75,67 / 3 140,31 руб.



PRECIGEL Масса для дублирования, зеленая

На основе Agar Agar

Для гипсов, паковочных масс и пластмасс холодной полимеризации.

- без ущерба окружающей среде
- на естественной и высококачественной основе из водорослей
- экономичный
- можно использовать неоднократно.

Обработка:

- нагреть Precigel до 93,5°С
- температура обработки: 46–50°С
- после полного затвердения, извлечь модель

артикул 944-6000

€ 84,50 / 3 506,75 руб.



YETIDUR упрочнитель для моделей из огнеупорной массы

Для закалки и сглаживания поверхностей моделей из паковочной массы.

- изготовлен на биооснове.

Обработка:

- налейте необходимое количество упрочнителя в металлическую, плотно закрывающуюся емкость.
- просушите модель примерно 30 минут в печи при температуре 200°С, после этого установите модель на металлический держатель и погрузите на 7–10 секунд в упрочнитель.
- после погружения для высыхания лишнего упрочнителя снова поместите модель в печь на 2 мин.

ВНИМАНИЕ — огнеопасно! Не разогревать!

артикул 943-1000

€ 22,17 / 920,06 руб.



DIA GLACE, паста для полирования

Полировальная паста для получения совершенных поверхностей керамических коронок. Если керамика обжигалась при слишком высокой температуре для того, чтобы достичь сверкающей поверхности, то во рту она может выглядеть искусственно. Естественный блеск, присущий живым зубам, может быть достигнут только полированием.



- высокое содержание алмазной крошки
- прекрасная полировка в течение нескольких секунд при скорости 7 500 об/мин
- экономичное использование благодаря твердой консистенции
- очень маленькое количество необходимо для одной процедуры полирования

DIA GLACE может также использоваться для полировки композитов и металла.

Использование в комбинации с нашими дисками, пропитанными специальной смазкой — только на металлах.

DIA GLACE паста 5 г	артикул 300-0000	€ 69,13 / 2 868,90 руб.
DIA GLACE набор: паста 5 г + 100 дисков с пропиткой	артикул 302-1000	€ 115,15 / 4 778,73 руб.
Фетровые диски с пропиткой (смазкой) 100 шт	артикул 300-0000	€ 69,13 / 2 868,90 руб.
Фетровые диски без пропитки 100 шт	артикул 300-0000	€ 69,13 / 2 868,90 руб.



DIA QUICK, фетровые диски с алмазной крошкой

DIA QUICK для быстрого, чистого, качественного и эффективного полирования керамики, металлов и синтетических материалов.

DIA QUICK диски, 10 шт	артикул 303-0000	€ 18,65 / 773,98 руб.
------------------------	------------------	-----------------------



SATI BRUSH, мягкие диски для полировки

Мягкие диски используются на окклюзионной поверхности после полирования. Они могут также использоваться для удаления оксидной пленки на металлических поверхностях.

SATI BRUSH мягкие диски, Ø 2 мм 50 шт	артикул 303-0000	€ 18,65 / 773,98 руб.
---------------------------------------	------------------	-----------------------

ОККЛЮЗИОННЫЙ ПОРОШОК

Окклюзионный порошок состоит из 100% воска

- легко наносится кисточкой
- указывает на точки трения и нежелательные контактные точки при использовании артикулятора
- сгорает без остатка — нет необходимости смывать
- виден рельеф коронки

ОККЛЮЗИОННЫЙ ПОРОШОК 17 г	артикул 730-0000	€ 19,50 / 809,25 руб.
---------------------------	------------------	-----------------------



Вспомогательные средства и средства для полирования



ЛОБЗИК для моделей и запасные полотна

Ручной лобзик для моделей — обязательный аксессуар зубного техника, даже если у Вас есть электрический аналог. Во многих ситуациях необходим именно такой лобзик, чтобы избежать повреждений штампера.

- удобный инструмент благодаря его анатомической форме
- полотна изготовлены из стали высокого качества
- очень гибкие полотна — вероятность поломки очень низка
- быстрая и легкая смена полотен
- очень эффективный и надежный
- 2 различных размера полотен: 0,18 и 0,25 мм



Лобзик для моделей

артикул 983-0000

€ 31,00 / 1 286,50 руб.

Полотна для лобзика 0,25 x 3 мм, 12 шт

артикул 972-0000

€ 9,83 / 407,95 руб.

Полотна для лобзика 0,18 x 3 мм, 12 шт

артикул 976-0000

€ 9,83 / 407,95 руб.

Электрошпатели, насадки

EASY WAXER — новый очень лёгкий в использовании электрошпатель от Yeti

При разработке электрошпателя учитывался опыт предыдущих лет, что позволило улучшить характеристики и уменьшить себестоимость.

- аналоговая плата управления — простая и очень надёжная
- короткое время нагрева
- светодиодный индикатор неисправностей
- широкий диапазон температур до 250° C
- очень лёгкий и устойчивый на поверхности
- термостойкий кабель наконечника

Комплект включает:

- прибор
- наконечник
- моделировочная насадка PKT2 (артикул 411-0 200)
- держатель для ручки

Easy Waxer артикул 413-0000 € 152,50 / 6 328,75 руб.



Гарантия не распространяется
на наконечники и насадки

Электрошпатель WAXER NT light

- альтернатива другим моделям по разумной цене
- оптимальное соотношение цена-качество
- точный бесступенчатый контроль температуры от 50 до 170° C
- очень гибкий безопасный соединитель кабель
- нет необходимости в трансформаторе
- термостойкий кабель

Комплект включает:

- прибор
- наконечник
- 1 моделировочная насадка PKT 2 (артикул 411-0 200)
- держатель для ручки

WAXER NT light артикул 413-9000

€ 181,00 / 7 511,50 руб.



Гарантия не распространяется
на наконечники и насадки

Двухканальный электрошпатель DUO WAXER NT

Первый электрошпатель со встроенным процессором и двухстрочным жидкокристаллическим дисплеем дает такие преимущества техникам, которые ранее были недоступны

- точный выбор и бесступенчатый контроль температуры в пределах от 50 до 225°C
- дисплей отражает заданную и реальную температуру обоих наконечников
- буквенно-цифровая индикация рабочих температур
- возможность предустановки 3-х рабочих температур
- автоматическое запоминание последних настроек, даже при выключении из сети
- очень удобный и легкий наконечник, ручка Ø11 мм остается холодной
- эргономичный дизайн — уменьшены размеры
- термостойкие кабели

Комплект включает:

- прибор
- 2 наконечника
- 2 насадки PKT 1 (артикул 411-0 100) и PKT 2 (артикул 411-0 200)
- 2 держателя для ручки

DUO WAXER NT

артикул 414-9000

€ 369,49 / 15 333,84 руб.



Гарантия не распространяется на наконечники и насадки

Двухканальный электрошпатель pro WAXER duo

- альтернатива другим моделям по разумной цене
- точный беступенчатый контроль температуры от 50°C – 225°C
- большой цифровой дисплей, для задания температуры
- 2 наконечника регулируются независимо друг от друга
- термостойкий кабель

Комплект включает:

- прибор
- 2 наконечника (артикул 411-1 001)
- 2 насадки PKT 1 (артикул 411-0 100) и PKT 2 (артикул 411-0 200)
- 2 держателя для ручки

pro WAXER duo

артикул 414-0000

€ 302,66 / 12 560,39 руб.



Гарантия не распространяется на наконечники и насадки

Моделировочные насадки для WAXER NT

Мы предлагаем ассортимент из шести различных насадок для всех электрошпателей, кроме IQ WAXER NT light. Эти насадки могут быть быстро заменены благодаря простой штифтовой системе.



(1) PKT 1 тонкая

артикул 411-0100
€ 24,00 / 996,00 руб.

(2) PKT 2 толстая

артикул 411-0200
€ 24,00 / 996,00 руб.

(3) Hollenback

артикул 411-0300
€ 24,00 / 996,00 руб.

(4) Knife shape (нож)

артикул 411-0400
€ 24,00 / 996,00 руб.

(5) Corkscrew тонкий

артикул 411-0500
€ 24,00 / 996,00 руб.

(6) Corkscrew толстый

артикул 411-0600
€ 24,00 / 996,00 руб.

Электрошпатель IQ WAXER NT light

Единственный в мире электрошпатель, использующий запатентованную технологию мгновенного нагрева. Нагревательный элемент насадки находится на самом ее кончике.

Такое размещение микронагревателя в стальной проволоке толщиной всего лишь 0,8 мм — чрезвычайно сложная задача. Специалистам Yeti потребовалось 10 лет, чтобы довести эту технологию до совершенства. Теперь Вы можете моделировать воском работы любой степени сложности. Использование IQ WAXER NT light — идеальный пример, когда работа превращается в удовольствие.

Как и в предыдущих моделях серии IQ WAXER NT Вы можете работать в режиме «Продолжительный» (Continuous), т.е. постоянной температурой, такой, как Вы ее выставили. Либо работать в режиме «Управление касанием» (Touch Control), при этом Вы удивитесь, как быстро нагревается насадка. Стоит Вам только коснуться сенсора (металлического кольца) на наконечнике — насадка в считанные секунды нагревается до заданной температуры, при этом, чем Вы дольше держите контакт с сенсором, тем выше становится температура (макс. 230°C). И также быстро остывает, когда Вы прерываете контакт с кольцом. Для Вашего удобства Вы также можете использовать ножную педаль вместо сенсора, чтобы управлять температурой.

Предыдущие модели серии IQ WAXER NT были чрезвычайно дорогими, вследствие использования в их конструкции микрокомпьютера. Настройка подобного прибора требовала некоторого времени, которого обычно не хватает. Время дорого — поэтому данная модель не требует никакой предварительной настройки. *Дизайн электрошпателя эргономичен и практичен, а именно:*

- в ассортименте имеются все виды насадок, на конце которых находится микронагревательный элемент;
- наконечник очень легкий с диаметром всего 11 мм, не реагирует на скачки температуры и всегда остается холодным;
- соединительный кабель очень гибкий и термостойкий;
- расстояние между сенсором (металлическим кольцом) и моделировочной насадкой Вы можете менять индивидуальной, переставляя силиконовые кольца;
- состояние прибора легко определить с помощью светодиодного индикатора, находящегося над кнопкой «С».

Комплект включает:

- прибор;
- наконечник;
- держатель ручки электрошпателя;
- моделировочные насадки



1
год
гарантии

IQ WAXER NT light артикул 410-9000 € 352,66 / 14 635,39 руб.

Наконечник для электрошпателей серии WAXER NT и Easy WAXER



Сменные моделировочные насадки. Термостойкий кабель.


Наконечник для электрошпателей серии WAXER NT и Easy WAXER артикул 411-1001 € 59,17 / 2 455,56 руб.

Моделировочные насадки для IQ WAXER NT Light

Благодаря микро-нагревательным элементам и современной лазерной технологии нагревательный элемент был помещен на самый кончик моделировочной насадки. Максимальная температура достигается на самом кончике моделировочной насадки, поэтому:

- насадки нагреваются и остывают за доли секунды
 - расплавленный воск не стекает по насадке
- Кроме того, эта новая технология позволяет нам производить такие высококачественные насадки, аналогов которым нет. Ассортимент моделировочных насадок:

1. PKT 1 экстра-тонкая	Ø 0,8 мм	артикул 420-0101	€ 44,60 / 1 850,90 руб.
2. PKT 1 тонкая	Ø 1,0 мм	артикул 420-0100	€ 44,60 / 1 850,90 руб.
3. PKT 2	Ø 1,2 мм	артикул 420-0200	€ 47,00 / 1 950,50 руб.
4. Вертикальный Hollenback		артикул 420-0200	€ 47,00 / 1 950,50 руб.
5. Форма Spear		артикул 420-0400	€ 47,00 / 1 950,50 руб.



Оригинальный размер

Воскотопки



Воскотопка DIPPY NT pro digital

- цифровой дисплей
- точный бесступенчатый контроль температуры от 65°С – 100°С
- показывает точно с погрешностью всего $\pm 0,10^{\circ}\text{C}$
- равномерное распределение температуры
- система безопасности автоматически отключает прибор при превышении максимально допустимой температуры, поэтому он не может перегореть
- воздушная вентиляция
- электрические детали усовершенствованы — дольше служат

Наполнен воском DUO-DIP (входит в комплект)

DIPPY pro digital

артикул 405-1000

€ 224,00 / 9 296,00 руб.

Воскотопка DIPPY NT light

- оптимальное соотношение цена-качество
- точный бесступенчатый контроль температуры от 55 до 120°С
- равномерный нагрев воска благодаря расположению нагревательных элементов по всему периметру ванночки

Наполнен воском DUO-DIP (входит в комплект)

DIPPY NT light

артикул 402-9000

€ 169,16 / 7 020,14 руб.



Воскотопка Dippy NT Digital – воскотопка управляемая процессором

- двустрочный жидкокристаллический дисплей, показывает предустановленную и фактическую температуру
- сенсорные кнопки
- выставление температуры лёгким прикосновением
- точный бесступенчатый нагрев с диапазоном температуры от 55 до 105°С
- ровное распределение температуры благодаря нагревателям вокруг всей ванночки
- память установленной температуры
- очень лёгкая, компактная и устойчивая воскотопка
- нагревательные элементы внизу и по окружности ванночки, обеспечивают равномерный нагрев всего воска

Dippy NT Digital

артикул 405-9000

€ 290,83 / 12 069,45 руб.



Моделировочные инструменты



ARTLINE, моделировочные инструменты

Моделировочные инструменты — чрезвычайно важные аксессуары в ежедневной работе зубных техников. Зная это, мы создали инструменты **ARTLINE** согласно самым современным эргономическим концепциям. В этом нам помогали профессиональные зубные техники.

- термоизолированные и не скользящие наконечники — из высококачественной стали
- ручки отлично отполированы
- прекрасный деревянный кейс для хранения инструментов

Набор ARTLINE из 3-х инструментов
в деревянном кейсе

артикул 850-0000
€ 97,16 / 4032,14 руб.



850-1000



€ 30,33 / 1 258,70 руб.



850-2000



€ 30,33 / 1 258,70 руб.



850-3000



€ 30,33 / 1 258,70 руб.

Инструменты ARTLINE PLUS

(AP) ARTLINE PLUS №1 красный

артикул 850-4001

(AP) ARTLINE PLUS №2 зеленый

артикул 850-4002

(AP) ARTLINE PLUS №3 желтый

артикул 850-4003

(AP) ARTLINE PLUS №4 голубой

артикул 850-4004



850-4001



€ 20,33 / 843,70 руб.



850-4002



€ 20,33 / 843,70 руб.



850-4003



€ 20,33 / 843,70 руб.



850-4004



€ 20,33 / 843,70 руб.

Инструменты ARTLINE N-A-T

(AN) ARTLINE N-A-T №01 красный

артикул 850-5001

(AN) ARTLINE N-A-T №02 зеленый

артикул 850-5002

(AN) ARTLINE N-A-T №03 желтый

артикул 850-5003

(AN) ARTLINE N-A-T №04 голубой

артикул 850-5004



850-5001



€ 25,83 / 1 071,95 руб.



850-5002



€ 25,83 / 1 071,95 руб.



850-5003



€ 25,83 / 1 071,95 руб.



850-5004



€ 25,83 / 1 071,95 руб.

БАЗИСНЫЕ ВОСКОВЫЕ ПЛАСТИНЫ

Теперь мы предлагаем базисные восковые пластины с различными свойствами. Вы можете выбирать между «летним» и «зимним» качеством воска, толщиной 1,5 или 1,25 мм, более высокой или более низкой точкой затвердевания и между твердым, мягким или более эластичным восками. Все наши базисные восковые пластины изготовлены из лучшего сырья, чтобы гарантировать высокое качество Вашей работы.



SOLIDUS 80 и SOLIDUS 84 базисные воска

- оба воска имеют высокую стабильность, которая гарантирует, что они не деформируются, даже при помещении внутрь полости рта
- чрезвычайно тверды
- высокая точка отверждения
- очень хорошие моделировочные характеристики, несмотря на их твердость
- подходят также в качестве прикусной восковой пластины

Отличия:

- **SOLIDUS 80** — более мягкий, точка отверждения — 80–81°С
- **SOLIDUS 84** — более твердый, точка отверждения — 84–85°С

Размер пластин: 170 x 85 мм

SOLIDUS 80	1,5 мм, 500 г	артикул 680-0000 € 28,67/1 189,81 руб.
SOLIDUS 84	1,5 мм, 500 г	артикул 684-0000 € 28,67/1 189,81 руб.

SUPERPINK, моделировочный воск

- очень точный
- чрезвычайно эластичный
- высокая стабильность
- точка отверждения 57°С
- размер 175 x 80 мм
- однородная консистенция

SUPERPINK, моделир. воск	1,5 мм	500 г	артикул 660-0500 € 8,17/339,06 руб.
--------------------------	--------	-------	--



SPECIAL, моделировочный воск

- розовые восковые пластины средней жесткости
- наиболее «всесторонний» воск среди восковых пластин
- «летнее качество» с точкой отверждения 56°С
- «зимнее качество» с точкой отверждения 54°С
- размер пластины: приблизительно 175 x 80 мм
- толщина пластины: 1,5 мм или 1,25 мм
- упаковка: 500 г

Моделировочный воск SPECIAL «лето»	1,2 мм	500 г	артикул 650-0500	€ 8,67/359,81 руб.
Моделировочный воск SPECIAL «зима»	1,2 мм	500 г	артикул 652-0500	€ 8,67/359,81 руб.
Моделировочный воск SPECIAL «лето»	1,50 мм	500 г	артикул 653-0500	€ 8,17/339,81 руб.
Моделировочный воск SPECIAL «зима»	1,50 мм	500 г	артикул 655-0500	€ 8,17/339,81 руб.



ВОСК ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ПРИКУСА



Наши прикусные воска остаются стабильными, как в теплых, так и в холодных условиях, создавая превосходную регистрацию прикуса.

Ученые пришли к выводу, что для пациента легче воспринимать ароматизированный воск для регистрации прикуса. По этой причине мы добавляем популярные вкусовые ароматизаторы типа "клубника", "яблока" и "лимона" в наши прикусные воска. Ваш пациент будет чувствовать себя удобно и комфортно при использовании этих восков при проведении процедуры регистрации прикуса.



ВОСКОВЫЕ ПРИКУСНЫЕ ПЛАСТИНЫ анатомической формы с апельсиновым вкусом

Очень твердый воск для регистрации прикуса.

Очень стабильный даже при высоких температурах.

Апельсиновый ароматизатор добавлен для того, чтобы пациент чувствовал себя более комфортно во время проведения процедуры регистрации прикуса.

Толщина пластины: 2 мм.

Упаковка: 75 штук



Восковые прикусные пластины

артикул 606-2000

€ 56,00 / 2 324,00 руб.



ВОСКОВЫЕ ПРИКУСНЫЕ ПЛАСТИНЫ анатомической формы с фольгой, для регистрации прикуса

- анатомическая форма прикуса
- коричневый воск
- хорошо сохраняет форму
- толщина: 1,5 мм
- упаковка: 60 штук

Металлическая фольга, покрытая воском

артикул 605-0060
€ 56,00 / 2 324,00 руб.

АРОМАТИЗИРОВАННЫЕ ПРИКУСНЫЕ ПАЛОЧКИ

Размер одной палочки 108 x 10 x 10 мм

Цвета соответствуют степени твердости и аромату:

красный	= клубничный	= твердый
зеленый	= яблочный аромат	= средней твердости
желтый	= лимонный аромат	= мягкий



ПРИКУСНЫЕ ПАЛОЧКИ с клубничным ароматом, твердые	490 г	артикул 613-0490	€ 16,50 / 684,75 руб.
ПРИКУСНЫЕ ПАЛОЧКИ с яблочным ароматом, средней твердости	490 г	артикул 614-0490	€ 16,50 / 684,75 руб.
ПРИКУСНЫЕ ПАЛОЧКИ с лимонным ароматом, мягкие	490 г	артикул 612-0490	€ 16,50 / 684,75 руб.




АРОМАТИЗИРОВАННЫЕ ПРИКУСНЫЕ ВАЛИКИ

Облегчите себе работу, используя ароматизированные прикусные валики.

Они уже изогнуты по форме челюсти, имеют 3 вида твердости в 4 цветах.

ПРИКУСНЫЕ ВАЛИКИ с клубничным ароматом, твердые	96 штук	артикул 611-0100	€ 32,33 / 1 341,70 руб.
ПРИКУСНЫЕ ВАЛИКИ с яблочным ароматом, средней твердости	96 штук	артикул 612-0100	€ 32,33 / 1 341,70 руб.
ПРИКУСНЫЕ ВАЛИКИ с апельсиновым ароматом, средней твердости	96 штук	артикул 613-0100	€ 32,33 / 1 341,70 руб.
ПРИКУСНЫЕ ВАЛИКИ с лимонным ароматом, мягкие	96 штук	артикул 610-0100	€ 32,33 / 1 341,70 руб.



ПРИКУСНЫЕ ВАЛИКИ, не ароматизированные

Новое качество!

Приспособлены для теплого времени года.

- очень твердые
- повышенная точка плавления
- цвет: розовый

Прикусные валики	100 штук	артикул 614-0100	€ 32,33 / 1 341,70 руб.
------------------	----------	------------------	-------------------------

PREC I NT SHUTTLE II и PRECI NT SHUTTLE IV Приборы ультрафиолетовой полимеризации светоотверждаемых материалов

Модели можно легко разместить внутри устройства. Пространство достаточно большое для двух моделей.

- автоматически отключается
- коротковолновое ультрафиолетовое излучение
- имеет сертификат CE

PREC I NT Shuttle II артикул 492-9000
€ 238,50 / 9 897,75 руб.

PREC I NT Shuttle IV артикул 494-9000
€ 285,99 / 11 868,59 руб.

Сменная люминесцентная лампа
мощностью 9W BL 350 артикул 490-0001
€ 39,00 / 1 618,50 руб.

Сменная люминесцентная лампа
для Composit мощностью 9W BL 450 артикул 490-0010
€ 39,00 / 1 618,50 руб.



	PREC I NT SHUTTLE II	PREC I NT SHUTTLE IV
Процесс полимеризации	10 мин	5 мин
Спектральный диапазон	300–400 нм	300–400 нм
Мощность ламп	9 W	9 W
Мощность прибора	28 W	28 W
Напряжение	230 V	230 V
Сменные люминесцентные лампы	2	4

PREC I TRAY, светоотверждаемый материал




- светоотверждаемый материал
- подходит для верхних и нижних челюстей
- легко адаптируется к модели
- 3 различных цвета
- экономит время
- в материалы были добавлены специальные наполнители, чтобы получить ровный слой без полосок
- размер: 70 x 100 мм
- толщина: 2,2 мм
- упаковка: 50 шт.
- экономичен за счет пластин-полуфабрикатов
- не деформируется при снятии оттиска
- быстрое светоотверждение

Состав: композиция акрилатов



PREC I TRAY
розовый

артикул 890-1000
€ 66,17 / 2 746,06 руб.



PREC I TRAY
светло-бежевый

артикул 890-1020
€ 66,17 / 2 746,06 руб.



PREC I TRAY
голубой

артикул 890-1010
€ 66,17 / 2 746,06 руб.



Палитра с водной подпиткой

- очень легкая
- благодаря запатентованному составу материала, во время работы, влага удерживается очень долго
- герметичная крышка, закрытая палитра еще дольше сохраняет влагу, и масса пребывает в рабочем состоянии
- не загрязняется остатками массы, не окрашивается, хорошо отмывается даже проточной водой
- не требует термической обработки в муфеле, достаточно обработать паром при сильном загрязнении

Керамическая палитра, комплект (подставка + палитра)	артикул 312-0000	€ 83,63 / 3 470,65 руб.
Палитра (без подставки), 2 шт.	артикул 312-0100	€ 45,44 / 1 885,76 руб.



Палитра для красителей

Уникальная капиллярная палитра состоит из 15 маленьких ячеек для красителей и 2 больших для глазури.

Благодаря капиллярному составу материала палитра всегда хорошо увлажнена, герметичная крышка позволяет долго удерживать влагу и препятствует проникновению пыли, не требует термической обработки в муфеле, достаточно обработать паром при сильном загрязнении.

Красители, разведенные в палитре, сохраняют свои рабочие свойства более 2-х лет.

Капиллярная палитра	артикул 312-0001	€ 83,63 / 3 470,65 руб.
---------------------	------------------	-------------------------



Стеклянный шпатель

для порошкового опак / бонда, двусторонний, 2 разных размера шарика
Быстрое, удобное, максимально однородное нанесение порошкового опак / бонда

артикул 312-1000	€ 31,12 / 1 291,48 руб.
------------------	-------------------------



Кисточки (смесь синтетического и натурального ворса)

уникальные кисточки для керамики, сочетающие преимущества синтетического и натурального ворса

- легкие, эргономичные, хорошо лежат в руке

Ceram/sta

Набор кисточек для керамики (№ 6, 8, 10, 1 для опак / бонда), 5 штук, деревянная ручка, синтетика / натуральный ворс	артикул 312-5000	€ 63,12 / 2 619,48 руб.
Кисточка для опак / бонда, 2 штуки, деревянная ручка, синтетика / натуральный ворс	артикул 312-4000	€ 18,03 / 748,25 руб.
Кисточка для керамики, красителей, № 1, 2 штуки, деревянная ручка, синтетика / натуральный ворс	артикул 312-3001	€ 11,67 / 484,31 руб.
Кисточка для керамики, красителей, № 0, 2 штуки, деревянная ручка, синтетика / натуральный ворс	артикул 312-3000	€ 11,32 / 469,78 руб.
Кисточка для керамики № 10, деревянная ручка, синтетика / натуральный ворс	артикул 312-2010	€ 29,00 / 1 203,50 руб.
Кисточка для керамики № 8, деревянная ручка, синтетика / натуральный ворс	артикул 312-2008	€ 19,27 / 799,71 руб.
Кисточка для керамики № 6, деревянная ручка, синтетика / натуральный ворс	артикул 312-2006	€ 12,73 / 528,30 руб.



Все, что Вам необходимо в одной керамике

Естественность

Многофункциональность

Легкость в использовании

K2 - универсальная керамическая система


K2 — высоко-уплотненная двухфазная низкотемпературная керамика.

Конечная температура ее обжига составляет 770° С, она пригодна для всех сплавов, имеющих коэффициент термического расширения (КТР) в диапазоне от 13,8 до 14,9 10⁻⁶К

K2 является одной из немногих керамических систем, где процесс изготовления керамического протеза может производиться 3-мя способами:

1. Традиционными способами, т.е. методом послойного нанесения
2. Методом прессования (цельнокерамическая конструкция)
3. Методом прессования на металлический каркас

K2 — это все виды реставрационных работ: вкладки, накладки (виниры), безметалловые коронки, прессование на металлический каркас, коронки и мосты.



K2 полностью соответствует шкале VITA (A1-D4) и включает опаловую (Opal), флуоресцирующую (Fluor), хрома (Chroma) и интенсив (Intensive) массы.

Вероятность совпадения с выбранным цветом, даже в случае индивидуализации, равна 100%, благодаря наличию в K2 разнообразных масс с эффектом опалесценции и флуоресценции.

Превосходный opak вместе со стабильной массой делает процесс изготовления работы быстрым, а конечную работу высококачественной.



НОВИНКА!



K2 Zircon

Высокоплотная синтетическая керамика для работы с циркониевым каркасом, которая обжигается при температуре 810°С. Натуральный эстетический вид достигается за счет флуоресцентного лайнера, который отвечает за оптимальное воспроизведение оттенка. K2 zircon имеет высокую стабильность, что позволяет быстро и легко создавать слои.

Таблица обзора K2 LF

Опакер порошок O	кол-во	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	BO	OG
артикул 320-15..	15 g	..01	..02	..03	..04	..05	..06	..07	..08	..09	..10	..11	..12	..13	..14	..15	..16	322-1500	320-1517
артикул 320-50..	50 g	..01	..02	..03	..04	..05	..06	..07	..08	..09	..10	..11	..12	..13	..14	..15	..16		
Опакер паста PO		A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	POBO	POG
артикул 321-03..	3 g	..01	..02	..03	..04	..05	..06	..07	..08	..09	..10	..11	..12	..13	..14	..15	..16	322-0300	321-0317
Плечевые массы		SH1		SH2			SH3		SH4			SH5		SH6		SH7		SHG	
артикул 324-15..	15 g	..01		..02			..03		..04			..05		..06		..07		..20	
Дентиновые массы D		A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	BD	G (15 g)
артикул 325-20..	20 g	..01	..02	..03	..04	..05	..06	..07	..08	..09	..10	..11	..12	..13	..14	..15	..16	326-2000	338-1500
артикул 325-50..	50 g	..01	..02	..03	..04	..05	..06	..07	..08	..09	..10	..11	..12	..13	..14	..15	..16	326-5000	
Хрома массы		CHA						CHB						CHC					CHD
артикул 327-15..	15 g	..01						..02						..03					..04
артикул 327-50..	50 g	..01						..02						..03					..04
Опакдентин OD		A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4		
артикул 323-15..	15 g	..01	..02	..03	..04	..05	..06	..07	..08	..09	..10	..11	..12	..13	..14	..15	..16		
артикул 323-50..	50 g	..01	..02	..03	..04	..05	..06	..07	..08	..09	..10	..11	..12	..13	..14	..15	..16		
Эмаль массы		E57						E58						E59					E60
артикул 328-20..	20 g	..01						..02						..03					..04
артикул 328-50..	50 g	..01						..02						..03					..04
Опалэмаль		EO57						EO58						EO59					EO60
артикул 330-20..	20 g	..01						..02						..03					..04
артикул 330-50..	50 g	..01						..02						..03					..04
Интенсив. эмаль		EI T1 (transpa)						EI T2 (transpa)						EI O3 (opaque)					EI O4 (opaque)
артикул 329-20..	20 g	..01						..02						..03					..04
артикул 329-50..	50 g	..01						..02						..03					..04
Прозрачные массы		TN (normal)					TO (opal)				T1			T2					T3
артикул	20 g	332-2000					333-2000				333-2001			334-2002					334-2003
артикул	50 g	332-5000					333-5000				333-5001			334-5002					334-5003
Транспарент прозрачн.	20 g / 50 g	CL																	50 g = Art.-Nr. 335-5000
Глазурь	10 g	GL																	10 g = Art.-Nr. 336-1000
Флуоресцирующий агент								PF1						PF2					
артикул 331-15..	15 g							..01						..02					
Мамелон массы				MM1							MM2						MM3		
артикул 339-15..	15 g			..01							..02						..03		
NEM Бондер	5 g			B															5g = Art.-Nr. 337-0500
Красители		ST-A	ST-B	ST-C	ST-D	ST-5	ST-6	ST-7	ST-8	ST-9	ST-10								
артикул 340-02..	2 g	..01	..02	..03	..04	..05	..06	..07	..08	..09	..10								
K2 жидкость	25 ml	Opaquer Liquid OL						Modellier Liquid ML				Schulter Liquid SHL						Glaser Fluid GF	
	50 ml	Art.-Nr. 341-0050						Art.-Nr. 342-0050				Art.-Nr. 343-0025						Art.-Nr. 344-0025	
	250 ml	Art.-Nr. 341-0250						Art.-Nr. 342-0250				Art.-Nr. 343-0050						Art.-Nr. 344-0050	

K2 LF Basis — базовый набор порошкообразный, шкаф с выдвигаемыми ящиками

артикул 320-0000 € 1 100,00 / 45 650,00 руб.

16 x 15 г Порошкообразный opak (Opaque Powder) (A1-D4), 16 x 15 г Опак-дентин (Opaque dentin) (A1-D4), 16 x 20 г Дентин (Dentin) (A1-D4), 4 x 20 г Эмаль (Enamel) (E57-E60), 4 x 20 г Эмаль-опал (Enamel Opal) (EO57-EO60), 1 x 20 г Транспарент прозрачный (Clear), 1 x 20 г Транспарент нейтральный (Transpa Normal), 1 x 10 г Глазурь (Glaze masse), 1 x 5 г Бондер (Bonder), 1 x 50 мл Жидкость для опака (Opaque Liquid), 1 x 50 мл Моделировочная жидкость (Modelling Liquid), 1 x 25 мл Жидкость для плечевых масс (Shoulder Liquid), 1 x 25 мл Жидкость для глазури (Glaze Fluid).

K2 LF Confidential — стартовый набор в цвете A3, картонная коробка

артикул 320-0001 € 153,00 / 6 349,50 руб.

1 x 15 г Порошкообразный opak (Opaque Powder) A3, 1 x 20 г Эмаль (Enamel) E59, 1 x 2 г Бондер, 1 x 20 г Дентин (Dentin) A3, 1 x 10 г Глазурь (Glaze masse), 1 x 20 г Транспарент нейтральный (Transpa Normal), 1 x 50 г Жидкость для опака (Opaque Liquid), 1 x 50 мл Моделировочная жидкость (Modelling Liquid), 1 x 25 мл Жидкость для глазури (Glaze Fluid).

K2 LF Advanced — расширенный набор порошкообразный, шкаф с выдвигаемыми ящиками

артикул 320-0002 € 560,00 / 23 240,00 руб.

1 x 15 г Белый opak (Bleach Opaque), 1 x 15 г Порошкообразный opak цвета десны (Opaque Gingiva Powder), 7 x 15 г Плечевая масса (Shoulder masse powder), 1 x 15 г Плечевая масса цвета десны (Shoulder masse Gingiva), 1 x 20 г Белый дентин (Bleach Dentin), 1 x 15 г Цвет десны (Gingiva), 4 x 15 г Хром-модификатор (Chroma Dentin) (CHA-CHD), 1 x 20 г Транспарент опаловый (Transpa Opal), 3 x 20 г Транспарент (Transpa) (T1-T3), 3 x 15 г Мамелон (Mamelon) (MM1-MM3), 4 x 20 г Эмаль-усилитель (Enamel Intensiv) (T1, T2, O3, O4), 2 x 15 г Флуоресцирующий агент K2 (K2 Fluor) (PF1, PF2)

K2 LF Stain — набор красителей, шкаф с выдвигаемыми ящиками

артикул 320-0003 € 206,00 / 8 549,00 руб.

10 x 2 г Красители (Stain make-up) (A-D и 5-10), 1 x 10 г Глазурь (Glaze masse), 1 x 25 мл Жидкость для глазури (Glaze Fluid)

K2 press EF — набор для прессования, картонная коробка

артикул 320-0004 € 1 255,00 / 52 082,50 руб.

Таблетки для прессования (Press Pellets), каждая 4 x 2 г (A1-A3, B1-B3, C1, C2, D2, BD, TA1-TA3, TB1-TB3, TC1, TC2, TD2 T1+, T2+, T3+, T4+, T1-T4, S57-S60), 10 x 2 г плунжеры одноразовые.



K2 LF — это высоко-уплотненная, 2-фазная, синтетическая, усиленная лейцитами керамика. Ее обжиг выполняется при температуре 770° С, подходит для всех сплавов, имеющих коэффициент термического расширения (КТР) в диапазоне от 13,8 до 14,9/25° — 500° С. Данная керамическая система повторяет игру цвета оттенков отражаемых на естественных зубах. При использовании этой керамики достигается желаемый результат даже в случаях недостаточного пространства.

K2 является первой комплексной традиционной керамической системой, включающей в себя «все в одном» — прессования керамики, прессования керамики на металл (PoM) и металлокерамику. Экономичная керамическая система K2 является революционной. Пользователь использует только один вид традиционной керамики, который подходит как на металл, так и на цельную керамику. Ассортимент системы K2 охватывает цвета A1 — D4 и включает массы Опаловую (Opal), Флуоресцирующую (Fluor), Хрома (Chroma) и Интенсив (Intensive) и т.д. Путем смешивания или добавления различных красителей перед выполнением обжига Вы можете достичь разнообразных нюансов и оттенков. Таблетки для прессования керамики K2 могут быть использованы при работе с цельной керамикой, прессованием на металл (PoM), а также с послойным традиционным методом. Вероятность совпадения с выбранным цветом, даже в случае индивидуализации, равна 100%, за счет разнообразия масс с эффектом опалесценции и флуоресценции.




Таблица классификации эмалей по цвету K2 LF и K2 LF press

Цвет	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Дентин	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Массы режущ. края	E58	E58	E59	E59	E60	E57	E59	E59	E59	E60	E59	E59	E60	E60	E59	E59

K2 press: таблица классификации прессованных таблеток

V, I, O	K	PoM	Qty.	Fluor	Opazität	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	BLEACH D
X	XX	XX	4x2 g	XX	75%	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	BD
			Art.-Nr. 350-08..			..01	..02	..03	..04	..05	..06	..07	..08	..09	..10	..11	..12	..13	..14	..15	..16	..17
X	XX	XX	4x2 g	XX	60%	TA1	TA1	TA3			TB1	TB2	TB3		TC1	TC2			TD2			
			Art.-Nr. 350-08..			..18	..19	..20			..21	..22	..23		..24	..25			..26			
X	XX	XX	3x5 g	XX	60%	TA1	TA1	TA3			TB1	TB2	TB3		TC1	TC2			TD2			
			Art.-Nr. 350-15..			..01	..02	..03			..04	..05	..06		..07	..08			..09			
XX	X	X	4x2 g	X	45%	T1+	T2+	T3+	T4+													
			Art.-Nr. 350-08..			..27	..28	..29	..30													
XX	X	X	4x2 g	X	40%	S57	S58	S59	S60													
			Art.-Nr. 350-08..			..35	..36	..37	..38													
XX	X	X	4x2 g	X	35%	T1	T2	T3	T4													
			Art.-Nr. 350-08..			..31	..32	..33	..34													

V, I, O = винир, вкладка, имплантат
K = коронки
PoM = прессование на металл

K2 циркон

Лайнер артикул 370-20..	кол-во 20 g	FL-1 ..01										FL-2 ..02				FL-3 ..03					
Лайнер артикул 371-20..	20 g	FL-PoZ ..01																			
Плечевые массы артикул 372-20..	15 g	SH1 ..01		SH2 ..02		SH3 ..03		SH4 ..04		SH5 ..05		SH6 ..06		SH7 ..07		SH8 ..08					
Дентиновые массы артикул 373-20..	20 g	A1 ..01	A2 ..02	A3 ..03	A3,5 ..04	A4 ..05	B1 ..06	B2 ..07	B3 ..08	B4 ..09	C1 ..10	C2 ..11	C3 ..12	C4 ..13	D2 ..14	D3 ..15	D4 ..16	BD ..17	G ..18		
Хромовые массы артикул 374-20..	15 g	CHA ..01						CHB ..02				CHC ..03				CHD ..04					
Опакдентин артикул 375-20..	15 g	OD-1 ..01				OD-2 ..02				OD-3 ..03				OD-4 ..04				OD-5 ..05			
Массы эмаль артикул 376-20..	20 g	E57 ..01						E58 ..02				E59 ..03				E60 ..04					
Опалэмаль артикул 377-20...	20 g	EO57 ..01						EO58 ..02				EO59 ..03				EO60 ..04					
Усилитель эмаль артикул 378-20..	20 g	EI T1 (transpa) ..01						EI T2 (transpa) ..02				EI O3 (opaque) ..03				EI O4 (opaque) ..04					
Транспарент массы артикул 379-20..	20 g	TN (normal) ..01				TO (opal) ..02				T1 ..03				T2 ..04				T3 ..05			
Трансп. прозрачный	20 g	CL GL						Art.-Nr. 380-2001													
Глазурь	10 g							Art.-Nr. 380-2002													
K2 Fluor артикул 381-20..	15 g	PF1 ..01										PF2 ..02									
Мамелонные массы артикул 382-20..	15 g	MM1 ..01						MM2 ..02						MM3 ..03							
Красители / Stain артикул 383-02..	2 g	ST-A ..01		ST-B ..02		ST-C ..03		ST-D ..04		ST-5 ..05		ST-6 ..06		ST-7 ..07		ST-8 ..08		ST-9 ..09		ST-10 ..10	
K2 циркон-жидкость	25 ml 50 ml 250 ml	Modellier Liquid ML Art.-Nr. 384-0025 Art.-Nr. 384-0050 Art.-Nr. 384-0250						Schulter Liquid SHL Art.-Nr. 385-0025 Art.-Nr. 385-0050						Glasur Fluid GF Art.-Nr. 386-0025 Art.-Nr. 386-0050							

K2 циркон и K2 циркон пресс

K2 Basis Zirkon Kit — базовый набор по циркону, шкаф с выдвижными ящиками

артикул 370-0000 € 999,00 / 41 458,50 руб.

3 x 20 г Лайнер (Frame Liner) (FL1-FL3), 5 x 15 г Опак-дентин (Opakdentin) (OD1-OD5), 16 x 20 г Дентин (Dentin) (A1-D4), 4 x 20 г Эмаль / массы для режущего края (Enamel / Schneide) (E57-E60), 4 x 20 г Эмаль-опал (Enamel Opal) (EO57-EO60), 1 x 20 г Транспарент прозрачный (Clear), 1 x 20 г Транспарент нейтральный (Transpa Normal), 1 x 10 г Глазурь (Glasurmasse), 1 x 50 мл Моделировочная жидкость (Modelier Liquid), 1 x 25 мл Жидкость для глазури (Glasur Liquid).

Confidential Zirkon Kit — стартовый набор по циркону, картонная коробка

артикул 370-0001 € 177,22 / 7 354,63 руб.

1 x 20 г Лайнер Frame (Liner) (FL1), 1 x 20 г Эмаль / масса для режущего края (Enamel / Schneide) (E59), 1 x 20 г Дентин (Dentin) (A3), 1 x 10 г Глазурь (Glasurmasse), 1 x 20 г Транспарент нейтральный (Transpa Normal), 1 x 50 мл Моделировочная жидкость (Modellierliquid), 1 x 25 мл Жидкость для глазури (Glasur Fluid).

Advanced Zirkon Kit — расширенный набор по циркону, шкаф с выдвижными ящиками

артикул 370-0002 € 726,96 / 30 168,84 руб.

7 x 20 г Плечевые масса (Schultermasse Pulver) (SH1-SH-7), 1 x 20 г Плечевая масса цвета десны (Schultermasse Gingiva), 1 x 20 г Белый дентин (Bleach Dentin), 1 x 20 г Цвет десны (Gingiva) 6 4 x 15 г Хроммодификатор (Chroma Dentin) (CHA-CHD), 1 x 20 г Транспарент опаловый (Transpa Opal), 3 x 20 г Транспарент (Transpa) (T1-T3), 3 x 15 г Мамелон (Mamelon) (T1, T2, O3, O4), 2 x 15 г Флуоресцирующий агент K2 (K2 Fluor) (PF1, PF2)

Stain Kit — набор красителей по циркону, картонная коробка

артикул 370-0003 € 257,27 / 10 676,71 руб.

10 x 2 г Красители (A-D и 5-10), 1 x 10 г Глазурь (Glasurmasse), 1 x 25 мл Глазуревая жидкость (Glasur Fluid)

K2 Press EF — набор для прессования по циркону, картонная коробка

артикул 370-0004 € 950,00 / 39 425,00 руб.

Таблетки для прессования (Press Pellets) каждая по 4 x 2 г (A1-A3, B1-B3, C1, C2, D2, BD, TA1-TA3, TB1-TB3, TC1, TC2, TD2), 10 x 2 г Плунжир (Preßstempel).



Dr. J. Heimann / Dieter Schulz

K2 zirkon & K2 zirkon press

K2 цирконий — это высокоплотная синтетическая керамика, которая обжигается при температуре 810°С. Система красителей и система послойного нанесения этой керамики является унифицированной для всех масс K2, с которыми очень легко работать. Циркониевый каркас очень хорошо смачивается. Натуральный эстетический вид этой керамики достигается с помощью флуоресцентного лайнера (тонкослойная прокладка), который отвечает за оптимальное воспроизведение оттенка. K2 цирконий имеет высокую стабильность, что позволяет технику быстро и легко наносить слои. Также керамика абсолютно точно соответствует КРТ (коэффициенту теплового расширения), что гарантирует безопасность постоянного достижения высоких результатов.

Прессованные таблетки бывают 2 или 5 грамм и имеют оттенок Транспадентин (Transpadentine) или Дентин (Dentine). Они подходят также для перепрессования циркониевого каркаса в технику красителей или послойной техники.



Таблица для K2 циркон и K2 циркон пресс

Цвет	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Лайнер	L-2	L-2	L-2	L-3	L-2	L-1	L-3	L-3	L-3	L-1	L-2	L-2	L-2	L-1	L-2	L-3
Дентин	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Массы режущ. края	E58	E58	E59	E59	E60	E57	E59	E59	E59	E60	E59	E59	E60	E60	E59	E59

Таблица квалификации керамических пресс таблеток на циркон

K	PoZ	Qty.	Fluor	Opazität	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	BLEACH D
XX	XX	4x2 g	XX	75%	A1	A2	A3			B1	B2	B3		C1	C2			D2			BD
					..01	..02	..03			..06	..07	..08		..10	..11			..14			..17
XX	XX	4x2 g	XX	60%	TA1	TA1	TA3			TB1	TB2	TB3		TC1	TC2			TD2			
					..18	..19	..20			..21	..22	..23		..24	..25			..26			
XX	XX	3x5 g	XX	60%	TA1	TA1	TA3			TB1	TB2	TB3		TC1	TC2			TD2			
					..01	..02	..03			..04	..05	..06		..07	..08			..09			

Новинки	02 стр.
Сплавы. Паковочные массы	03 стр.
Паковочные массы	04 стр.
Вспомогательные материалы	05 стр.
Воска и материалы для блокировки поднутрений	06 стр.
Материалы для подготовки штампа	07 стр.
Изолирующие жидкости	10 стр.
Материалы	12 стр.
Моделировочные воска для коронок и мостов	13 стр.
Сводная таблица восков Yeti	16 стр.
Воска для коронок и мостов	19 стр.
Моделировочные воска для коронок и мостов	20 стр.
Погружные воска	21 стр.
Готовые восковые формы	23 стр.
Техника модельного литья	24 стр.
Вспомогательные средства и средства для полирования	32 стр.
Электрошпатели, насадки	34 стр.
Воскотопки	36 стр.
Моделировочные инструменты	37 стр.
Полное и частное протезирование	38 стр.
Работа с керамикой	42 стр.
Таблица обзора K2 LF	44 стр.
K2 Press	45 стр.
K2 циркон	46 стр.

Воска, лаки и многое другое...



IQ воска —
бескомпромиссное
качество
для самых
нестандартных идей



Tribos 501

Фронтальные зубы V & VL
по Яну Шунеману
создают новые масштабы



Единственный погружной воск
с функцией «памяти» **Elasto-Dip**
Супер точные восковые колпачки с **Preci-Dip**



Великолепные моделировочные
и специальные воска **THOWAX**



Компенсационные лаки на самый
взыскательный вкус.
Результат — прочные, ровные и однородные слои



КЕРАМИКИ
МНОГО,
K2 — ОДНА

**Универсальная керамическая
система с КТР 13,8–14, 9**

ТРАДИЦИОННАЯ МЕТАЛЛОКЕРАМИКА
ПРЕСС-КЕРАМИКА
БЕЗМЕТАЛЛОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ
ПРЕССОВАНИЕ НА МЕТАЛЛ
ПРЕССОВАНИЕ НА ЦИРКОНИЙ



Эргономичное
и надежное в эксплуатации
оборудование