

**OMNI
DENT®**

We care. You smile.



Omni **dent** **2007**

КАТАЛОГ
ДЛЯ ВАШЕЙ
КЛИНИКИ
И ЛАБОРАТОРИИ



Edited with the demo version of
Infix Pro PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.iceni.com/unlock.htm

Врачебная практика

➔ Слепочные материалы

Омниколор	.4
Альгинат	.4
Альгинат розовый	.4
Адгезивы для слепочных ложек	.4
Бокс для протезов и ортодонтических пластин	.4
Слепочные ложки	.5
Омнибайт	.6
Омнибайт гранит	.6
Омнибайт плюс	.6

➔ Дезинфекция, очистка, стерилизация

Омнивайпс салфетки	.7
Омнивайпс Лимон салфетки	.7
Омнифол лента для упаковки	.7
Омнидент спрей	.7
Адаптеры для спрея	.7

➔ Товары одноразового применения

Ватные шарики	.8
Марлевые шарики	.8
Целлюлозные тампоны	.8
Синтетические шарики	.8
Подкладки для столика	.9
Вкладыши для стандартных лотков	.9
Омнифреш зубные щетки	.9
Омнипротект салфетки	.9
Впитывающие салфетки	.10
Ватные валики	.10
Салфетки из целлюлозы	.10
Омни маски	.10
Омни маски без латекса	.10
Наконечники для пылесоса	.11
Одноразовые слюноотсосы	.11
Омнибраш	.11
Очки защитные	.11
Омнибраш Ультра	.12
Диспенсер Омнибраш Ультра	.12
Омниджект иглы	.12
Щеточки Омни Минибраш	.12
Блоки для замешивания	.13
Латексные перчатки с тальком	.13
Латексные перчатки без талька	.13
Ультрагрип перчатки	.13
Перчатки для осмотра виниловые	.13
Салфетки для пациента	.13

➔ Вспомогательные средства

Омни протравочный гель	.14
Матричная лента	.14
Матрицедержатели	.14
Омнипин II (штифты)	.14
Окклюзионный спрей	.14

➔ Временные коронки

Поли-коронки	.15
--------------	-----

➔ Вспомогательные материалы

Шприц карпульный	.16
Ватные шарики	.16
Охлаждающий спрей	.16
Поролоновые аппликаторы	.16

➔ Приборы

ОмниЛайт-S полимеризационная лампа	.17
ОмниЛайт полимеризационная лампа	.17
ОмниЛайт полимеризационный прибор	.17
Омнидент S 30 Н ультразвуковая мойка	.17

➔ Инструменты

Держатели для салфеток	.18
Зеркало стоматологическое	.18
Ручка зеркала	.18
Шпатели для цемента	.19
Шпатели Хайдемманна	.19
Плоский штопфер	.19
Шпатели	.19
Штопферы с шаровидным наконечником	.20
Пинцеты	.20
Зонды	.20
Пародонтологические зонды	.21
Щипцы для удаления зубов	.21
Иглодержатель	.22
Зажимы	.22
Ножницы	.22
Пинцет хирургический	.23
Элеваторы	.23
Ручка для скальпеля	.23
Штопфер для тампонов	.23
Распатор	.23
Шпатели для замешивания	.24
Ножи для гипса и воска	.24
Инструменты Ле Крон для моделирования	.24
Микрометр	.24
Щипцы	.25
Томасколор набор	.25

➔ Эндодонтия

Бумажные штифты	.26
Гуттаперчевые штифты	.26
К-файлы	.26
К-римеры	.26
Хедстрем-файлы	.26

➔ Вращающиеся инструменты

Омнигloss полиры	.27
Мультикат боры	.27
Омнираунд боры	.27
Омникат бор	.27
Алмазные боры	.28-31
Полировальные щетки	.32
Щетки из козьего ворса и щетины	.32
Камни-полиры	.32
Щетки-кисточки	.33
Полировальные щетки для зубных техников	.33
Щетка для очистки боров	.33



Зуб-антистресс

Для снятия стресса.

№ 89137

Материал: полиуретан

Размер: 64 x 64 x 38 мм

➔ **Обработка/ Полировка**

Полировальные щетки	32
Щетки из козьего ворса и щетины	32
Камни-полиры	32
Щетки-кисточки	33
Полировальные щетки для зубных техников	33
Щетка для очистки боров	33
Шлифовальные инструменты	34-35
Фрезы	36-39
Резиновые полиры	40
Шлифовальные камни	40
Сепарационные диски	40
Цера Бласт песок	40
Алюстраль песок	40

➔ **Съемное протезирование**

Материал для ложек	41
Аппарат для перебазировки	41
ОмниЛайт полимеризатор	41
Аппарат для полимеризации пластмассы под давлением	41

➔ **Техника литья/ Сплавы**

Муфельные вкладыши	42
Графитовые тигли	42

➔ **Техника облицовки**

Кисточки Колински	43
Кисточки с синтетическим ворсом	43
Целлюлозные тампоны	43

➔ **Изготовление моделей**

Дауэл пинз штифты	44
Штифты гибкие	44
Форма цоколя	44
Магнитная система	45
Дублирующая масса	45
Зуботехнический силикон	45
Чаши для замешивания	45
Блоки для замешивания	46
Секундный клей	46
Ретенционные кольца	46
Омнидабл силикон	47
Омнидабл кюветы	47
Силикон	47

➔ **Моделирование**

Моделировочный воск	48
Восковая проволока	48
Прикусные валики	48
Прикусной воск	48
Омнидур пластины прозрачные	49
Омнилен пластины	49
Эластичные пластинки прозрачные	49
Адапты	49

➔ **Алфавитный указатель**50

Уважаемые дамы и господа!

Уважаемые коллеги!

Мы рады предложить Вам новый каталог продукции OmniDent.

В этом каталоге представлена часть продукции немецкой фирмы OmniDent.

Специально подобранный ассортимент и тщательный контроль качества по строгим спецификациям обеспечивают неизменное качество на самом высоком уровне.

Товары OmniDent для врачебной практики и лаборатории являются продукцией ведущих производителей отрасли. Кроме того, благодаря продуманной ценовой политике, Вы можете всегда получать выгоду от оптимального соотношения цены и качества.

Обширный ассортимент позволит Вам выбрать необходимые материалы и инструменты.

Каталог состоит из двух разделов:  Врачебная практика

 Лаборатория

Таким образом, и врачам и технику легко найти требуемую продукцию.

Заказ можно сделать по телефону или через Интернет.

Вы просто указываете номер продукции по каталогу и количество.

Бесплатная доставка по Москве и Санкт-Петербургу.

Мы готовы ответить на все Ваши вопросы.

Мы надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.

С уважением,
Коллектив «Дентал АВ»



Омниколор

Слепочная масса с цветовым индикатором, быстро твердеет. Полные или частичные слепки во рту, для изготовления ортодонтической аппаратуры. Ванильный вкус. Цветовой индикатор: фиолетовый: продолжительность замешивания 45 сек.; розовый: заполнение слепочной ложки; белый: поместите слепочную ложку в рот.

№ 26571
Пакет 450 г

№ 27364
Мерный стакан, 1 шт.



Альгинат

Быстротвердеющий, не содержащий пыли и свинца альгинат. Кремообразная консистенция, мятный вкус.

№ 73454
Пакет 500 г, беспыльный

№ 10217
Набор мерных стаканов



Альгинат розовый

Высококачественный, не содержащий пыли альгинатный слепочный материал для применения в обычной практике как стоматолога, так и ортодонта. Имеет твердую консистенцию и обеспечивает получение слепков с гладкой поверхностью и хорошими эластичными свойствами.

№ 88087 нормальное отверждение
№ 88094 быстрое отверждение
Пакет 500 г

№ 88096 нормальное отверждение
№ 88097 быстрое отверждение

Пакет 500 г, контейнер для хранения и мерный стакан
№ 22700
Набор мерных стаканов

Адгезивы для слепочных ложек

Адгезив-спрей и адгезив-жидкость образуют прочный, очень тонкий и постоянный клеевой слой и служат связующим средством между слепочным материалом и слепочными ложками. Различают: адгезивы для всех полимерных материалов (универсальный адгезив), для альгината (альгинатный адгезив) и для полиэфирных материалов (А+Р адгезив).

№ 51293
Универсальный адгезив
Бутылочка с кисточкой, 10 мл

№ 51302
Универсальный адгезив
Спрей, 200 мл

№ 56834
А+Р адгезив
Бутылочка с кисточкой, 30 мл

№ 56838
А+Р адгезив, спрей, 200 мл

№ 86431
Альгинатный адгезив
Бутылочка с кисточкой, 30 мл

№ 56898
А+Р адгезив, спрей, 200 мл



Бокс для протезов и ортодонтических пластин


Бокс водонепроницаемый с зеркалом на внутренней стороне крышки и с двухсторонней щеткой для ухода за протезом. Белая сторона щетки для больших поверхностей, черная для углублений.

Помещаются два протеза и 80 мл жидкости. Благодаря водонепроницаемости протез может оставаться в растворе, бокс можно использовать для путешествий.

№ 31476



Верхняя челюсть



Нижняя челюсть



Слепочные ложки

Омнидент – слепочные ложки обладают превосходной ретенцией к слепочным материалам, благодаря сплошному выступающему канту по всей длине ложки. Высококачественная сталь 18/8. Удерживающий кант по краю. Не требуется спрей-адгезив.

№ 15784	ВЧ XS/5	№ 15788	НЧ XS/5
№ 15786	ВЧ S/4	№ 15791	НЧ S/4
№ 15785	ВЧ M/3	№ 15790	НЧ M/3
№ 15783	ВЧ L/2	№ 15789	НЧ L/2
№ 15787	ВЧ XL/1	№ 15792	НЧ XL/1

1 шт.

1 шт.



Омнибайт плюс

Омнибайт плюс – слепочный материал на силиконовой основе в картушах, предназначен для регистрации прикуса. Благодаря высокой конечной твердости возможно фрезерование. Твердость по Шору 85.

№ 17182

Упаковка 2 x 50 мл
и 12 канюль для смешивания




Омнибайт гранит

Омнибайт гранит – материал для регистрации прикуса высшего качества. Очень твердый, твердость по Шору 45. Время для обработки 30 сек. Высокая тиксотропность, эластичность, очень легко обрабатывается фрезами.

№ 66628

Упаковка 2 x 50 мл
и 12 канюль для смешивания

идеальные
слепки



Омнибайт

Омнибайт – средней эластичности, прозрачный эластомер для регистрации прикуса на силиконовой основе. Экономия времени благодаря использованию смешивающих канюль и прямому контролю за окклюзией благодаря прозрачности материала. Твердость по Шору 50.

№ 17181

Упаковка 2 x 50 мл
и 12 канюль для смешивания

Омнибайт

Канюли для смешивания
Канюли для омнибайт, омнибайт плюс и омнибайт гранит.

№ 19786

Упаковка 72 канюли
для смешивания

**Омнивайпс
дезинфицирующие салфетки**

Влажные салфетки для быстрой дезинфекции в стоматологии. Область действия: бактерицидное, противотуберкулезное, противогрибковое действие, против вирусов гепатита В и ВИЧ. Назначение: для быстрой очистки и дезинфекции небольших поверхностей, особенно наконечников, установок и рабочих столов в стоматологической практике. Не содержит альдегидов.

№ 25452

В пакете 100 салфеток

№ 25462

Дозатор, пустой

**Омнивайпс Лимон
дезинфицирующие салфетки**

Влажные салфетки для быстрой дезинфекции в стоматологии. Имеют такие же свойства, как Омнивайпс, но обладают приятным свежим лимонным ароматом.

№ 85421

В пакете 100 салфеток

№ 85323

Дозатор, пустой



**Омнифол
лента для упаковки**

Одноразовая лента для стерилизации. Тонированная, прозрачная лента в рулоне, состоит из бумаги и пленки. Для стерилизации паром и газом, с индикатором, специальная бумага, прочная пленка, легко удаляется.

№ 26420

Омнифол 55
Рулон 55 мм x 200 м

№ 26421

Омнифол 75
Рулон 75 мм x 200 м

№ 26422

Омнифол 100
Рулон 100 мм x 200 м



Омнидент спрей

Для ухода за наконечниками, турбинами и воздушными микромоторами.

№ 49941

Омнидент универсальный спрей
500 мл

Омнидент Т-Спрей

Для ухода за наконечниками и турбинами фирмы Сирона.

№ 49965

Омнидент Т-спрей
250 мл



Адаптер для спрея

Универсальный ИНТРАматик. Для смазывания наконечников. Высококачественный металл с уплотнительными кольцами.

№ 49969

Адаптер для спрея

Универсальный РОТОквик. Для смазывания турбин. Высококачественный металл с уплотнительными кольцами.

№ 50001

Адаптер для спрея

Адаптер Мультифлекс. Для смазывания турбин. Высококачественный металл с уплотнительными кольцами.

№ 50002

Адаптер для спрея

Адаптер ISO для головок наконечников. Пластмассовый с винтовой резьбой.

№ 50003



Ватные шарики

Идеальны для высушивания полостей и нанесения медикаментов. Очень мягкие и хорошо сохраняющие форму. Отбелены без использования хлора. Пластмассовая баночка с закручивающейся крышкой.

№ 55482	Размер 00
Баночка 4 г	
№ 55483	Размер 0
Баночка 4 г	
№ 55484	Размер 1
Баночка 10 г	
№ 55485	Размер 2
Баночка 10 г	



Синтетические шарики

Синтетические шарики для экономного нанесения жидких или пастообразных медикаментов без давления. Пригодны для обработки инфицированных альвеол и эндодренажа.

Марлевые шарики

Обладающие высокой впитывающей способностью безволоконные тампоны для высушивания полостей.

№ 16627	горошина	№ 82260	грецкий орех
В упаковке 500 шт.		В упаковке 500 шт.	
№ 16628	лесной орех	№ 82261	слива
В упаковке 500 шт.		В упаковке 400 шт.	



Целлюлозные тампоны

Перфорированные одноразовые целлюлозные тампоны в рулоне, укрепленные по краям. Без ворсинок, мягкие, размеры 4 x 5 см. Нестерильные.

№ 61900
В пакете 2 рулона по 500 шт.



**Вкладыши
для стандартных лотков**

Фильтровальная бумага
для стандартных лотков.
Водонепроницаемый креп 70 г/м².
Картонная коробка с выемкой.
Размер 28 x 18 см.

№ 79166	белый
№ 23286	зеленый
№ 14271	синий
№ 88103	желтый

В упаковке 250 шт.



**Подкладка
для столика с инструментами**

Размер 28 x 36 см

№ 23287	белый
№ 23288	зеленый
№ 14272	синий
№ 88104	желтый



Омнифреш зубные щетки

Одноразовые зубные щетки,
имеющие беспыльную пропитку
зубной пастой. В индивидуальных
гигиеничных упаковках.
Идеальны для обработки зубов
перед лечением! В медицинской
практике эта врачебная услуга
пациенту является общепринятой.
В практической картонной
упаковке.

№ 51292
Синие, без вкуса
В упаковке 100 шт.

№ 88106
Темно-зеленые, со вкусом мяты
В упаковке 100 шт.



Омнипротект салфетки

Салфетка для пациента из двух
слоев бумажного материала
с полиэтиленовым покрытием.
Бумажный материал обладает
очень высокой впитывающей
способностью. Полиэтиленовый
слой защищает пациента
от загрязнений и влаги.
Размер 48 x 33 см

№ 19552	синий
№ 19554	белый
№ 19553	зеленый

В картонной упаковке 500 шт.

Впитывающие салфетки из крепа

Однослойные, белоснежные, размер 34 x 38 см. Для упаковки слепков и моделей. Очень прочные и хорошо впитывающие. Предельно высокий показатель эластичности.

№ 88200

В картонной упаковке 1000 шт.



8

10

12

Ватные валики

Одноразовые ватные валики из чистой хлопковой ваты и отбеленной целлюлозы. Скатаны из тонких слоев в валики, хорошо впитывают влагу, без ворсинок.

№ 79034 Размер 1, Ø 8 мм

№ 79035 Размер 2, Ø 10 мм

№ 79036 Размер 3, Ø 12 мм

В упаковке 300 г



Салфетки из целлюлозы

Мягкие, отлично впитывающие, 40 x 40 см.

№ 49268

2-слойные

В упаковке 50 шт.

№ 49292

4-слойные

В упаковке 50 шт.

№ 49299

2-слойные

В картонной коробке 20 x 50 шт.

№ 49346

4-слойные

В картонной коробке 16 x 50 шт.



Омни маски

Одноразовые операционные маски. Фильтрующая способность более 99% бактерий. Не затрудняют дыхание. Идеальны для людей, пользующихся очками, благодаря мягкой, отлично впитывающей пот ленте. Оптимальный комфорт при длительном ношении. Имеются в наличии с завязками или резинками.

Омни маска с лентами

№ 14782 синий

№ 14780 зеленый

№ 14778 белый

В упаковке 50 шт.

Омни маска с резинками

№ 14781 синий

№ 14779 зеленый

№ 14777 белый

В упаковке 50 шт.



Омни маски без латекса

Одноразовые операционные маски с резинкой, не содержащей латекса. Фильтрующая способность более 99% бактерий. Не затрудняют дыхание. Идеальны для людей, пользующихся очками, благодаря мягкой, отлично впитывающей пот ленте. Оптимальный комфорт при длительном ношении.

№ 88098 синий

№ 88099 зеленый

№ 88101 белый

В упаковке 50 шт.



Наконечники для пылесоса

Наконечники пылесоса пригодны к стерилизации в автоклаве. Не вступают в соединение со сталью.

№ 61238	белый
№ 37296	синий

В упаковке 10 шт.

Одноразовые слюноотсосы

Эластичные, удерживающие форму одноразовые слюноотсосы, подходят для всех установок. Предлагаются с несъемным или съемным колпачком.

С несъемным колпачком

№ 63668	белый
№ 78523	прозрачный
№ 16634	синий
№ 19562	зеленый
№ 19560	желтый
№ 16636	красный

Со съемным колпачком

№ 86533	белый
№ 87421	прозрачный
№ 16635	синий
№ 19566	зеленый
№ 19564	желтый
№ 16637	красный

В упаковке 100 шт.

С несъемным колпачком

№ 63669	белый
№ 89201	прозрачный
№ 16655	синий
№ 19563	зеленый
№ 19561	желтый
№ 16657	красный

Со съемным колпачком

№ 86534	белый
№ 89202	прозрачный
№ 16656	синий
№ 19567	зеленый
№ 19565	желтый
№ 16658	красный

В картонной коробке 1000 шт.



Очки защитные незапотевающие

Защищают глаза от ультрафиолета (100%) и от синего света галогеновой лампы (98%). Не запотевают.

№ 27988



Омнибраш

Микрокисточки из мелких, не слипающихся и не впитывающих волокон. Наносимые растворы остаются между волокнами. Образуется шарик, который удерживает жидкость до окончания нанесения. Микрокисточка очень эластична и позволяет с точностью нанести количество раствора, не превышающее 1/8 объема капли.

№ 88957	серебристая
№ 88958	фиолетовая
№ 88963	синяя
№ 88965	зеленая

В упаковке 100 шт.





Омниджект иглы

Одноразовые иглы для инъекций, с цветной индикацией диаметра, для карпульных шприцев. Легко и прочно закрепляются на всех общепринятых моделях шприцев. Очень острые. Запечатаны, в стерильной упаковке.

№ 70543
Ø 0,3 мм, Длина 10 мм, зеленая

№ 70542
Ø 0,3 мм, Длина 23 мм, зеленая

№ 70538
Ø 0,4 мм, Длина 23 мм, желтая

№ 70539
Ø 0,4 мм, Длина 42 мм, желтая

№ 70534
Ø 0,5 мм, Длина 23 мм, красная

№ 70535
Ø 0,5 мм, Длина 42 мм, красная

В упаковке 100 шт.



Диспенсер Омнибраш Ультра

Настольный диспенсер для одноразовых кисточек-аппликаторов Омнибраш Ультра. Просто поставьте в него упаковку, — при каждом повороте ручек, расположенных с обеих сторон диспенсера, в кювете появляется кисточка.

№ 55520
1 шт.



Омнибраш ультра

Мягкие, с длинной ручкой одноразовые кисточки для нанесения жидкостей, таких как бонд, подкладочные материалы, жидкотекучие композиты и т. п. Кисточки-аппликаторы имеют длину 10 см и оптимальную рабочую длину. Благодаря их гибкости, можно достичь труднодоступных участков.

№ 40915 желтая

№ 40916 синяя

№ 40917 зеленая

№ 40918 красная

В упаковке 100 шт.



Щеточки Омни Минибраш

Щеточки с натуральным или искусственным нейлоновым ворсом. С хвостовиком. Идеальны для очистки и полировки поверхности зубов. Максимальное число оборотов 5000 об/мин.

№ 22460
Натуральный ворс.
В упаковке 100 шт.

№ 22459
Искусственный ворс.
В упаковке 100 шт.

Блоки для замешивания

Универсальные блоки для замешивания из износостойкой бумаги, для слепочных масс, цементов и композитов. Блоки проклеены с двух сторон. С полосками, препятствующими скольжению.

№ 20516

60 x 75 мм, 40 листов

№ 20521

70 x 80 мм, 50 листов

№ 20522

70 x 80 мм, 50 листов
В упаковке 10 шт.

№ 20523

125 x 180 мм, 25 листов

№ 20520

150 x 240 мм, 35 листов



Латексные перчатки с тальком

Не понижают чувствительность рук при работе. Очень удобны в использовании, AQL 1,5, латекс без протеина.

№ 58170 очень мал. размер

№ 89335 маленький

№ 89336 средний

№ 89337 большой

№ 51330 очень большой

В упаковке 100 шт.



Латексные перчатки без талька

Не понижают чувствительность рук при работе. Очень удобны в использовании, AQL 1,5, латекс без протеина. Гипоаллергенные.

№ 58397 очень мал. размер

№ 58398 маленький

№ 58399 средний

№ 58400 большой

№ 51332 очень большой

В упаковке 100 шт.



Ультрагрип перчатки

Одноразовые перчатки без талька. Изготовлены из натурального каучука со специальной поверхностью, препятствующей скольжению. Без протеина. Для применения в клинике и в лаборатории. Не стерильны. Подходят для левой и правой руки.

№ 11622 очень мал. размер

№ 11623 маленький

№ 11624 средний

№ 11625 большой

№ 11626 очень большой

В упаковке 100 шт.



Перчатки для медосмотра Винил

Перчатки для медосмотра из прозрачного, высококачественного винила, без латекса. Очень прочные и удобные в использовании. Очень устойчивы к растворителям. Не стерильны. С тальком или без талька.

С тальком

№ 68248 очень мал. размер

№ 68255 маленький

№ 68554 средний

№ 68558 большой

№ 68585 очень большой

Без талька

№ 68590 очень мал. размер

№ 68594 маленький

№ 68599 средний

№ 68762 большой

№ 68786 очень большой

В упаковке 100 шт.

Одноразовые салфетки для пациента

Оптимальной толщины, защищают от влаги, из полиэтиленовой пленки, антистатические, цвет: белый, длина 80 см, ширина 61 см.

№ 79040

В упаковке 100 шт.

Одноразовые салфетки для пациента

Большие салфетки для пациента из полиэтиленовой пленки, с прорезью для надевания и лентами. Размер 54 x 80 см.

№ 65381 синий

№ 65382 зеленый

№ 65383 белый

В рулоне 200 шт.

Одноразовые салфетки для пациента

Из тонкой полиэтиленовой пленки, с впитывающей целлюлозной подкладкой, с прорезью для надевания и лентами.

№ 67314 белый

№ 67315 синий

№ 23433 зеленый

В рулоне 80 шт.




Матричная лента

Стальные матричные ленты в рулонах. 0,05 м толщиной, 10 м длиной.

№ 88440	5 мм ширина
№ 88441	6 мм ширина
№ 88442	7 мм ширина

Рулон 10 м



Матрицедержатель

Матрицедержатель с 50 см матричной лентой. Для ширины 5–7 мм.

№ 88437
Ширина 5 мм

№ 88438
Ширина 6 мм

№ 88439
Ширина 7 мм

№ 16209
Тоффлемир



Омнипин II (штифты)

Парапульпарный самоврезающийся штифт с мандреллом многоразового использования. В наличии имеются штифты из позолоченной стали и титана.

№ 86363 золото

№ 88366 титан

Стартовый комплект 25 шт.

№ 88364 золото

№ 88367 титан

Комплект штифтов 100 шт.

№ 88365

Упаковка с борами, 6 шт.

№ 60267

Резьбовая ручка 1 шт.

Омни протравочный гель

37% ортофосфорная кислота-гель для протравки зубной эмали и дентина. Омни-этч тонируется красителями, чтобы создать контраст со светлой поверхностью зуба.

№ 19541

2 x 1,9 г, включая 4 канюли-аппликатора

№ 19540

70-граммовый комплект, включает 10 шприцев-аппликаторов, 1 заполнитель-адаптер, 50 канюль-аппликаторов.

№ 19540

Один 70-граммовый сменный блок

№ 28639

Шприцы-аппликаторы, в упаковке 10 шт.

№ 39170

Канюли-аппликаторы, в упаковке 25 шт.

Окклюзионный спрей

Для маркировки контактов во время припасовки при протезировании, применяется в зуботехнической лаборатории или клинике. Входящие в состав спрея компоненты безвредны при попадании в организм человека.

№ 70270

Флакон 75 мл, зеленый



Поли-коронки

Временные коронки из поликарбоната. Тонкие, гибкие и прочные. Возможно использование с ZnO цементом. Быстрое и простое использование благодаря разработанной для врачей формуле.

№ 40498

Ассортимент: фронтальные зубы 180 шт.

Дополнительная упаковка 5 шт. различного размера

№ 40446	2	№ 40434	29	№ 75731	54
№ 40419	10	№ 40453	30	№ 40481	60
№ 40418	11	№ 40452	31	№ 40480	61
№ 40417	12	№ 40451	32	№ 40479	62
№ 40416	13	№ 40450	33	№ 40475	63
№ 40415	14	№ 40449	34	№ 40474	64
№ 40400	15	№ 40460	35	№ 40467	65
№ 40403	16	№ 40461	36	№ 40469	66
№ 40404	17	№ 40462	37	№ 40470	67
№ 40405	18	№ 40463	38	№ 40472	68
№ 40407	19	№ 40464	39	№ 40473	69
№ 40444	20	№ 40497	40	№ 40427	100
№ 40441	21	№ 40496	41	№ 40421	101
№ 40439	22	№ 40495	42	№ 40411	102
№ 40438	23	№ 40494	43	№ 40413	103
№ 40437	24	№ 40417	44	№ 40435	200
№ 40429	25	№ 40490	50	№ 40455	300
№ 40430	26	№ 40488	51	№ 40454	301
№ 40432	27	№ 40487	52	№ 40465	302
№ 40433	28	№ 40483	53	№ 40466	303



Верхняя челюсть

Верхний правый резец							Центральные резцы				Верхний левый резец				
14,0	13,0	12,2	11,4	11,0	10,8	10,7	Длина в мм		10,7	10,8	11,0	11,4	12,2	13,0	14,0
10,0	9,4	8,8	8,3	8,0	7,7	7,5	Ширина в мм		7,5	7,7	8,0	8,3	8,8	9,4	10,0
100	101	10	11	12	13	14			15	16	17	18	19	102	103

Верхняя челюсть

Верхние правые боковые						Боковые резцы				Верхние Левые боковые				
11,5	10,9	10,5	10,0	9,5	8,5	Длина в мм		8,5	9,5	10,0	10,5	10,9	11,5	
7,3	7,0	6,8	6,5	6,3	5,6	Ширина в мм		5,6	6,3	6,5	6,8	7,0	7,3	
2	20	21	22	23	24			25	26	27	28	29	200	

Нижняя челюсть

Длинные					Центральные и боковые резцы					Короткие				
12,3	11,3	11,1	10,5	9,9	Длина в мм				8,0	8,5	9,1	9,6	10,4	
6,3	5,9	5,6	5,3	5,1	Ширина в мм				5,0	5,1	5,3	5,6	6,0	
60	61	62	63	64					65	66	67	68	69	

Нижняя челюсть / Верхняя челюсть

Правые клыки							Центральные резцы				Левые клыки				
13,0	12,4	11,9	11,5	11,0	10,7	10,4	Длина в мм		10,4	10,7	11,0	11,5	11,9	12,4	13,0
8,9	8,5	8,2	8,0	7,8	7,5	7,2	Ширина в мм		7,2	7,8	8,0	8,2	8,5	8,9	7,5
300	01	30	1	32	33	34			35	36	37	38	39	302	303

Нижняя челюсть / Верхняя челюсть

Первые и вторые премоляры														
9,9	9,2	8,9	8,6	8,1	Длина в мм				10,1	9,8	9,3	8,9	8,4	
7,4	7,0	6,8	6,5	6,2	Ширина в мм				7,5	7,0	6,8	6,6	6,4	
40	41	42	43	44					50	51	52	53	54	



Шприц карпульный

Шприц карпульный, с 3 аспирационными звеньями и фиксатором, 1,8 мл, метрический.

№ 84397
1 шт.



Ватные шарики

Идеальны для высушивания полостей и нанесения медикаментов. Очень мягкие и хорошо сохраняют форму. Отбелены без использования хлора. Пластмассовая банка с закручивающейся крышкой.

№ 55482	Размер 00
Банка 4 г	
№ 55483	Размер 0
Банка 4 г	
№ 55484	Размер 1
Банка 10 г	
№ 55485	Размер 2
Банка 10 г	



Поролоновые аппликаторы

Поролоновые аппликаторы для деликатного и экономного нанесения жидких или пастообразных медикаментов. Предназначены для обработки инфицированных альвеол и дренажа.

№ 72702	6 x 8 мм, 500 шт.
№ 72655	8 мм, 500 шт.
№ 72490	5 мм, 1000 шт.
№ 72482	4 мм, 3000 шт.

МГНОВЕННАЯ "заморозка"

Охлаждающий спрей

Превосходно подходит для охлаждения синтетических шариков для определения чувствительности зуба, для слепочных материалов.

№ 75816
Со вкусом апельсина
Флакон-спрей 200 мл

№ 77120
Со вкусом мяты
Флакон-спрей 200 мл





ОмниЛайт-S полимеризационная лампа

Галогеновая лампа для полимеризации, компактная, со встроенным контролем мощности света и с цифровой регулировкой времени на дисплее. Даже при значительных колебаниях в электросети специальная регулирующая электроника гарантирует сохранение выходной мощности света 400–500 нм. Надежное отверждение всех светоотверждаемых композитов обеспечивается силой света 550–600 мВ/см². В комплекте со световодом 8 мм 60° и защитным экраном.

№ 16538
1 шт.



ОмниЛайт полимеризационный прибор

Прочный, металлический, готовый к использованию аппарат для полимеризации ложек. Время отверждения регулируется при помощи индикатора на дисплее. Диапазон от 6 секунд до 99 минут. Диапазон волн 400–540 нанометров, выходная мощность 27 Ватт. Большой выдвижной ящик для загрузки вмещает, как минимум, 2 гипсовые модели.

№ 62994
1 шт.



ОмниЛайт полимеризационная лампа

Легкая и компактная беспроводная светодиодная лампа с двумя литиевыми батареями, одна из которых заряжается в зарядном устройстве, а вторая находится в рукоятке. Используя заряженную батарейку, можно использовать лампу около 50 минут. Возможна дезинфекция прибора.

Опции нормального и мягкого старта. Диапазон 440–490 нм. Интенсивность света 800 мВ/см². Выходная мощность при мягком старте в первые 5 сек. максимум 200 мВт/см², в последующие 5 сек. достигается максимальная мощность. В комплект входит турбосветовод 8 мм.

№ 88108
1 шт.

включая
турбо-светодиод


Омнидент S 30 Н

Ультразвуковая ванночка с нагреванием для очистки инструментов от гипса, цемента, слепочных материалов, очистки боров и протезов, коронок.

- электронная регулировка времени и температуры
- включение с предварительно выбранной температурой
- надежная керамическая нагревательная система
- быстрая газация с автодегазацией (автоматическое расположение пузырьков воздуха по краям ванночки)
- функция вибрации
- улучшенная очистка благодаря вибрации
- прибор прост и надежен в использовании

Размер 300 x 179 x 214 мм
максимальный объем 2,75 л
рабочий объем 1,9 л

№ 37258



Принадлежности для S 30 Н

- № 75392
Емкость для погружения пластмассовая, 1 шт.
- № 75391
Стакан для очистки с крышкой, 1 шт.
- № 75389
Крышка с 2 отверстиями и резиновым кольцом, 1 шт.
- № 75387
Крышка, 1 шт.
- № 75647
Корзинка из высококачественной стали, 1 шт.



Держатели для салфеток

Держатели для салфеток для пациентов, хромированные

№ 76105

1 шт.



Зеркало стоматологическое

Специальное серебряно-титановое покрытие для максимально длительной эксплуатации. Превосходная отражающая способность качественной зеркальной поверхности. Из нержавеющей высококачественной стали, пригодно для стерилизации и дезинфекции. В упаковке 12 штук.

④ № 47655

№ 3 обычное 20 мм

⑤ № 70880

№ 4 обычное 22 мм

⑥ № 70881

№ 5 обычное 24 мм

⑦ № 70878

№ 4 увеличительное 22 мм

⑧ № 70879

№ 5 увеличительное 24 мм

Зеркало для осмотра полости рта (родий)

Абсолютно точное отражение благодаря качественной зеркальной поверхности из-за плотного прилегания верхнего слоя. Из нержавеющей высококачественной стали, пригодно к стерилизации и дезинфекции. Так как родий – благородный металл, он также устойчив к действию кислот. В упаковке 12 шт.

⑨ № 47658

№ 3 обычное 20 мм

⑩ № 70895

№ 4 обычное 22 мм

⑪ № 70918


№ 5 обычное 24 мм

⑫ № 68923

№ 4 увеличительное 22 мм

⑬ № 68925

№ 5 увеличительное 24 мм



Ручка зеркала

① № 79148

Ручка для зеркала, из латуни, с гранями, полая, хромированная, легкая, 1 шт.

② № 79147

Ручка для зеркала, из высококачественной стали, полированная, с гранями, сверхлегкая, полая, 1 шт.

③ № 84377

Ручка для зеркала, из высококачественной стали, полированная, с углублением для пальцев, полая, сверхлегкая, 1 шт.







Шпатели для цемента

- ① № 79823
Узкий № 1 (5 мм)
- ② № 79824
Средний № 2 (6,5 мм)
- ③ № 80282
Широкий № 3 (7 мм)
1 шт.


Шпатели Хайдемманна

- ① № 86547
Рис. 0 (2 мм)
- ② № 86548
Рис. 1 (2,5 мм)
- ③ № 86549
Рис. 2 (3 мм)



Плоский штопфер


- ① № 60004
С закруглением, 1,4/ 1,6 мм
- ② № 60001
Плоский верх, 1,5/ 1,75 мм
1 шт.



Шпатели


- ① № 15793
Шпатель 1,5 мм
- ② № 15794
Шпатель 2,0 мм
- ③ № 15795
Шпатель 2,5 мм






**Штопферы
с шаровидным наконечником**

- ① № 86550
Рис. 46 0,8 мм/ 1,0 мм
- ② № 86551
Рис. 47 1,2 мм/ 1,6 мм
- ③ № 86552
Рис. 48 2,0 мм/ 2,5 мм
- ④ № 51923
Рис. 49 2,7 мм/ 3,2 мм
1 шт.




Пинцеты

- ① № 16206
Пинцет
для артикуляционной бумаги
- ② № 15777
Пинцеты Колледж
длинные рифленные (15 см)
- ③ № 15778
Пинцеты Колледж
короткие рифленные (15 см)
- ④ № 15779
Пинцеты Мериам
рифленные (15 см)
1 шт.



Зонды

- ① № 76101 Зонд № 8
- ② № 76102 Зонд № 9
- ③ № 76103 Зонд № 17
- ④ № 76104 Зонд № 23
1 шт.



Сделано в Германии



Пародонтологические зонды

Высшее качество
«Сделано в Германии»

№ 72265
1 шт.

ВЧ

Верхняя челюсть

ВЧ
FZ
Рис. 1

№ 44430



ВЧ
W
Рис. 2

№ 44434



ВЧ
Для корня
Рис. 3

№ 44435



ВЧ
PR
Рис. 4

№ 44431



ВЧ
МО
правый
Рис. 5

№ 44432



ВЧ
МО
левый
Рис. 6

№ 44433



НЧ

Нижняя челюсть

НЧ
W
Рис. 7

№ 44438



УК
FZ
Рис. 8

№ 44436



НЧ
МО
Рис. 9

№ 44437



Щипцы для удаления зубов

Высшее качество
«Сделано в Германии»



- качественная обработка
- долговечность
- превосходная удерживающая способность
- анатомическая форма
- устойчивая к коррозии, высококачественная нержавеющая сталь
- легкость в использовании
- удобство в работе, благодаря рифленой поверхности


№ 44430	ВЧ FZ Рис. 1
№ 44434	ВЧ W Рис. 2
№ 44435	ВЧ Wurzel (корень) Рис. 3
№ 44431	ВЧ PR Рис. 4
№ 44432	ВЧ МО R Рис. 5
№ 44433	ВЧ МО L Рис. 6

№ 44438	НЧ W Рис. 7
№ 44436	НЧ FZ Рис. 8
№ 44437	НЧ МО Рис. 9
№ 44439	НЧ Wu Рис. 10
1 шт.	
№ 47241	Комплект

НЧ
Wu
Рис. 10

№ 44439






Иглодержатель

Отличного качества держатели для игл Матъе со вставками из твердых сплавов. Надежная фиксация иглы. Очень долговечны из-за малого износа.

№ 15771

Держатель для иглы Матъе TC 17 см



①



①



②

Зажимы

① **№ 15773**

Зажимы для артерий прямые 12,5

② **№ 15772**

Зажимы для артерий закругленные 12,5




Ножницы

① **№ 16207**


Ножницы для десен прямые 12 см

② **№ 16208**

Ножницы для десен закругленные 12 см



①



②





Элеваторы

- ① № 15768
Элеватор для корней
4 мм

- ② № 15769
Элеватор для корней
3 мм

- ③ № 15770
Элеватор для корней
2,5 мм



Пинцет хирургический

- ① № 15774
Анатомический пинцет
14,5

- ② № 15775
Хирургический пинцет
14,5





Прочие хирургические инструменты

- ① № 60029
Распатор Виллигера

- ② № 15776
Ручки для одноразового
скальпеля с линейкой


- ③ № 86376
Штопфер для тампонов






Шпатели для замешивания

- ① № 19286
Шпатель для замешивания альгината 22 см
- ② № 19285
Шпатель для замешивания гипса 20 см



Ножи для гипса и воска

- ① № 15807
Нож для гипса
Гритманн
- ② № 15802
Нож для воска
«флагшток» 13 см
- ③ № 15803
Нож для воска
«флагшток» 17 см



Инструменты Ле Крон для моделирования

- ① № 15804
Инструмент для моделирования Ле Крон 170 мм
- ② № 15805
Инструмент для моделирования Ле Крон 170 мм
- ③ № 15806
Ле Крон Хилин 130 мм



Микрометр


Микрометр Ивансона. Нанесенная тонкой гравировкой с двух сторон шкала значений с шагом 1/10 мм позволяет выполнять удобное и точное измерение объектов до 10 мм. Отличное качество. Легкое, плавное нажатие.

№ 60919
1 шт.




Крампонные щипцы

- ① № 15780
Крампонные щипцы
15 см



Телескопические щипцы для коронок

- ② № 15781
Телескопические щипцы для коронок с алмазным покрытием, 12,5 см
- ③ № 15782
Телескопические щипцы 12 см
- ④ № 28723
Насадки для щипцов № 15782, 2 шт.



Щипцы для телескопических коронок и регулируемой фиксации разнообразных полых предметов. Превосходная фиксация, благодаря идеально сходящимся щечкам. Очень долговечны.

ПК Томасколор

- | | |
|-----------|---------------|
| ① № 15796 | золотистый 1 |
| ② № 15797 | зеленый 2 |
| ③ № 15798 | синий 3 |
| ④ № 15799 | красный 4 |
| ⑤ № 15800 | серебристый 5 |
- 1 шт.
- ⑥ № 15801
ПК Томасколор
комплект 1–5, включая плоский футляр





Гуттаперчевые штифты

Цветовая кодировка ISO для уверенного использования. Надежная упаковка, легко вынимаются, благодаря практичной коробке с задвижкой.

№ 55217	комплект 15–40	№ 55253	комплект 45–80
№ 55218	размер 15	№ 55355	размер 45
№ 55219	размер 20	№ 55366	размер 50
№ 55221	размер 25	№ 55382	размер 55
№ 55222	размер 30	№ 55408	размер 60
№ 55223	размер 35	№ 55435	размер 70
№ 55224	размер 40	№ 55481	размер 80

В упаковке 100 шт.



Бумажные штифты

Стерильные бумажные штифты с кодировкой на конце головки. Надежная упаковка, легко вынимаются, благодаря практичной коробке с задвижкой.

№ 55203	комплект 15–40
№ 55204	размер 15
№ 55205	размер 20
№ 55206	размер 25
№ 55207	размер 30
№ 55208	размер 35
№ 55209	размер 40


В упаковке 200 шт.

№ 55210	комплект 45–80
№ 55211	размер 45
№ 55212	размер 50
№ 55213	размер 55
№ 55214	размер 60
№ 55215	размер 70
№ 55216	размер 80

В упаковке 120 шт.

Инструменты для эндодонтии

К-файлы, Н-файлы и К-римеры. Эргономичная рукоятка с цветовой кодировкой ISO. Точный код размера по ISO 3630, прочные и с превосходной режущей способностью. Стерилизация до 200°C.



К-файлы

№ 83966	Размер 010
№ 83982	Размер 015
№ 83993	Размер 020
№ 83994	Размер 025
№ 83995	Размер 030
№ 83997	Размер 035
№ 84008	Размер 040
№ 84011	Размер 045
№ 84024	Размер 050

В упаковке 6 шт.

Н-файлы


№ 84081	Размер 010
№ 84083	Размер 015
№ 84089	Размер 020
№ 84097	Размер 025
№ 84124	Размер 030
№ 84127	Размер 035
№ 84147	Размер 040
№ 84178	Размер 045
№ 84187	Размер 050

В упаковке 6 шт.

К-римеры

№ 84038	Размер 010
№ 84039	Размер 015
№ 84040	Размер 020
№ 84041	Размер 025
№ 84048	Размер 030
№ 84049	Размер 035
№ 84050	Размер 040
№ 84067	Размер 045
№ 84068	Размер 050

В упаковке 6 шт.





Омни Мультикат бор для снятия коронок

Омни Мультикат С4АК и С4АКЛ: Бор для снятия коронок, твердосплавный, снимает коронки и мосты за один рабочий ход, легко и быстро. Благодаря новой зубчатой насечке Мультикат, достигаются оптимальные режущие свойства, центрированный ход и прочность. Омни Мультикат непригоден для разделения цельнокерамических конструкций из особо твердой керамики.

№ 41658 Мультикат С4АК

№ 41659 Мультикат С4АК

В упаковке 6 шт.



Омни Глосс алмазный полир

Сияющий блеск для всех материалов-композиатов: алмазный полир для наилучшего полирования всего за один рабочий ход. Специально разработанная технология полирования пломб из композиционных и компомерных материалов. Пригодны для многократного использования и для автоклавирувания.

№ 51289 050 Конус

№ 51290 060 Чаша

№ 51291 100 Колесо

В упаковке 6 шт.

№ 51469

В комплекте 3 шт.:

Конус, Чаша, Колесо



Омнираунд твердосплавный бор

Твердосплавный бор для механической обработки твердых тканей зуба: минимальная вибрация, быстрое, атравматичное препарирование, бережное извлечение патологически измененных тканей. Благодаря специальной двойной насечке достигается наилучшая режущая способность.

№ 51278 C1SX 010

№ 51279 C1SX 012

№ 51280 C1SX 014


№ 51281 C1SX 016

№ 51282 C1SX 018

№ 51283 C1SX 021

№ 51284 C1SX 023

В упаковке 6 шт.



Омникат бор для снятия коронок

Омникат С34 и С34Л: Бор для снятия коронок из твердого сплава, для разрезания металлической основы у облицованных коронок и мостов. Омникат имеет оптимальную геометрическую форму, отличную режущую способность, очень долговечен, с минимальной вибрацией. Омни бор для снятия коронок непригоден для разделения цельнокерамических конструкций из особо твердой керамики.

№ 41657 Омникат С34Л

№ 44770 Омникат С34

В упаковке 6 шт.



АЛМАЗНЫЕ БОРЫ

Алмазные боры Омнидент сделаны по новейшей гальвано-технологии: основа – ядро и хвостовик – из нержавеющей закаленной стали, ядро покрыто алмазной крошкой.


Эта технология гарантирует однородное, надежное покрытие для длительного использования.

Предлагается семь различных размеров боров.

- Черный = очень грубый (H)**
Грубая предварительная обработка
- Зеленый = грубый (G)**
Предварительная обработка
- Синий = средний**
Универсальная обработка
- Красный = тонкий (F)**
Полировка
- Желтый = очень тонкий (C)**
Финировка для композитов

801


801H
801G
801F
801C



Форма	Хвостовик	Размер	008	010	012	014	016	018	023
801	FG/314		68340	68341	68342	68343	68344	68345	68346
801H	FG/314					68439	28440	68441	68442
801G	FG/314			68433	68434	68435	68436	68437	68438
801F	FG/314			68427	68428	68429	68430	68431	68432
801C	FG/314						68567	68568	68569
Ценовая группа			1	1	1	1	1	1	2

805

808H
808G



Форма	Хвостовик	Размер	010	012	014	016	018
		L mm	1,0	1,5	1,5	1,5	2,3
805	FG/314		68347	68348	68349	68350	68351
805H	FG/314				68447	68448	
805G	FG/314			68443	68444	68446	
Ценовая группа			1	1	1	1	1

807


807G



Форма	Хвостовик	Размер	012	014	016	018
		L mm	3,5	3,5	4,0	5,0
807	FG/314		68352	68353	68354	68355
807G	FG/314			68449	68450	68451
Ценовая группа			1	1	1	1

808


808H
808G
808F



Форма	Хвостовик	Размер	010	012	014	016
		L mm	2,7	2,7	3,0	3,0
808	FG/314		68356	68357	68358	
808H	FG/314			68459	68460	
808G	FG/314		68455	68456	68457	68458
808F	FG/314		68452	68453	68454	
Ценовая группа			1	1	1	1

808L

808LG



Форма	Хвостовик	Размер	014	016	018
		L mm	5,0	5,0	5,0
808L	FG/314			68461	
808LG	FG/314		68549		68550
Ценовая группа			2	2	2

808R

808RG




Форма	Хвостовик	Размер	012	014	016
		L mm	4,0	5,0	5,0
808R	FG/314		68462	68463	68464
808RG	FG/314		68552	68553	68555
Ценовая группа			2	2	2

Алмазные боры



830


830H
830G
830F
830C



Форма	Хвостовик	Размер	016	018	021	023
		L mm	4,5	4,5	5,0	5,0
830	FG/314					68359
830H	FG/314					68467
830G	FG/314					68466
830F	FG/314					68465
830C	FG/314		68570	68571	68573	68574
Ценовая группа			1	1	2	2



831C




Форма	Хвостовик	Размер	016	018
		L mm	3,5	3,5
831C	FG/314		68575	68576
Ценовая группа			1	1



833

833H
833G
833F
833C




Форма	Хвостовик	Размер	016	018	023
		L mm	3,4	3,4	4,2
833	FG/314			68360	68361
833H	FG/314		68472		68473
833G	FG/314		68470		68471
833F	FG/314		68468		68469
833C	FG/314		68577	68578	68579
Ценовая группа			1	1	2



835


835H
835G



Форма	Хвостовик	Размер	010	012	014	016
		L mm	3,5	3,5	3,5	3,5
835	FG/314		68362	68363	68364	68365
835H	FG/314		68479	68480	68481	68482
835G	FG/314		68474	68475	68476	68478
Ценовая группа			1	1	1	1



837




Форма	Хвостовик	Размер	012	014
		L mm	6,0	6,0
837	FG/314		68366	68367
Ценовая группа			2	2



837L

835LG




Форма	Хвостовик	Размер	012	014
		L mm	8,0	8,0
837L	FG/314		68483	68484
837LG	FG/314		68556	68559
Ценовая группа			2	2



838

838G



Форма	Хвостовик	Размер	010	012	014
		L mm	4,0	4,0	4,0
838	FG/314		68368	68369	68370
838G	FG/314			68485	68486
Ценовая группа			1	1	2



840

840H
840G
840F



Форма	Хвостовик	Размер	010	012	014
		L mm	4,0	4,0	4,0
840	FG/314		68371	68372	68373
840H	FG/314			68489	
840G	FG/314			68488	
840F	FG/314			68487	
Ценовая группа			1	1	1

841

841H
841G
841F

Форма	Хвостовик	Размер	010	012	014
		L mm	6,0	6,0	6,0
841	FG/314		68374	68375	68394
841H	FG/314			68492	
841G	FG/314			68491	
841F	FG/314			68490	
Ценовая группа			2	2	2

842

842H
842G
842F

Форма	Хвостовик	Размер	012	014	016
		L mm	8,0	8,0	8,0
842	FG/314		68395	68396	68397
842H	FG/314		68500	68501	68502
842G	FG/314		68497	68498	68499
842F	FG/314		68493	68494	68495
Ценовая группа			2	2	2

845

Форма	Хвостовик	Размер	008	010
		L mm	3,0	4,0
845	FG/314		68398	68399
Ценовая группа			1	1

845R

845RF

Форма	Хвостовик	Размер	016	018	016	018
		L mm	4,0	4,0	4,0	4,0
845R	FG/314		68503	68504		
845RF	FG/314				68560	68561
Ценовая группа			1	1	2	2

846R

Форма	Хвостовик	Размер	016	018
		L mm	6,0	6,0
846R	FG/314		68505	68506
Ценовая группа			2	2

847

847G

Форма	Хвостовик	Размер	014	016	018
		L mm	8,0	8,0	8,0
847	FG/314		68400	68401	
847G	FG/314		68507	68508	68509
Ценовая группа			2	2	2

847R

847RG
847RF

Форма	Хвостовик	Размер	016	018
		L mm	8,0	8,0
847R	FG/314		68510	68511
847RG	FG/314		68564	68565
847RF	FG/314		68562	68563
Ценовая группа			2	2

848

848G

Форма	Хвостовик	Размер	014	016	018
		L mm	10,0	10,0	10,0
848	FG/314		68402	68403	
848G	FG/314				68512
Ценовая группа			2	2	2

849H

Форма	Хвостовик	Размер	012	016
		L mm	6,0	6,0
849H	FG/314		68513	68514
Ценовая группа			2	2

850

850H
850G
850F
850C

Форма	Хвостовик	Размер	012	014	016	018
		L mm	8,0	8,0	8,0	8,0
850	FG/314			68404	68405	68406
850H	FG/314			68521		
850G	FG/314			68518	68519	68520
850F	FG/314			68515	68516	68517
850C	FG/314		68580			
Ценовая группа			2	2	2	2

852

852G
852C

Форма	Хвостовик	Размер	012	014	016	018
		L mm	10,0	10,0	10,0	10,0
852	FG/314		68407	68408	68409	
852G	FG/314			68522	68523	68524
852C	FG/314				68581	68583
Ценовая группа			2	2	2	2

858

858G
858F
858C

Форма	Хвостовик	Размер	010	014	016
		L mm	8,0	8,0	8,0
858	FG/314			68410	
858G	FG/314			68527	68528
858F	FG/314		68525	68526	
858C	FG/314		68584	68586	
Ценовая группа			2	2	2

859
859C

Форма	Хвостовик	Размер	012	014
		L mm	10,0	10,0
859	FG/314		68411	68412
859C	FG/314			68587
Ценовая группа			2	2

859L
859LG

Форма	Хвостовик	Размер	010	014
		L mm	12,0	12,0
859L	FG/314		68529	68530
859LF	FG/314		68566	
Ценовая группа			2	2

862
862H
862G
862F
862C

Форма	Хвостовик	Размер	010	012	014	016
		L mm	8,0	8,0	8,0	8,0
862	FG/314		68413	68414	68415	
862H	FG/314				68539	68540
862G	FG/314		68535	68536	68537	68538
862F	FG/314		68531	68532	68533	68534
862C	FG/314		68588	68589	68591	
Ценовая группа			2	2	2	2

863
863G
863F
863C

Форма	Хвостовик	Размер	012	016
		L mm	10,0	10,0
863	FG/314		68416	68417
863G	FG/314		68378	68379
863F	FG/314		68376	68377
863C	FG/314		68595	68596
Ценовая группа			2	2

868
868H
868G
868F

Форма	Хвостовик	Размер	010	012	014
		L mm	8,0	8,0	8,0
868	FG/314		68418	68419	68420
868H	FG/314			68386	68387
868G	FG/314		68383	68384	68385
868F	FG/314		68380	68381	68382
Ценовая группа			2	2	2

869
869H
869G
869F

Форма	Хвостовик	Размер	012	014
		L mm	10,0	10,0
869	FG/314		68421	68422
869H	FG/314			68392
869G	FG/314		68390	68391
869F	FG/314		68388	68389
Ценовая группа			2	2

881
881H
881G
881F
881C

Форма	Хвостовик	Размер	012	014	016
		L mm	8,0	8,0	8,0
881	FG/314		68423	68424	
881H	FG/314		68545	68546	
881G	FG/314		68542	68543	68544
881F	FG/314		68393	68541	
881C	FG/314		68597	68598	
Ценовая группа			2	2	2

882

Форма	Хвостовик	Размер	012	014
		L mm	10,0	10,0
882	FG/314		68425	68426
Ценовая группа			2	2

898F

Форма	Хвостовик	Размер	012	014
		L mm	6,0	6,0
898F	FG/314		68547	68548
Ценовая группа			2	2

Алмазные боры






Щетки монтированные

Козий ворс	
№ 78398	17 мм
№ 78399	19 мм
№ 78400	21 мм
В упаковке 12 шт.	
Щетина, черная	
№ 78390	19 мм
№ 78391	21 мм
В упаковке 12 шт.	

Щетки немонтированные

Козий ворс	
№ 78404	17 мм
№ 78405	19 мм
№ 78406	21 мм
В упаковке 12 шт.	
Щетина, черная	
№ 78395	17 мм
№ 78396	19 мм
№ 78397	21 мм
Щетина, белая	
№ 78387	19 мм
В упаковке 12 шт.	



Полировальные щетки

- ① № 78432
Щетки пуховки, диаметр 21 мм,
в упаковке 12 штук,
монтированные
- № 78434
Немонтированные
- ② № 78435
Щетки из ткани, диам. 21 мм,
в упаковке 12 штук,
монтированные
- № 78437
Немонтированные

Полировальные камни

Для шлифовки искусственных
зубов, акрила или металлов
в лаборатории или в клинике.
Для грубой обработки.
Предназначены для всех
зубоврачебных сплавов
и синтетических материалов.
Не нагреваются.

Все размеры, 1 шт.



Камни-полиры Ø 25 мм Макс. частота вращения 15000 об./мин.	
№ 79194	5 мм
№ 79195	3 мм
№ 79196	2 мм
Камни-полиры Ø 22 мм Макс. частота вращения 20000 об./мин.	
№ 79197	5 мм
№ 79198	3 мм
№ 79199	2 мм
Камни-полиры Ø 19 мм Макс. частота вращения 25000 об./мин.	
№ 79200	5 мм
№ 79201	3 мм
№ 79202	2 мм

Камни-полиры Ø 16 мм Макс. частота вращения 30000 об./мин.	
№ 79203	5 мм
№ 79204	3 мм
№ 79205	2 мм
Камни-полиры Ø 13 мм Макс. частота вращения 35000 об./мин.	
№ 79206	5 мм
№ 79207	3 мм
№ 79208	2 мм





Щетки-кисточки немонтированные

№ 78421 щетина, черная
№ 78423 козий ворс, белый
В упаковке 12 шт.



Щетка для очистки боров

Щетка из латунной проволоки
для грубой очистки инструментов.

№ 23377
1 шт.



Полировальные щетки

Полировальные щетки для зубных
техников. Черная Чанкинг-
щетина. Для эффективного
использования в лаборатории
или в клинике.

№ 79913

Деревянная сердцевина, качество
«стандарт», 4-рядные,
заостренные, Ø 40/80 мм
1 шт.

№ 78446

Деревянная сердцевина, Чанкинг-
щетина, качество «супер»,
4-рядные, заостренные,
Ø 40/80 мм

1 шт.

№ 78444

Пластмассовая сердцевина,
качество «стандарт», 4-рядные,
заостренные, Ø 40/80 мм

№ 78445

Деревянная сердцевина, качество
«супер», 4-рядные, широкие,
Ø 40/80 мм

№ 79917

Деревянная сердцевина, качество
«стандарт», 4-рядные, широкие,
Ø 40/80 мм

№ 78443

Пластмассовая сердцевина,
качество «стандарт», 4-рядные,
широкие, Ø 40/80 мм

№ 78447

Металлический стержень
и металлическая сердцевина,
узкие, жесткие, Ø 23/49 мм
1 шт.

№ 78448

Металлический стержень
и пластмассовая сердцевина,
узкие, жесткие, Ø 23/49 мм
1 шт.

№ 85541

Деревянная сердцевина,
качество «стандарт», 3-рядные,
заостренные, Ø 26/55 мм
1 шт.

№ 78442

Пластмассовая сердцевина,
качество «стандарт», 3-рядные,
заостренные, Ø 26/55 мм
1 шт.

№ 79911

Деревянная сердцевина,
качество «стандарт», 2-рядные,
заостренные, Ø 26/55 мм
1 шт.

№ 78441

Пластмассовая сердцевина,
качество «стандарт», 2-рядные,
заостренные, Ø 26/55 мм
1 шт.

№ 69852

Узкие полировальные щетки
с металлической сердцевиной
и пластмассовым центром. Козий
ворс, белые, мягкие, Ø 23/49 мм
1 шт.

Омниполь полир для амальгамы

Для грубой обработки и окончательного формирования амальгамных пломб без повреждения зубной эмали. В упаковке 12 шт. Макс. частота вращения 5000 об./мин.



№ 83458 | 31167 | 83459

Омниполь полир коричневый для углового наконечника

Для золота, амальгамы и композитов. Коричневый = предварительное полирование. В упаковке 12 шт. Частота вращения: 7000 об./мин.



№ 83435 | 83437 | 83438 | 83439 | 83440

Омниполь полир зеленый для углового наконечника

Для золота, амальгамы и композитов. Зеленый = полирование до блеска. В упаковке 12 шт. Частота вращения: 5000 об./мин.



№ 83442 | 83444 | 83445 | 83446 | 83447

Омниполь полир коричневый для прямого наконечника

Для золота, сплавов благородных металлов и композитов. Коричневый = предварительное полирование. В упаковке 12 шт. Макс. частота вращения 20000 об./мин.



№ 83452 | 83453 | 83454 | 31170 | 31171

Омниполь полир зеленый для прямого наконечника

Для золота, сплавов благородных металлов и композитов. Зеленый = полирование до блеска. В упаковке 12 шт. Макс. частота вращения 10000 об./мин.



№ 83455 | 83456 | 83457 | 31172 | 31173

Омниполь полир зеленый

Для золота, композитов, сплавов благородных металлов. 22/6 мм. Зеленый = полирование до блеска. В упаковке 100 шт. Макс. частота вращения 10000 об./мин.



№ 83451

Омниполь полир коричневый

Для золота, композитов, сплавов благородных металлов. 22/6 мм. Коричневый = предварительное полирование. В упаковке 100 шт. Макс. частота вращения 20000 об./мин.



№ 31176

Омниполь полир для стали зеленый

Эластичный хром-кобальтовый полир. Зеленый = полирование до блеска. В упаковке 100 шт. Макс. частота вращения 10000 об./мин.



R 22/3 22/6

№ 31187 | 31190

Омниполь полир для стали черный

Эластичный хром-кобальтовый полир. Черный = стандартное полирование. В упаковке 100 шт. Макс. частота вращения 20000 об./мин.



R 22/3 22/6

№ 31183 | 31186

Омниполь полир для хром-кобальтовых сплавов

Долговечный абразивный полир для хром-кобальтовых сплавов.

В упаковке 100 шт.

Макс. частота вращения: 20000 об./мин.



	R 22/3	R 22/1,3	23/6	21/7
№	83475	31191	83476	83477

Омниполь универсальный полир

Универсальный силиконовый полир для благородных металлов, хром-кобальтового сплава, титана.

Макс. частота вращения: 20000 об./мин. для крупнозернистого полира, 10000 об./мин. для мелкозернистого полира. В упаковке 100 шт.

Мелкозернистый

Крупнозернистый



	L 22/3	R 22/3	23/6	L 22/3
№	31192	83460	83465	83461

Омниполь технический полир

Силиконовый полир для протезных и ортопедических пластмасс.

Желтый: мелкозернистый для полировки. Макс. частота вращения: 5000-7000 об./мин.

Серый: среднезернистый для окончательной обработки. Макс. частота вращения : 10000-15000 об./мин.


Зеленый: крупнозернистый для контурирования, идеален для мягких пластмасс.

Макс. частота вращения: 10000-15000 об./мин.

В упаковке 6 шт.



№	31203	83466	83467	83468	31204
---	-------	-------	-------	-------	-------




супер
блеск

Омниполь полир для керамики

Полир для керамики светло-серый = предварительное полирование, алмазная шлифовка поверхностей.

Макс. частота вращения : 20000 об./мин.

В упаковке 100 шт.



	R 22/3	L 22/3
№	83473	31193

Омниполь полир для керамики

Полир для керамики розовый = легкое предварительное полирование, придает анатомическую структуру.

Макс. частота вращения: 10000 об./мин.

В упаковке 100 шт.




	R 22/3	L 22/3
№	83474	31194

Омниполь полир для керамики

Полир для керамики серый = окончательное полирование до естественного блеска без полировочной пасты.

Макс. частота вращения: 10000 об./мин.

В упаковке 100 шт.



	R 22/3	L 22/3
№	31195	31196

➔ ТИПЫ ТВЕРДОСТИ

Программа фрезерования твердосплавными фрезами

Твердый сплав фрез гарантирует оптимальную прочность и выгодное соотношение цена/ качество. Все фрезы с размерами до 023 по ISO изготовлены цельными, из единого блока, для максимально высокой точности вращения и пониженного риска поломки. Более крупные формы приварены к основанию из стали, которое уменьшает колебания, возникающие при шлифовке. Широкий выбор форм и степеней абразивности дает вам возможность подобрать фрезу для любой техники.

Цветные кольца для каждой степени зернистости фрез облегчают правильный выбор:

- 
-  **Черное кольцо = супервысокая степень абразивности**
Для обработки больших поверхностей всех пластмасс, а также гипсов.
 -  **Зеленое кольцо = очень грубая степень абразивности**
Для обработки всех пластмасс и окончательной обработки гипса.
 -  **Синее кольцо = высокая степень абразивности**
Для грубой обработки всех стоматологических материалов.
 -  **Красное кольцо = низкая степень абразивности**
Для полировки всех зубных материалов.
 -  **Желтое кольцо = супернизкая степень абразивности**
Окончательная обработка всех сплавов и композитов. Идеально для гладкой шлифовки керамики.
 -  **Фиолетовое кольцо = супернизкая (спиральная) степень абразивности.**
Для обработки и контурирования титановых материалов.

Крестообразная супергрубая насечка 55/ SGE

Для шлифовки больших поверхностей из пластмассы, материала для ложек и гипса.



Рис. №	251	351
Длина, мм	13,9	14,2
Ø мм	060	070
№	31148	31149

Крестообразная среднегрубая насечка 51/ GE

Для грубой шлифовки и обработки всех пластмасс и материалов для ложек.



Рис. №	351	251
Длина, мм	12,2	13,9
Ø мм	060	060
№	27666	27667

Крестообразная экстрагрубая насечка 50/ GE

Для грубой шлифовки и обработки всех пластмасс и материалов для ложек.



Рис. №	251
Длина, мм	13,9
Ø мм	060
№	31009

Простая насечка с поперечным сечением 75/ GSQ

Обработка мягких подкладок.



Рис. №	261	351	351	251	77
Длина, мм	14,0	12,2	14,2	14,2	9,0
Ø мм	023	060	070	060	040
№	27661	27662	27663	27664	27665

Простая грубая насечка 70

Для грубой обработки всех стоматологических материалов с гладкой шлифовкой, особенно подходит для пластмассы.



Рис. №	138	351	79	79	251
Длина, мм	4,2	12,2	15,0	12,9	14,2
Ø мм	010	060	060	045	060
№	31140	31143	31556	31142	31147

грубая



обработка



Крестообразная стандартная насечка 10/ E

Применяется для грубой шлифовки всех стоматологических материалов.
Идеально подходит для придания формы у изделий из сплавов неблагородных металлов.

Рис. №	261	364R	295	257	138	139	138	138	73	73	351
Длина, мм	14,0	16,0	16,0	17,0	17,0	8,0	8,0	4,2	3,1	3,9	12,2
Ø мм	023	023	023	023	023	023	016	010	014	023	060
№	31108	31109	31111	31112	31113	31114	31120	31121	31123	31116	31554

Рис. №	78	251	79	79	79	78	77	71	71	71	77	251
Длина, мм	12,2	13,9	15,0	12,9	14,1	8,9	11,0	0,8	1,2	2,0	2,7	14,2
Ø мм	060	060	060	045	040	040	060	010	014	023	029	060
№	31129	31131	31128	31127	27489	31130	31133	31135	31136	31137	31125	31134



Крестообразная тонкая насечка 20/ EF

Для глянцевого полирования всех стоматологических материалов.

Рис. №	261	364R	295	257	138	139	137	138	73	129	73
Длина, мм	14,0	16,0	16,0	17,0	8,0	8,0	5,3	8,0	3,1	8,0	3,9
Ø мм	023	023	023	023	023	023	023	016	014	023	023
№	31090	31091	31093	27484	31095	31096	27482	31098	27478	31097	27479

Рис. №	78	77	351	78	251	79	79	79	71	77	77
Длина, мм	3,5	12,2	12,2	12,2	13,9	12,9	14,1	11,5	2,0	5,0	5,0
Ø мм	012	060	060	060	060	045	040	031	023	023	029
№	27481	31101	31102	31103	31105	31100	27485	31099	31094	27480	27483

Крестообразная сверхтонкая насечка 30/ EUF

Тонкая обработка всех сплавов и композитов. Специальный геометрический рисунок насечки делает возможной тонкую шлифовку керамики.



Рис. №	261	364R	139	137	78	77	136	73	79	79L
Длина, мм	14,0	16,0	8,0	5,3	7,0	5,3	8,0	3,9	14,1	14,1
Ø мм	023	023	023	023	023	023	016	023	040	045
№	31070	31071	31074	31076	31077	31078	31079	31080	27490	31081

Спиральная супертонкая насечка 25/ FST

Обработка, контурирование материалов из титана.



Рис. №	79	251
Длина, мм	13,7	14,2
Ø мм	040	040
№	27668	27669

Параллельные фрезы с крестообразной насечкой 103 HP

Диаметр 2,35 мм, закругленный верх.
Инструмент для фрезерной техники.



Рис. №	364 R	364 R	364 R
Длина, мм	8,0	10,0	15,0
Ø мм	010	015	023
№	31041	31042	31043

тонкая обработка



Частота вращения

Рекомендуемые частоты вращения
для твердосплавных фрез:

от	
ISO 023	15-50.000 об./ мин.
ISO 023-045	15-40.000 об./ мин.
ISO 045-070	15-30.000 об./ мин.



Резиновые полиры

Универсальные полиры для обработки литья из благородных металлов и модельного литья. Малая степень нагревания, минимальные потери материала. Каждый цвет обозначает соответствующее применение: зеленый = предварительная полировка, черный = полировка до блеска.

№ 79189

Полиры – колесо Ø 22 мм, зеленые

№ 79190

Полиры – колесо Ø 22 мм, черные

№ 79186

Полиры – цилиндр Ø 6,3 мм, зеленые

№ 79187

Полиры – цилиндр Ø 6,3 мм, черные

В упаковке 100 шт.

	31	32	33	34	35	36
Розовые						
Зернистость	80	80	100	100	100	100
№	78989	78990	78991	78992	78993	78994
Темно-коричневые						
Зернистость	80/90	80/90	120/150			
№	79001	79002	79003			
Светло-коричневые						
Зернистость	150	150	150			
№	78995	78996	78997			



Специальные шлифовальные камни

Керамические шлифовальные камни для обработки металлов и пластмасс любого типа. Точная центровка при монтаже, равномерная твердость и зернистость. Очень прочные, нержавеющие. Точный по размеру, центрированный ход. Розового, светло-коричневого и темно-коричневого цветов.

№№ см. в таблице выше

В упаковке 72 шт.



Цера Бласт песок

Шарики для тонкой обработки в пескоструйном аппарате, применяются для придания блеска коронкам и мостам, а также для получения матовой поверхности и обработки второстепенных частей. Оптимальное уплотнение поверхности. Высокая твердость и износостойкость. Подходит для всех стандартных аппаратов.

№ 88171

Ведро 5 кг

Алюстраль песок

Высокосортный, синтетический песок для пескоструйной обработки из оксида алюминия. Исключается возможность силикоза.


№ 88167 50 м

№ 32614 110 м

№ 88165 150 м

№ 88162 250 м

Ведро 5 кг



Сепарационные диски

№ 88231

Специальные отрезные диски для любых материалов, 22 x 0,2 мм

В упаковке 100 шт.

№ 57564

Специальные отрезные диски для благородных металлов, 22 x 0,3 мм

В упаковке 200 шт.

№ 76751

Отрезные диски для хром-кобальтовых сплавов 22 x 0,6 мм

В упаковке 100 шт.

№ 76753

Отрезные диски, армированные стекловолокном, для хром-кобальтовых сплавов, 40 x 1 мм

В упаковке 50 шт.

Материал для ложек

Пластмасса акрилатная холодной полимеризации для изготовления индивидуальных ложек и базисных пластин. Хорошо удерживает форму, не прилипает, легко полируется.

№ 86381

Порошок 1000 г

№ 86382

Жидкость, 500 мл



Материал для ложек, светоотверждаемый

Материал для изготовления индивидуальных слепочных ложек и функциональных ложек в технике изготовления коронок и мостов и в съемном протезировании. Не прилипает, без запаха, прозрачно-розового цвета.

№ 70755

В упаковке 25 шт. для верхней челюсти и 25 шт. для нижней челюсти

№ 70740

В упаковке 50 шт. для верхней челюсти

№ 70745

В упаковке 50 шт. для нижней челюсти
1 упаковка

Аппарат для полимеризации пластмассы под давлением 1494, алюминиевый

Полимеризатор под давлением, с тефлоновым покрытием для горячей и холодной полимеризации пластмассы. Прочная конструкция, вместимость 4 л. Аппарат оборудован предохранительным клапаном, манометром для контроля давления, клапаном заполнения и шлангом для компрессора. Предохранительный клапан должен открываться при давлении от 2,4 до 2,6 бар.

Код для заказа:

аппарат для полимеризации
1 шт.




Аппарат для перебазировки S3

Простой в использовании, точный аппарат с болтами для быстрой фиксации. Аппарат изготовлен из нержавеющей металла, стойки из латуни. Болты быстрой фиксации позволяют быстро, а главное, равномерно собрать аппарат. Завышение прикуса при этом полностью исключается. Размеры: диаметр 115 мм, высота 100 мм

№ 22079

1 шт.



ОмниЛайт полимеризатор

Прочный, изготовленный из металла, прибор для полимеризации ложек. Время полимеризации задается на дисплее. Диапазон времени полимеризации: от 6 секунд до 99 минут. Длина волн 400–540 нанометров, выходная мощность 27 Ватт. Большой выдвижной ящик вмещает, как минимум, 2 гипсовые модели.

№ 62994

1 шт.




Муфельные вкладыши

Муфельные вкладыши, не содержат асбеста, на керамической основе, предназначены для работы с благородными металлами. Материал допускает неограниченное расширение паковочной массы и легкое, удобное извлечение.

№ 87907

Упаковка (50 x 1 мм, 25 м длина)



Графитовые тигли

Высококачественные графитовые тигли, альтернатива для Heraeus CL-G/ 97 и CL-G77/ 94.

№ 50249

Тигель CL-G/ 97
В упаковке 10 шт.

№ 50245

Тигель CL-G77/ 94
В упаковке 10 шт.

ВСЕ ДЛЯ
ЛИТЬЯ



Кисточки Колински

Отличное качество ворса, куница. Особенно хорошо подходит для нанесения керамических масс и моделирования.

№ 61229	№ 00	№ 83930	№ /
№ 61231	№ 0	№ 83932	№ 8
№ 61232	№ 1	№ 83934	№ 9
№ 61233	№ 2	№ 83935	№ 10
№ 61234	№ 3	№ 83936	№ 11
№ 61235	№ 4	№ 83939	№ 12
№ 61236	№ 5	№ 83940	№ 13
№ 61237	№ 6	№ 83949	№ 14

Кисточки с синтетическим ворсом

Кисточка с синтетическим ворсом, коническая и равномерно гладкая. Ворс не расщепляется и не топорщится. Долговечность и высокая эластичность ворса кисточки. Очень хорошее соотношение цена/ качество.

№ 84611	№ 00	№ 84629	№ 6
№ 84612	№ 0	№ 84640	№ 7
№ 84613	№ 1	№ 84652	№ 8
№ 84619	№ 2	№ 84661	№ 9
№ 84620	№ 3	№ 84662	№ 10
№ 84627	№ 4	№ 84663	№ 12
№ 84628	№ 5	№ 84664	№ 14



Целлюлозные тампоны

Перфорированные одноразовые целлюлозные тампоны в рулоне, по краям укреплены. Без ворсинок, мягкие, размер 4 x 5 см. Нестерильны.

№ 61900

В пакете 2 рулона по 500 шт.





Дауэл Пинз штифты

Штифты из латуни, полированные.

№ 79235 Размер 1

№ 79236 Размер 2

В упаковке 100 шт.

№ 79237 Размер 3

В упаковке 100 шт.

№ 72475 Размер 2

В упаковке 1000 шт.

Штифты гибкие

Заостренный конец штифта точно фиксируется в модели. Гибкий штифт плавно загибается в нужном положении.

№ 79241

В упаковке 100 шт.



Форма цоколя для техники Сплит-Каст

Эта форма цоколя предназначена специально для техники Сплит-Каст. Из эластичной прочной резины, легко очищается. Имеется в наличии для верхней и нижней челюсти.

№ 23758 верхняя челюсть

№ 23759 нижняя челюсть

1 шт.



Форма цоколя

Форма цоколя из эластичной резины обеспечивает простое формирование модели. Материал прочный и легко очищается.

№ 23867 форма 1 маленькая

№ 23868 форма 2 большая

1 шт.



Дауэл Пинз штифты с иглой

Штифты с иглой из специального сплава. Эти штифты, благодаря сгибанию, могут легко использоваться в любом направлении.

№ 79238 Размер 1

№ 79239 Размер 2

В упаковке 100 шт.


№ 79240 Размер 3

В упаковке 100 шт.

№ 72400 Размер 2

В упаковке 1000 шт.

прекрасная
модель!



Магнитная система

Магнитная система для техники Сплит-Каст состоит из мощных постоянных магнитов, колпачков из никелированного металла, шайб с боковым рифлением или удерживающими элементами. Подходит для SAM, Heraeus или Adesso Split.

№ 57658

Круглые магниты из твердого феррита, диам. 20 x 6 мм, осевое намагничивание.

В упаковке 10 шт.

№ 33275

Магнитные колпачки, полированные, никелированные.

В упаковке 50 шт.

№ 33278

Шайбы, полированные, с боковым пазом, никелированные.

В упаковке 50 шт.

№ 33287

Шайбы, штампованные, с 4 окантованными петлями, никелированные.

В упаковке 50 шт.

Дублирующая масса

Специальная дублирующая масса для техники литья моделей. Контуры жесткие и устойчивые. Температура обработки: 50-55°C. Время отверждения: 45 мин. Цвет оранжевый.

№ 79623

Ведро 5 кг



Зуботехнический силикон

Силикон с очень высокой конечной твердостью для применения в зуботехнической лаборатории (например, для предварительных слепков, разблокировки или фиксации), оптимальное соотношение цена/ качество, превосходно подходит для обработки, не содержит клея, устойчив к высокой температуре. Очень высокий уровень твердости: 90 по Шору. Цвет: синий.

№ 44117

Банка 1,6 кг

№ 79138

Отверждающая паста стандартная, 6 мин.

Цвет: красный, тубик 35 мл

№ 20080

Отверждающая паста быстрого действия, 3 мин.

Цвет: красный, тубик 35 мл





Чаша для замешивания Флексибол

Чаша Флексибол для гипса и паковочной массы, слепочной массы и альгината. Легко очищается. Имеется в наличии 4 размера. Цвет темно-зеленый.

№ 72975

Маленькие, диаметр 8 см, 1 шт.

№ 72976

Средние, диаметр 10 см, 1 шт.

№ 72977

Большие, диаметр 12 см, 1 шт.

№ 72978

Экстра большие, диаметр 14 см, 1 шт.



Силиконовые чашечки для замешивания

Силиконовые чашечки для замешивания самополимеризующихся материалов. Не предназначены для силикона. Без носика для наливания.

№ 20610

маленькие, 8 мл

В упаковке 3 шт.

№ 20611

средние, 18 мл

№ 20612

большие, 50 мл



Блоки для замешивания

Универсальные блоки для замешивания из износостойкой бумаги, для слепочных масс, цемента и композитов. Блоки проклеены с двух сторон. С полосками, препятствующими скольжению.

№ 20516

60 x 75 мм, 40 листов

№ 20521

70 x 80 мм, 50 листов

№ 20522

70 x 80 мм, 50 листов

В упаковке 10 шт. по 50 листов.

№ 20523

125 x 180 мм, 25 листов

№ 20520

150 x 240 мм, 35 листов



Ретенционные кольца

Ретенционные кольца для закрепления гипсовых штампов разборных моделей.

№ 72046

В упаковке 500 шт.



Секундный клей

Циан-акрилатный клей с высокой клеящей способностью. Без трещин склеивает влажные и сухие гипсы.

№ 82228

Флакон 10 г



Омнидабл дублирующий силикон

Дублирующий силикон с высокой устойчивостью сохранения объема, без усадки при хранении и с превосходной возвратной способностью. Соотношение дозировки 1:1. Имеется в наличии 2 вида.

№ 59252

Цвет синий,
15 уровень А-твердости
Упаковка 2 x 1 кг

№ 59253

Упаковка 2 x 6 кг

№ 59250

Цвет желтый,
28 уровень А-твердости
Жесткая упаковка 2 x 1 кг

№ 59251

Упаковка 2 x 6 кг

супер модели!



Силикон

Технический силикон для точной формовки, идеальное воспроизведение деталей для предварительного слепка в технике двойного слепка, изготовления индивидуальных ложек и временного съемного шинирования. Визуальный контроль смешивания с помощью цветного отвердителя. Легко моделируется. Не вступает в соединение с гипсом, воском, искусственными зубами или металлом. Время отверждения ок. 4–5 мин. Благодаря высокой конечной твердости, обеспечивается надежное закрепление и хорошая устойчивость искусственных зубов. Уровень А-твердости нормальный: ок. 60, твердая: ок. 70.

№ 88461 нормальная

№ 88462 твердая

Банка 900 мл

№ 88463 нормальная

№ 88464 твердая

Ведро 5,800 мл

Отвердитель силикона

Отвердитель для силикона Омни. Имеется в продаже отвердитель в форме жидкости или пасты.

№ 79137

Бутылка с 20 мл жидкости-отвердителя

№ 88173

Бутылка с 50 мл жидкости-отвердителя

№ 79138

Тюбик с 35 г пасты-отвердителя

Омнидабл кюветы

Кюветы для дублирующего силикона из пластмассы. Закрепление при помощи конической манжеты. Включает в себя крышку из пластмассы для экономного дублирования.

№ 19703

1 шт.

№ 19995

Крышка пластмассовая
25 шт.





Моделировочный воск

В пластинках размером 175 x 88 мм. Розовый. эластичный, не липкий. После нагревания долго остается пластичным, а после охлаждения хорошо удерживает форму. SO – летнее качество, WI – зимнее качество.

№ 54805	средний	1,25
№ 54806	SO	1,25
№ 54807	WI	1,25
№ 54808	средний	1,5
№ 54809	SO	1,5
№ 54810	WI	1,5

В упаковке 500 г

№ 54811	средний	1,25
№ 54812	SO	1,25
№ 54813	WI	1,25
№ 54814	средний	1,5
№ 54815	SO	1,5
№ 54816	WI	1,5

В упаковке 2500 г



Моделировочный воск специальный

В пластинках размером 175 x 88 x 1,25 мм. Очень эластичный, с устойчивыми краями, быстро затвердевает. Очень хорошо разрезается и моделируется. Розовый.

№ 88345
В упаковке 500 г

№ 37955
В упаковке 2500 г



Восковая проволока

Гибкая, не растягивается. Легко прикрепляется к объекту отливки без деформации.

Восковая проволока синяя, жесткая

№ 54895	2,0 мм
№ 54896	2,5 мм
№ 54897	3,0 мм
№ 54898	3,5 мм
№ 54899	4,0 мм
№ 54900	5,0 мм

Восковая проволока зеленая, средней жесткости

№ 54849	2,0 мм
№ 54850	2,5 мм
№ 54851	3,0 мм
№ 54852	3,5 мм
№ 54853	4,0 мм
№ 54854	5,0 мм

В упаковке 250 г

Прикусные валики

Вы облегчите свою работу с помощью специально изготовленных, соответствующих форме челюсти валиков.

№ 54821 желтые, мягкие
№ 54824 розовые, твердые

В упаковке 100 шт.



ВОСК



Прикусной воск

При нагревании мягкий, как пчелиный воск, при охлаждении полностью удерживает форму.

№ 54819 желтые, мягкие
№ 54822 розовые, твердые

В упаковке 490 г

№ 54820 желтые, мягкие
№ 54823 розовые, твердые

В упаковке 1850 г



Омнидур пластины прозрачные

Эластичный, твердый материал. Сгорает без остатка. Вступает в соединение с акрилатом.

Для изготовления временных коронок и мостов (соединяется с материалами для временных коронок). Для твердых частей форм отливки, минипласт-шин, съемных колпачков. Диаметр 120 мм.

№ 88379
0,5 мм, 100 шт.

№ 81128
0,75 мм, 10 шт.

№ 81096
0,75 мм, 80 шт.

№ 81122
0,75 мм, 100 шт.

№ 81157
1,0 мм, 10 шт.

№ 88382
1,0 мм, 50 шт.

№ 81156
1,0 мм, 100 шт.

№ 81164
1,5 мм, 10 шт.

№ 88383
1,5 мм, 40 шт.

№ 81161
1,5 мм, 100 шт.

№ 81169
2,0 мм, 10 шт.

№ 88384
2,0 мм, 30 шт.

№ 81166
2,0 мм, 100 шт.



Омнилен пластины

Мягкий, эластичный материал. Сгорает без остатка. Не вступает в соединение с акрилатом.

Для изготовления временных коронок и мостов (не соединяется с материалами для временных коронок). Для всех частей форм отливки, таких как коронки, колпачки и проч. Для изготовления повязок на десны. Диаметр 120 мм

№ 88371
0,5 мм, 100 шт.

№ 81171
0,6 мм, 10 шт.

№ 88372
0,6 мм, 80 шт.

№ 81170
0,6 мм, 100 шт.

№ 81194
1,0 мм, 10 шт.

№ 88374
1,0 мм, 50 шт.

№ 81191
1,0 мм, 100 шт.

Эластичные пластинки прозрачные

Эластичные пластинки, прозрачные, диам. 120 мм. Резиноподобный, мягкий материал. Не вступает в соединение с акрилатом.

Для изготовления защитной капы для контактных видов спорта, шин для брзкетов, позиционеров и фтористых шин.

Для дублирования учебных моделей.

№ 81022
1,0 мм, 10 шт.

№ 45074
1,0 мм, 24 шт.

№ 80986
1,0 мм, 100 шт.

№ 81045
1,5 мм, 10 шт.

№ 88404
1,5 мм, 24 шт.

№ 81040
1,5 мм, 100 шт.

Адапта

Тонкая, хорошо растягивающаяся пластинка. Не вступает в соединения с пластинками Омнилен и Омнидур. Для изготовления частей форм для отливки (колпачков).

№ 81975
0,1 мм, в упаковке 200 шт.



№ 81048
2,0 мм, 10 шт.

№ 88405
2,0 мм, 12 шт.

№ 81046
2,0 мм, 100 шт.

№ 81076
3,0 мм, 10 шт.

№ 88406
3,0 мм, 12 шт.

№ 81066
3,0 мм, 100 шт.

№ 88407
4,0 мм, 6 шт.

№ 81079
4,0 мм, 10 шт.

Адапта

Мягкий, эластичный материал. Сгорает без остатка. Не соединяется с акрилатом. Для всех частей форм отливки, таких как коронки, колпачки и проч.

№ 81974
0,6 мм, в упаковке 100 шт.



А

Адаптеры для спрея	7
Адапты	49
Адгезивы для слепочных ложек	4
Альгинат	4
Альгинат розовый	4
Аппарат для перебазировки	41
Аппарат для полимеризации пластмассы под давлением	41
Аппликаторы поролоновые	16

Б

Блоки для замешивания	13, 46
Бокс для протезов и ортодонтических пластин	4
Боры алмазные Омнидент	28-31
Бор для снятия коронок Омникат	27
Бор для снятия коронок Омни Мультикат	27
Бор твердосплавные Омнираунд	27

В

Валики ватные	10
Вкладыши для стандартных лотков	9
Воск моделировочный	48
Воск прикусной	48
Восковая проволока	48

Г

Гладилки	19
Графитовые тигли	42

Д

Дезинфицирующие салфетки Омнивайпс, Омнивайпс Лимон	7
Держатели для салфеток	18
Диспенсер Омнибраш Ультра	12
Дублирующая масса	45

З

Зажимы	22
Зеркало стоматологическое	18
Зонды	20
Зонды пародонтологические	21
Зуб-антистресс	2
Зубные щетки Омнифреш	9

И

Иглодержатель	22
Иглы Омниджект	12
Инструменты Ле Крон для моделирования	24

К

Камни-полиры	32
Кисточки Колински	43
Кисточки Омнибраш Ультра	12
Кисточки с синтетическим ворсом	43
К-римеры	26
К-файлы	26
Кюветы Омнидабл	47

Л

Лента для упаковки Омнифол	7
--------------------------------------	---

М

Магнитная система	45
Маски Омни	10
Маски без латекса Омни	10
Материал для ложек	41
Материалы для регистрации прикуса	6
Матрицедержатели	14
Матричная лента	14
Микрокисточки Омнибраш	11
Микрометр	24
Мультикат боры	27
Муфельные вкладки	42

Н

Наконечники для пылесоса	11
Ножи для гипса и воска	24
Ножницы	22

О

Окклюзионный спрей	14, 45
Отвердитель силикона	47
Охлаждающий спрей	16
Очки защитные	11

П

Перчатки для осмотра виниловые	13
Перчатки латексные без талька	13
Перчатки латексные с тальком	13
Перчатки Ультрагрип	13
Песок Алюстраль	40
Песок Цера Бласт	40
Пинцет хирургический	23
Пинцеты	20
Пластины прозрачные эластичные	49
Пластины Омнилен	49
Пластины прозрачные Омнидур	49
Подкладки для столика	9
Поли-коронки	15
Полимеризационная лампа ОмниЛайт	17
Полимеризационная лампа ОмниЛайт-S	17
Полимеризатор ОмниЛайт	17, 41
Полиры алмазные Омнигloss	27
Полиры резиновые	40
Прикусные валики	48
Протравочный гель Омни	14

Р

Распатор	23
Ретенционные кольца	46
Ротационные щетки	28
Ручка для скальпеля	23
Ручка зеркала	18

С

Салфетки впитывающие	10
Салфетки для пациента	13
Салфетки из целлюлозы	10
Салфетки Омнипротект	9
Секундный клей	46

Сепарационные диски	40
Силикон	47
Силикон дублирующий Омнидабл	47
Силикон зуботехнический	45
Слепочные ложки	5
Слепочная масса Омниколор	4
Слюноотсосы одноразовые	11
Спрей Омнидент	7

Т

Тампоны целлюлозные	8, 43
Томасколор набор	25

У

Ультразвуковая мойка Омнидент S 30 Н 17	
---	--

Ф

Форма цоколя	44
Фрезы	36-39

Х

Хедстрем-файлы	26
--------------------------	----

Ч

Чаши для замешивания	46
--------------------------------	----

Ш

Шарики ватные	8, 16
Шарики марлевые	8
Шарики синтетические	8
Шлифовальные инструменты	34-35
Шлифовальные камни	40
Шпатели	19
Шпатели для замешивания	24
Шпатели для цемента	19
Шпатели Хайдемманна	19
Шприц карпульный	16
Штифты бумажные	26
Штифты гибкие	44
Штифты гуттаперчевые	26
Штифты Дауэл Пинз	44
Штифты Омнипин II	14
Штопфер для тампонов	23
Штопфер плоский	19
Штопферы с шаровидным наконечником	20

Щ

Щетка для очистки боров	33
Щетки-кисточки	33
Щетки из козьего ворса и щетины	32
Щетки полировальные	32
Щетки полировальные для зубных техников	33
Щеточки Омни Минибраш	12
Щипцы	25
Щипцы для удаления зубов	21

Э

Элеваторы	23
---------------------	----


Заказ



продукции
по каталогу
Немецкого
производителя



по каталогу
Omnident



Воспользуйтесь удобным
и выгодным предложением –
сэкономьте время и деньги!



Edited with the demo version of
Infix Pro PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.iceni.com/unlock.htm





**DIGORA®
OPTIME**

Беспроводной визиограф

Полный комплекс цифрового рентгенологического
оборудования от фирмы **SOREDEX**

выбор профессионалов!

CRANEX® TOME/СЕРН

Уникальный
рентгеновский аппарат
с функцией спиральной
томографии

DIGORA® PCT

универсальная
цифровая система

**Надежная и эргономичная
стоматологическая установка**

7000

FINNDENT



Edited with the demo version of
Infix Pro PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.iceni.com/unlock.htm