

Другая Продукция



FUSE REPAIR LIQUID

Применяется для починки протезов и перебазировок. А так же является связующим элементом.



FN CEMENT

Специально разработанная формула клея для Flexi NYLON. Предназначен для небольшой починки, приклеивания зубов. Прозрачный, безвредный клей.



LUBRISIL

Спрей для смазки кюветы и алюминиевых гильз. Подходит для использования со всеми машинами литья. Применять для достижения гладкости гипса в кювете.



PERFLEX Сепараторы.

Позволяет технику, извлечь протез блестящим и чистым, без прикипания к гипсу.



LUBRIGEL

Термостойкий гель. Для смазки алюминиевых гильз перед установкой в печь. Подходит для всех видов термопрессов. 200ml (gel)



4"X40 WHITE RAG BUFF

Гарантирует высокое качество полировки термопластмасс Perfex с помощью полировочного порошка Polifast.



BROWN SLIM BRUSH

Для окончательной очистки протеза. 48mm



Розовый моделирующий Воск

Универсальные моделировочные восковые листы. Предназначены для всех видов протезирования, отличные свойства с минимальным тепловым сжатием.



Воск для литников 5 мм диаметр
Легок в работе и легко выкипает. Идеальный диаметр для литейного прессования.



Полировочный порошок.

Polifast произведен из усовершенствованной формулы для высокоскоростной полировки акрила и термопластмасс таких как Acry Free, Flexi Nylon, T -crystal без запаха, без бактерий.



Flexi Clean Порошок для чистки протезов.

Предназначен для ультразвуковой чистки протезов. Порошок отлично чистит и дезинфицирует протез. Снимает зубной, никотиновый и кофейный налет.



Набор для обработки



Набор для полировки



Шлифовальные камни



Карбидовый бор



Алмазный бор



Сверла



Concentrated Duplicating Gelatine



Официальный Дистрибьютер
PERFLEX LTD. в России и СНГ
ООО „Адин Дентал Имплант Рус“
Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д.100,
оф.616.
тел. (812)380-38-42
office@adinrussia.ru



Производство новых биосовместимых термопластических материалов для эстетического протезирования

T-crystal
Революция
PERFLEX ЗАПУСКАЕТ
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ
ВСЕХ ВИДОВ ЗУБНЫХ
ПРОТЕЗОВ.



PERFLEX LTD. 2013

О КОМПАНИИ

Стабильность и прогресс:

Компания **Perflex**, ведущий производитель стоматологически биосовместимых термопластмасс для зубных протезов .

Perflex разрабатывает новые формулы из высокопрочных материалов для упрощения рабочего процесса в зуботехнических лабораториях.

- Flexi nylon** – для частичных протезов, гибкие.
- Acetal** - для бюгельных протезов.
- Acry free** - для полностью съемных протезов.
- T-Crystal** революционно новый биосовместимый термопластичный материал для любых видов протезов.

Помимо высокого качества материалов, **Perflex** предлагает Термопресс, который упрощает процесс и сокращает время работы.

Наш Термопресс и материалы в настоящее время распространены во многих странах по всему миру.

Качество:

Компания Perflex гордится строгим соблюдением стандартов качества производства ISO: 13485:2003 и ISO: 9001:2008 таким образом гарантируя клиентам высококачественный продукт.

Стандарты качества **Perflex** также встретились с жесткими стандартами качества европейской маркировкой CE. Материалы **Perflex** не вызывают аллергии.

Исследования и разработки:

Perflex с гордостью представляет революционно новый продукт: **T-Crystal**, подходит для всех типов съемных зубных протезов, в том числе с применением имплантатов.



T-Crystal является самой передовой термопластмассой для эстетических съемных зубных протезов современной стоматологии.

Компания **Perflex** была основана в 2007 году после длительного периода научно-технического изучения и улучшения эстетики стоматологических термопластмасс. Perflex владеет передовой зуботехнической лабораторией, специализирующейся на термопластичных методах протезирования, а так же позволяющей проводить обучающие курсы на местах.

Perflex для преподавателей и инструкторов проводят курсы по всему миру.

Успех **Perflex** пришел не случайно, для этого требуются годы исследований и опыт для достижения целей в современной стоматологии.

PERFLEX T-crystal®

Революционно новый термопластичный материал для всех видов съемных протезов.


Perflex запускает новый термопластичный материал, который подходит для использования в частично-съемных протезах, полно-съемных протезах, протезах на два зуба, в то время как его легкий вес позволяет применять его с имплантатами, без необходимости использования любого металлического каркаса, чтобы добавить жесткости в конструкцию аппарата.

Так как материал является умеренно жестким по степени гибкости, это позволяет использовать его для создания стоматологического шедевра практически любой сложности. Протез может быть произведен очень быстро, поскольку шаг литья металла, устраняется.

AceTal®



AceTal Применяется для эстетичных кламеров, временных коронок, бугельных протезов.



Acryfree®



AcryFree Специально разработанный материал для полностью съемных протезов с превосходно эластичными свойствами, очень легко обрабатывается .

T-crystal позволяет формировать кламмеры для достижения удержания.

Легко полируется, как акрил, гладкий и очень блестящий, а так же адаптация пациента проходит очень быстро и успешно. Очень "дружелюбный" материал для полировки и обработки.

Этот новый материал имеет все те свойства, которые Вы искали в гибких протезах для удовлетворения потребностей пациентов.

T-crystal позволит вам создавать не просто уникальные по своей гибкости и эстетичности протезы, но и великолепные улыбки ваших пациентов.

Flexinylon®



FlexiNylon Превосходные эластичные свойства, упругие, разработанные с контролируемой степенью гибкости в сочетании с прочностью. Легкий для частично-съемных протезов.

Smart 101



Инжекционный термопресс

Автоматический, программируемый, подходит для всех типов термопластов. Оптимальные результаты после литья. Ровное давление для последовательного и точного результата. Стабильность во всех термопластичных протезах.

SMART 101 литьевая машина представляет собой компактный, легкий мощный аппарат, программируемый с самыми разными преимуществами, необходимыми для успеха в любом литье всех видов термопласт и ремонта.

SMART 101, специально предназначены для обеспечения наилучших результатов при помощи линии термопластичных материалов Perflex.

Особенности:

- *Полный Автомат, программируемый для всех видов термопластических материалов
- * Очень легок в работе
- * Высокое качество результата для получения очень точных и эстетических протезов
- * Экономичный, вы сами можете регулировать количество засыпаемого материала в картридж
- * Горизонтальная загрузка
- * Рабочее давление до 9,5 бар.
- *Компактный и простой в использовании.
- *Экономичность и низкая стоимость запасных частей.

Технические характеристики:

Использование: около 30 раз в день
Вес: 25 кг
Размеры: Высота: 225 мм
Ширина: 900 мм
Глубина: 260 мм

Доступный в 110 В и 220

Другая Продукция



Алюминиевая кювета Perflex

Используется для введения термо-материалов Perflex.Кювета из высококачественного алюминия с очень гладкой отделкой это облегчает процесс распаковки.



Термостойкие Перчатки

Используется для защиты при постановке горячей кюветы и при снятии. Один размер: средний.



Алюминиевые гильзы

