

## ТАБЛИЦА ФАСОНОВ

ЗУБЫ ИЗ АКРИЛОВОЙ ПЛАСТМАССЫ

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЗУБЫ NEW ACE

БОКОВЫЕ ЗУБЫ MILLION

БОКОВЫЕ ЗУБЫ HARPER

БОКОВЫЕ ЗУБЫ NEW MILLION

ЗУБЫ ТРЕХСЛОЙНЫЕ

КОМПОЗИТОПОЛНЕННЫЕ

ФРОНТАЛЬНЫЕ CROWN RX

БОКОВЫЕ CROWN RX



**YAMAHACHI DENTAL MFG. CO.**

ООО «РУДЕНТ» 8 499 785 95 26/27

Москва ул 4-я Парковая д12 к 1

ФРОНТАЛЬНАЯ ГРУППА NEW ACE

(двухслойные)



ОТТЕНКИ: 16 различных цветов по шкале VITA  
A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4

ООО «РУДЕНТ» 8 499 785 95 26/27

Москва ул 4-я Парковая д12 к 1





ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ

| ФРОНТАЛЬНЫЕ ЗУБЫ | БОКОВЫЕ ЗУБЫ |         |         |             |
|------------------|--------------|---------|---------|-------------|
|                  | NEW ACE      | MILLION | NAEKROE | NEW MILLION |
| T1               | L2           | 29      | M30     | M30         |
| T2               | L2           | 29      | M30     | M30         |
| T3               | L6           | 31      | M32     | M32         |
| T4               | L4           | 30      | M30     | M30         |
| T5               | L7           | 31      | M32     | M32         |
| T6               | L7           | 32      | M34     | M34         |
| TL4              | L6           | 31      | M34     | M34         |
| TL5              | L8           | 32      | M34     | M34         |
| TL6              | L8           | 32      | M34     | M34         |
| S2               | S3L          | 29      | M30     | M30         |
| S3               | S4L          | 29      | M30     | M30         |
| S4               | L4           | 30      | M32     | M32         |
| S5               | L6           | 30      | M32     | M32         |
| S6               | L7           | 31      | M34     | M34         |
| SS2              | S3L          | 29      | M28     | M28         |
| SS3              | S4L          | 29      | M30     | M30         |
| O2               | S3L          | 29      | M28     | M28         |
| O3               | L3           | 30      | M30     | M30         |
| O4               | S4L          | 31      | M32     | M32         |
| O5               | L6           | 32      | M34     | M34         |

ОТТЕНКИ: 16 различных цветов по шкале VITA  
A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4

ООО «РУДЕНТ» 8 499 785 95 26/27

Москва ул 4-я Парковая д12 к 1



БОКОВАЯ ГРУППА 30° NAPERCE

(двухслойные)



БОКОВАЯ ГРУППА NEW MILLION

(однослойные)



ОТТЕНКИ

16 различных оттенков по шкале VITA

VITA является зарегистрированной торговой маркой компании Vita Zahnfabrik GmbH

ООО «РУДЕНТ» 8 499 785 95 26/27

Москва ул 4-я Парковая д12 к 1